

01|

De quoi s'agit-il ?

Un blanchiment de dents est un procédé éclaircissant la dent.

02|

Dans quel cas l'adopter ?

Avec l'âge, les dents se colorent par la consommation de certaines substances (thé, café, vin rouge, tabac, jus de fruits, etc...). Le blanchiment des dents permet de restituer la blancheur naturelle de vos dents.

03|

Le traitement est-il sûr ?

Le procédé est sans aucun risque.



04|

Combien de temps dure le traitement ?

La durée varie d'une heure à plusieurs jours selon le type de traitement choisi.

05|

Le résultat est-il durable ?

La longévité de l'effet dépend de l'hygiène buccale ainsi que des habitudes alimentaires. Un rappel environ tous les 2 ans permet de maintenir la blancheur.



Consultez votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire pour des renseignements personnalisés.

PURE
SMILE AND WHITENESS

Un produit de
Axis Dental Sàrl – Chemin du Cloalet 4
CH-1023 Crissier – www.axis-dental.ch

Le meilleur choix au service de votre sourire

PURE
SMILE AND WHITENESS

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL DE DENTS



Une gamme élaborée en fonction de vos besoins



PURE est une gamme de produits de blanchiment de dents élaborée en collaboration avec les plus grands spécialistes.

Les résultats, rapidement visibles, vous garantiront longtemps un sourire éclatant.



PURE est un procédé non agressif et sans aucun risque. Au-delà de leur grande efficacité, les produits de la gamme PURE sont très faciles à utiliser. Leur pH neutre garantit une tolérance parfaite.



Avec PURE les résultats seront visibles dès les premières applications.

A domicile



PURE JOUR

22%

La formule idéale pour les personnes qui souhaitent porter leurs gouttières moins longtemps: un résultat optimal en seulement deux applications quotidiennes de 45 minutes durant 8 jours.



PURE NUIT

10%

Ces traitements de nuit conviennent à tous les cas. Pour les dents ou les collets sensibles, PURE 10% est la solution idéale, la manière la plus douce d'obtenir les dents blanches. Environ 4 heures durant 16 nuits.



16%

Déroulement du traitement

Votre dentiste prend soin de vos dents afin de confectionner des gouttières personnalisées. Il vous fournit le produit de blanchiment répondant le mieux à vos exigences et vous indique la marche à suivre afin d'optimiser le résultat.

PURE ECLAT

pen
16%

Utilisez le Pen avec la Lampe-LED PURE et éclairez vos dents en seulement 15 minutes par jour.



Chez votre dentiste



PURE EXPRESS

La manière la plus rapide de blanchir vos dents : un sourire éclatant en une heure seulement ! Le produit est appliqué directement sur les dents, les tissus mous sont totalement protégés. Ce procédé est sans aucun risque et n'affecte pas la structure des dents.



PURE EXPRESS plus

La combinaison parfaite qui associe le traitement chez votre dentiste et à domicile. Un résultat rapide, encore plus durable. De plus, vous possédez vos gouttières personnalisées pour des rappels ultérieurs.



Avec chaque traitement

PURE care



Ce complément stabilise rapidement la couleur et diminue une éventuelle sensibilité durant, avant ou après le traitement.

