



- Brocas Dentárias
- Postes Radiculares
- Puntas de Ultrason
- Branqueamiento Dentário

CATÁLOGO

2022-23



AXIS Dental Sarl

Ch. du Cloalet 4
1023 Crissier - Swizerland
Tel: +41 21 633 0 633
Email: mail@axis-dental.ch

Axisworld Unipessoal LDA

Avda Da Republica 43
Lisboa 1050-187
Tel: 34 91 679 59 80
Email: info@axis-dental.es

www.axis-dental.com

Bienvenidos

Apraz-nos partilhar com os nossos prezados clientes o Catálogo Axis Dental 2022-23, que contém informação completa e minuciosa acerca da vasta gama de produtos que disponibilizamos.

Desde a fundação da empresa na Suíça em 1998, o nosso trabalho tem-se norteado pelo impulso da inovação contínua que nos leva a proporcionar-lhes produtos da máxima qualidade e eficiência, alcançando assim a satisfação de dentistas, técnicos de laboratório e, naturalmente, dos pacientes.

Nestes últimos anos, o nosso afã de melhoria tem-nos levado a um processo de transformação digital da empresa, através do qual desejamos agilizar a comunicação com os clientes através do nosso site e das redes sociais. Recentemente também inaugurámos a loja online, uma iniciativa que nos permite uma maior velocidade de ação e flexibilidade a todos os níveis.

Em paralelo, continuamos a servi-lo de modo direto e presencial a partir da nossa vasta rede comercial na Suíça, Espanha, Portugal e Bulgária, onde se estabelece um vínculo no atendimento contínuo aos clientes, proximidade essa que nos permite constatar necessidades que nos motivam a continuar a criar.

Para além das referências das nossas mais de 1000 modalidades de brocas dentárias, pontas ultrassónicas, postes dentários e tratamentos de branqueamento dentário, neste catálogo também incluímos informações valiosas para o dentista sobre os usos, manutenção e conservação dos instrumentos dentários, já que a qualidade e durabilidade dos produtos é o que nos define e nelas assentam a confiança e fidelidade dos clientes.

Obrigado por nos escolher

Jean-Paul Berclaz Dominique Rahm

Sócios
Axis Dental



A *Garantia* está na
nossa experiência.

CONTEÚDOS



Nossa empresa



Garantia



Rede Internacional



Productos

BROCAS DENTÁRIAS



Introdução e funcionalidades

Na sua dentista

Brocas diamantadas
Brocas em carboneto de tungsténio
Cerâmica
Polidores

Em laboratório

Brocas diamantadas
Brocas em carboneto de tungsténio
Polidores

12



POSTES RADICULARES



Introdução e funcionalidades

Postes de fibra de vidro

192



PONTAS DE ULTRASOM



Introdução e funcionalidades

Profilaxia
Periodontia
Limpeza de implantes

200



BRANQUEAMENTO DENTÁRIO



Introdução e funcionalidades

Na sua dentista
Na sua casa

216





INTRODUÇÃO



A Axis Dental é uma empresa especializada na produção, comercialização e distribuição de brocas dentárias, pontas ultrassónicas, postes radiculares e soluções de branqueamento dentário.

Filosofia

A nossa filosofia pauta-se pelo **fabrico de instrumentos precisos e eficazes de elevada qualidade** com uma maior duração e que permitem economizar material ao odontologista.

Tratamento personalizado: proximidade e profissionalismo


O nosso objetivo de trabalho é ganhar a confiança dos profissionais da odontologia através do apoio de uma equipa de profissionais formados com uma clara orientação para o cliente.




Os nossos clientes destacam a qualidade e a durabilidade dos produtos da Axis Dental.

Dominique Rahm
Diretor de Marketing e Vendas Axis Dental

Missão



Axis Dental persegue a excelência na qualidade dos produtos e serviços disponibilizados. O profissionalismo do pessoal da Axis Dental satisfaz de modo competente as necessidades e expectativas dos clientes.



Nossa
empresa



INTRODUÇÃO



Criada em 1998, na Suíça, a Axis Dental tem como objetivo proporcionar aos profissionais do setor dentário as melhores soluções que lhes facilitem o trabalho graças a materiais de última geração.

Qualidade e experiência

Os nossos instrumentos dentários são concebidos e fabricados na Suíça, com a garantia da máxima qualidade.

Os processos de produção levam-se a cabo com recurso a equipamentos modernos e a uma supervisão exaustiva de cada fase do trabalho. Todos os produtos da Axis Dental cumprem as normas europeias mais rigorosas.

“

Consideramos essencial disponibilizar o produto com convicção e honestidade frisando a qualidade do mesmo. Transmitir ao cliente que se tem um bom produto.



Compromisso

A Axis Dental persegue a excelência na qualidade dos produtos e serviços disponibilizados. A precisão, a qualidade e o serviço constituem os valores que nos fazem evoluir.

Desde a sua criação, a Axis Dental soube ganhar a confiança dos profissionais graças ao serviço personalizado, à disponibilidade e aos produtos de alta qualidade.

A nossa missão passa pela melhoria contínua e pela capacidade de adaptação aos processos e regulamentos atuais, o que constitui a nossa melhor garantia.

Gestão de qualidade internacional

Os nossos dispositivos médicos são produzidos em conformidade com as normas internacionais ISO 13485.

Certificado Comunidade europeia

Todos os nossos produtos médicos possuem o reconhecimento CE e cumprem com as disposições da Diretiva 93/42/EEC.



Garantia





INTRODUÇÃO



A nossa empresa dispõe de laboratório próprio de fabrico na Suíça, para além de delegações em Espanha, Portugal e Bulgária. Também está presente em diferentes países através de distribuidores.

Distribuição Internacional

A Axis Dental conta com uma rede de venda internacional capaz de facultar assistência de qualidade aos nossos clientes e parceiros.

Na Axis Dental há sempre um especialista perto de si. Contamos com uma vasta equipa de técnicos comerciais, para que os nossos produtos sejam acessíveis a todas as clínicas e laboratórios das nossas zonas de distribuição.

O profissionalismo do pessoal da Axis Dental satisfaz de modo competente as necessidades e expectativas dos clientes.

Rede Internacional

Perto de si

A nossa excelência na relação com os clientes assenta em quatro pilares:

- ✓ Atendimento pós-venda
- ✓ Premiamos a sua fidelidade
- ✓ Personalizamos kits à medida das suas necessidades
- ✓ Facultamos formação sobre os nossos produtos

Kits personalizados

As nossas soluções incluem uma vasta gama de referências em brocas dentárias tanto para o trabalho em clínica como em laboratório. Todas elas possuem os melhores materiais, o que proporciona eficácia, precisão, rapidez de corte, geometrias perfeitas e ausência de vibrações. Podemos criar um kit personalizado que se adapte às necessidades e dinâmica de trabalho do dentista, tanto em clínica como em laboratório.



Formação profissional

Como parte inerente do nosso compromisso com o desenvolvimento dos profissionais atuais e do futuro, a Axis Dental em Portugal criou a Formação AD, um programa de formação adaptado aos avanços e novas técnicas de trabalho no campo da odontologia.

Os *workshops*, especializados nas áreas da restauração e estética dentária, têm uma componente teórico-prática que permite aos assistentes reforçar os conceitos ministrados por conceituados profissionais do mundo inteiro.

Descubra a nossa oferta formativa disponível a fim de desenvolver as suas competências profissionais ao mais alto nível.





BROCAS DENTARIAS




Instrumento essencial em Odontologia





BROCAS DENTARIAS




Um instrumento essencial para a odontologia

As brocas dentárias ocupam um lugar importante nos instrumentos básicos da Odontologia. A escolha correta e adaptação ao instrumento rotatório determinará a sua eficiência a longo prazo.

Muito frequentemente estes instrumentos escolhem-se de forma empírica. O estudo das diferentes substâncias e materiais sobre os quais se trabalha e os resultados de diferentes estudos clínicos permitem escolher as brocas que melhor se adaptam.

Regras de utilização

- Assegurar uma refrigeração suficiente através de um spray de água para evitar o deterioro do dente e áreas adjacentes.
- O spray deve distribuir-se por todo o comprimento ativo do instrumento. Um desvio do jato poderá provocar lesões de origem térmica.
- É necessária uma refrigeração adicional para instrumentos com um comprimento superior a 19 mm ou com um diâmetro da parte ativa superior a 2 mm.
- Descarte de imediato os instrumentos rombos, bem como os instrumentos dobrados e excêntricos.
- Tenha em consideração a pressão de trabalho prescrita de 0,3 - 2N (30 - 200p) para instrumentos FG e 2 - 5N (200 - 500p) para instrumentos HP, trabalhe sem pressão.
- As turbinas, contra-ângulos e peças de mão devem estar em perfeito estado para um bom funcionamento do material.
- Insira os instrumentos com cuidado e sem forçar no modo de treino. Os instrumentos devem introduzir-se nas pinças até ao fim da sua parte cilíndrica.
- Durante o trabalho, evite fazer de alavanca e inclinar o instrumento e girá-lo sobre o rebordo.
- Deve respeitar inteiramente as velocidades de rotação recomendadas indicadas na embalagem.
- Ponha o instrumento na velocidade de rotação recomendada fora da boca do paciente (para o protético ponha a rotação na velocidade máxima antes de aplicar o instrumento no objeto a trabalhar).
- Qualquer instrumento desgastado ou danificado deve ser eliminado de acordo com as normas de gestão de resíduos em vigor no país de uso.
- Qualquer ocorrência grave que se produza relativamente ao instrumento deverá ser comunicada ao fabricante e/ou à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador estiver estabelecido.




>>> Gama de brocas



En Clínica

BROCAS DIAMANTADAS

- Estándar
- Séries R-RD
- Micro preparação
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontología
- Interdentário



CARBURO DE TUNGSTENO

- Estandar
- Para escavar
- Para coroas e pontes
- Para acabamento 12 lâminas
- Para acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Para cirurgia




CERÁMICA

- Para tecidos moles



POLIDORES


- Escovas
- Universal
- Compósito
- Cerâmicas
- Pedras



Em laboratório

EM LABORATÓRIO

- Brocas diamantadas
- Brocas em carboneto de tungstênio
- Pulidores
- Polidores



Aplicaciones



Cirurgia
maxilo-facial



Implantologia



Ortodontia



Preparação
de coroas



Preparação
da cavidade



Preparação do
canal radicular



Profilaxia



Eliminação de antigas
restaurações



Separação
de coroa



Alisamento
radicular



Tratamento de
obturações




As principais características das brocas são:

- A escolha rigorosa do material com o qual estão realizadas.
- A precisão e o rigor de fabrico.
- A eficácia e conforto do produto quando se trabalha.
- A duração de vida do instrumento a médio e longo prazo.



BROCAS DENTARIAS



No nosso site encontrará todas as referências de brocas com informação minuciosa para poder escolher os produtos que se adequem às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.



CONSULTA NOSSA

WEB

Como fazer o pedido

801

	606 314.001.524	FG B01	006	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	033
	606 314.001.504	FG C 801	x	x	x	012	014	x	x	x	023	x	029	x
	606 314.001.014	FG F 801	x	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	033
	606 314.001.534	FG G 801	x	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	033
	606 314.001.544	FG SG 801	x	x	x	012	014	016	018	021	023	x	x	x

606 313.001.534

FG S 801

006 010 012 014 016

606 204.001.524

RA 801

x x x 012 014 016 018 x 023 x 029 x

1

Com a referência Axis

Acrescentando o diâmetro à referência Axis indicada.

FG F 801.014

2

Através da nossa e-shop

Selecionando diretamente o diâmetro desejado da ponta na e-shop. O sistema

FG G 801.027

3

Com o número ISO

Acrescentando o diâmetro do número ISO indicado.

806.313.001.524.010



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micropreparación
- Veneers
- Punta guía
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontología
- Interdental

A Axis Dental concebeu uma nova geração de instrumento, uma broca única com 20% mais de cobertura de DIAMANTE.





Introdução às brocas de diamante

Os instrumentos de diamante compõem-se de um cabo de aço inoxidável de alta resistência à deformação (monobloco), perfeitamente calibrado para ter um movimento de rotação pura.

Por cima da parte ativa da broca fixa-se o diamante que se une ao aço nu por meio de um processo especial de eletrodeposição em três fases:

- Uma camada de preparação de níquel que desempenha um papel de antivibração.
- Uma camada de selagem, que une os grãos de diamante de forma segura.
- Uma camada dura de níquel que fixa com força os grãos de diamante.

Podem ser fabricados com partículas de diamante natural ou sintético. Tendo em conta a superioridade das partículas de diamante natural, a Axis Dental fabrica unicamente os seus produtos com esta opção.

As propriedades físicas do diamante natural são as seguintes:

- A alta dureza.
- A grande pureza.
- A forma.
- A estrutura.

A parte ativa da broca está coberta por grãos calibrados de diamante natural. A grande capacidade abrasiva desta superfície, associada à alta velocidade de rotação, permite um efeito de abrasão muito efetivo das estruturas duras do dente (esmalte e dentina sã).

Porém, não é efetiva para tirar estrutura dental mole (dentina cariada).



Modo de utilização:

- A broca fixa-se sobre uma turbina ou um contra-ângulo de alta velocidade.
- Estes aparelhos dispõem de um sistema de refrigeração de água e ar.
- A rotação da broca e o tamanho das partículas de diamante varia segundo o desejo de eficácia requerido.
- Graças à sua alta eficácia, os instrumentos de diamante grossos ou supergrossos utilizam-se para realizar qualquer tipo de preparação dentária sem aumento da temperatura.
- As brocas standard são de partículas de grão médio, permitindo uma boa abrasão e um corte fino.
- Os instrumentos de acabamento de diamante possuem um grão fino que permite um trabalho mais preciso e, em paralelo, a obtenção de uma superfície perfeitamente lisa.

Poder do diamante



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Composição do Número ISO

(ISO 6360, 2157, 1797)



A + B C + D + E + F = ISO-No. 806.314.111.534.012


A Material da parte ativa.
Exemplo: 806 diamante/500 carboneto de tungstênio, etc.

B / C Cabo e comprimento total.
Exemplo: 314 FG/204 RA, etc.

D Forma da parte ativa.
Exemplo: 111 cilindro, 001 arredondada, etc.

E Tipo de acabamento da parte ativa.
Exemplo: 534 grãos de diamante grossos, 007 folhas helicoidais com cortes transversais, etc.

F Tamanho nominal, diâmetro da parte ativa maior em escala 1/10 mm.
Exemplo: 012 diâmetro 0,12 mm, etc.




Correspondência ISO com referência Axis Dental

ISO-No. 806.314.111.534.012

FG G 837.012
Mango Acabado Forma Diâmetro


ISO	AXIS DENTAL
806	Diamante
314	FG
111	837
534	G
012	012



Mangos de brocas dentais

Diâmetro: 1,0 mm

Para quaisquer tipos de turbinas ou contra-ângulos de alta velocidade (vermelho)



ISO 313 FG S (Friction Grip Short)

- Tamanho do cabo L: 16 mm
- Em todos os casos em que a altura de trabalho for limitada, um cabo mais pequeno permite um acesso mais confortável.

ISO 314 FG (Friction Grip)

- Tamanho do cabo L: 19 mm
- É o cabo mais frequente.

ISO 315 FG L (Friction Grip Long)


- Tamanho do cabo L: 21 mm

ISO 316 FG XL (Friction Grip Xtra Long)

- Tamanho do cabo L: 25 mm
- O tamanho deste cabo permite cirurgia.

Diâmetro: 2.35 mm

Para quaisquer tipos de contra-ângulos de baixa velocidade (azul ou verde)



ISO 204 RA (Right Angle)

- Tamanho do cabo L: 22 mm

ISO 205 RA L (Right Angle Long)

- Tamanho do cabo L: 26 mm

ISO 206 RA XL (Right Angle Xtra Long)

- Tamanho do cabo L: 34 mm

Para uso en piezas de mano

ISO 104 HP type (Hand Piece)

- Tamanho do cabo L: 44,5 mm



Fotos proporcionada por BienAir.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES



Caraterísticas das Brocas de Diamante





1

DUREZA

Com uma densidade de 3,5, o diamante é o mineral natural mais duro.

Peso específico	3.514
Massa molecular	12.01
Dureza	10 MOHS= 8000 H.V

3

FORMA

A forma octaédrica das partículas de diamante naturais permite uma alta densidade de diamante e uns espaços interpartículas regulares. Ambas as características são necessárias para uma ótima eliminação dos resíduos de corte.

A concentração obtida está entre 50 e 60% da superfície, ao passo que a concentração teórica ótima obtida com esferas é de 75%.

As partículas de diamante devem ser calibradas para assegurar uma concentração ótima e regular sobre o instrumento. A distribuição equitativa garantirá uma rotação concêntrica e perfeita da broca.

2

PUREZA

As partículas de diamante natural não têm praticamente nenhuma impureza magnética como o níquel, o cobalto ou o ferro.

Um estudo de De Beers compara a pureza do diamante natural com o sintético.


Comparação entre diamantes naturais e sintéticos

	Diamante natural	Diamante sintético especialmente tratado por eletrodeposição
Impurezas do Ferro Ppm	10-50	1000-7000
Suscetibilidade magnética X 10-6 cgs	0-4	110-170

4

ESTRUTURA SUPERFICIAL

A superfície irregular das partículas de diamante natural confere-lhe uns efeitos retentivos muito bons na capa de adesão de níquel e melhora o comportamento abrasivo graças aos rebordos de corte afiados.



G 879



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

As partículas de diamantes calibradas distribuem-se principalmente em cinco tamanhos diferentes.



Supergrosso (SG) - ANEL NEGRO

Tamanho do grão de diamante ~ 150-180µ

- O instrumento mais abrasivo do mercado.
- A eficiência é 60% superior à de uma broca standard.
- Suportam alta pressão de corte com uma grande capacidade de abrasão.

Grosso (G) - ANEL VERDE

Tamanho do grão de diamante ~ 125-150 µ

- Um instrumento relativamente abrasivo.
- A eficiência é 30% superior à de uma broca standard.
- Suportam alta pressão de corte com uma grande capacidade de abrasão.

Standard - SEM ANEL

Tamanho do grão de diamante ~ 106 µ

Boa capacidade de abrasão.

Fino (F) - ANEL VERMELHO

Tamanho do grão de diamante ~45µ

Suavidade da superfície tratada com um bom acabamento.

Extrafinas (C) - ANEL AMARELO

Tamanho do grão de diamante ~ 15µ

- Suavidade da superfície tratada com um bom acabamento.
- Aplicação ideal sobre os compósitos.

Vida média da capacidade de abrasão dos instrumentos de diamante baseada nos materiais e substâncias tratadas

A vida média de abrasão dos instrumentos de diamante depende do trabalho realizado e do modo como se usam. O desgaste provém do descolamento das partículas de diamante.

A vida média dos instrumentos pode diminuir com um uso incorreto.



- O esmalte causa um desgaste normal.
- A dentina sã, os cimentos e os compósitos alteram minimamente o instrumento.
- A amálgama e o ouro, mais que desgastar o instrumento, obstruem o espaço entre as partículas de diamante.
- O aço, o cromoníquel e o cromo-cobalto alteram rapidamente o instrumento.
- A ponta de um espigão de aço incluído na restauração pode danificar a superfície abrasiva do instrumento.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA


POLIDORES

ESTÁNDAR

- Séries R-RD
- Micro preparação
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontologia
- Interdentário

ESTÁNDAR







BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

ESTÁNDAR

- Séries R-RD
- Micro preparação
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontologia
- Interdentário

ESTÁNDAR







BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

368



L mm



3.5 3.5 5 5

806.314.257.524

FG 368

015 018 021 023

806.314.257.504

FG C 368

016 018 021 023

806.314.257.514

FG F 368

016 018 021 023

806.314.257.534

FG G 368

016 018 021 023

806.314.257.544

FG SG 368


016 018 021 023



806.313.257.524

FG S 368

016 X X 023



806.204.257.524

RA 368

X X X 023

806.204.257.514

RA F 368

X X X 023

369



L mm



5.5

806.314.263.524.023

FG 369

023

806.314.263.504.023

FG C 369

023

806.314.263.514.023

FG F 369

023

806.314.263.534.023

FG G 369

023

806.314.263.544.023

FG SG 369

023



379



L mm

3 3.5 4.5 4.5

	806.314.277.524	FG 379	014	018	021	023
	806.314.277.504	FG C 379	014	018	021	023
	806.314.277.514	FG F 379	014	018	021	023
	806.314.277.534	FG G 379	014	018	021	023
	806.314.277.544	FG SG 379	014	018	021	023



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

- Séries R-RD
- Micro preparação
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontologia
- Interdentário



390



L mm 3,5

806.314.274.524.016

FG 390 016

806.314.274.504.316

FG C 390 016

806.314.274.514.016

FG F 390 016

392



L mm 5

806.314.465.524.016


FG 392 016

806.314.465.504.016

FG C 392 016

806.314.465.514.016

FG F 392 016



801



L mm



	806.314.001.524	FG 801	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.504	FG C 801	X	X	X	012	014	X	X	X	023	X	029	X
	806.314.001.514	FG F 801	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.534	FG G 801	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.544	FG SG 801	X	X	X	012	014	016	018	021	023	X	X	X



	806.313.001.524	FG S 801	X	009	010	012	014	016	X	X	X	X	X	X
--	-----------------	----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---




	806.204.001.524	RA 801	X	X	X	012	014	016	018	X	023	X	029	X
--	-----------------	--------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---

801L



L mm



	806.314.697.524	FG 801L	010	012	014	016	018
	806.314.697.514	FG F 801L	X	X	X	016	X
	806.314.697.534	FG G 801L	010	012	014	016	018
	806.314.697.544	FG SG 801L	X	012	014	016	018



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

802



L mm



806 314 002 524

FG 802: 010 012 014 016 018

806 314 002 514

FG F 802: X 012 X X X

806 314 002 534

FG G 802: 010 012 014 016 X

805



L mm



806 314 010 524

FG 805: 009 010 012 014 016 018 023

806 314 010 534

FG G 805: X 010 012 014 016 018 X



806 313 010 524

FG S 805: X 010 012 X X X



806 204 010 524

RA 805: X X 012 014 X X X

806



L mm




806 314 019 524

FG 806: 010 012 014 016 018

806 314 019 534

FG G 806: 010 012 014 016 018



807



L mm

3.5 4 5

806 314 225 524

FG 807

012 015 018

806 314 225 534

FG G 807

012 016 018

811



L mm

4 5

806 314 038 524

FG 811

033 040

806 314 038 544

FG SG 811

033 040

813



L mm

1.5 1.6

806 314 032 524

FG 813

010 014

806 314 032 534

FG G 813

014



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD

Micro preparação

Veneers

Guia de ponta

Diamantado DLC

Multicapa

Periodontologia

Interdentário

818



806.314.042.524

L mm

0.5

1

1

FG 818

018

033

042

806.314.042.534

FG G 818

0

0

042

820




806.314.043.524.050

L mm

2

FG 820

050



822



L mm 2

806.314.237.524.009

FG 822 009

829



L mm 3 3

806.314.235.524.

FG 829. 010 012

806.314.235.504.

FG C 829. 010 012

806.314.235.514.

FG F 829. 010 012

829L



L mm 5

806.314.236.524.014

FG 829L 014

806.314.236.504.014

FG C 829L 014

806.314.236.514.014

FG F 829L 014



BROCAS DENTÁRIAS




BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES



830

830



L, mm



3 3 -3 3 3

806.314.238.524

FG 830

009 010 012 014 016

806.314.238.504

FG C 830

X 010 012 X X

806.314.238.514

FG F 830

X 010 012 014 016

806.314.238.534

FG G 830

X 010 012 014 016

806.314.238.544

FG SG 830


X X 012 014 016



806.313.238.524

FG S 830

X 010 012 X X



830L



L mm




	806.314.239.524	FG 830L	012	014	016	018
	806.314.239.504	FG C 830L	012	014	X	X
	806.314.239.514	FG F 830L	012	014	016	018
	806.314.239.534	FG G 830L	012	014	016	018
	806.314.239.544	FG SG 830L	X	014	X	X

833



L mm



	806.314.466.524.031	FG 833	031
	806.314.466.514.031	FG F 833	031



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

835



806.314.107.524

FG 835

008 009 010 012 014 016

806.314.107.504

FG C 835

008 X X X X X

806.314.107.514

FG F 835

008 X X X X X

806.314.107.534

FG G 835

008 009 010 012 014 016

806.314.107.544

FG SG 835

X X 010 012 014 X



806.313.107.524

FG S 835

008 X 010 012 X X



806.204.107.524

RA 835

X X X 012 X X

835KR



806.314.156.524

FG 835KR

008 010 012 014 016

806.314.156.514


FG F 835KR

008 010 012 014 016

806.314.156.534

FG G 835KR

008 010 012 014 016




836



L mm



6 6 6 6

	806 314 110 524	FG 836	010	012	014	018
	806 314 110 504	FG C 836	X	012	X	X
	806 314 110 514	FG F 836	010	012	014	X
	806 314 110 534	FG G 836	010	012	014	018
	806 314 110 544	FG SG 836	X	012	014	X
						
						
	806 313 110 524	FG S 836	X	012	X	X


836KR



L mm



6 6 6 6 6

	806 314 157 524	FG 836KR	010	012	014	016	018
	806 314 157 514	FG F 836KR	X	012	X	016	X
	806 314 157 534	FG G 836KR	010	X	X	X	X
	806 314 157 544	FG SG 836KR	010	X	X	X	X






BROCAS DENTÁRIAS




BROCAS DIAMANTADAS

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

837						
						
						
						
						
						
						
						

837KR				
				
				



837L

Ø 3,6 mm
10 mm

	L mm	10	10	10	10
806.314.112.524	FG 837L	012	014	016	018
806.314.112.514	FG F 837L	012	014	X	X
806.314.112.554	FG G 837L	012	014	016	018



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

838



L, mm



3 4 4

806.314.137.524

FG 838

009 010 012

806.314.137.514

FG F 838

012

806.314.137.534

FG G 838

010 012

806.314.137.544

FG SG 838

010 012

845



L, mm



4 4 4

806.314.170.524

FG 845

012 014 018

806.314.170.514

FG F 845

012

806.314.170.534


FG G 845

012 014

806.314.170.544

FG SG 845

012



845KR



806.314.544.524

806.314.544.514

FG 845KR

FG F 845KR

L mm

4

4

4

018

021

025

018

021

025

846



806.314.171.524

806.314.171.514

806.314.171.534

806.314.171.544

FG 846

FG F 846

FG G 846

FG SG 846

FG S 846

L mm

6

6

7

012

015

025

x

015

025

012

015

025

x

015

x

x

015

x



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

846KR



L mm



6 6 6

806.314.545.524

FG 846KR

014 016 018

806.314.545.514

FG F 846KR

015 018

806.314.545.534

FG G 846KR

014 016 X

806.314.545.544

FG SG 846KR

014 016 X

847



L mm



5 5 5 5 5

806.314.172.524

FG 847

012 014 016 018 021

806.314.172.514

FG F 847

012 X X 018 021

806.314.172.534

FG G 847

012 014 016 018 021

806.314.172.544

FG SG 847


012 014 016 018 021



806.313.172.524

FG S 847

X 014 X X X



847KR



L mm



5 5 5 5

806.314.546.524

FG B47KR

014 015 018 023

806.314.546.514

FG F B47KR

X X 015 023

806.314.546.534

FG G B47KR

X X 018 023

806.314.546.544

FG SG B47KR

X X 015 X

848



L mm



10 10 10 10 10

806.314.173.524

FG 848

012 014 015 018 025

806.314.173.504

FG C 848

X X 015 X X

806.314.173.514

FG F 848

012 014 015 X X

806.314.173.534

FG G 848

012 014 015 018 025

806.314.173.544

FG SG 848

012 014 015 018 X



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

849



L mm



806.314.196.524

FG 849

010

012

806.314.196.514

FG F 849

010

012

806.314.196.534

FG G 849

010

012

850



L mm



806.314.199.524

FG 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.504

FG C 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.514

FG F 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.534

FG G 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.544

FG SG 850

012

014

016

018

021

023



806.204.199.524

RA 850


014

016

018

021

023



850XL



L mm 10

	806.314.199XL.524.012	FG 850XL	012
	806.314.199XL.514.012	FG F 850XL	012
	806.314.199XL.534.012	FG G 850XL	012
	806.314.199XL.544.012	FG SG 850XL	012

851



L mm 8 11

	806.314.219.524	FG 851	012	016
	806.314.219.534	FG G 851	012	016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

852



L mm

4

6

6

806.314.154.524

FG 852

010

012

015

806.314.154.504

FG C 852

010

012

015

806.314.154.514

FG F 852

010

012

015

806.314.154.534

FG G 852

012

015



806.313.154.524

FG S 852

010

855



L mm

6

6

806.314.197.524

FG 855

012

014

806.314.197.514

FG F 855

012


014

806.314.197.534

FG G 855

012

014



856



L mm

8 8 8 8 8 8

806.314.198.524

FG 856

012 014 016 018 021 023

806.314.198.504

FG-C 856

012 014 016 X X X

806.314.198.514

FG-F 856

012 X 016 018 021 023

806.314.198.534

FG-G 856

012 014 016 018 021 023

806.314.198.544

FG-SG 856

012 014 016 018 021 023



806.313.198.524

FG-S 856

X 014 016 X X X



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

858



806.314.165.524

FG 858

012 014 016 018

806.314.165.504

FG C 858

012 014 016 X

806.314.165.514

FG F 858

012 014 016 X

806.314.165.534

FG G 858

012 014 016 018

806.314.165.544

FG SG 858

X 014 X X



806.313.165.524

FG S 858

X 014 X X

859



806.314.166.524

FG 859

010 012 014 016 018

806.314.166.504

FG C 859

010 012 014 016 018

806.314.166.514

FG F 859

010 012 014 016 018

806.314.166.534

FG G 859

010 012 014 016 018

806.314.166.544

FG SG 859

X X X X 018



806.313.166.524

FG S 859


010 X X 016 X



806.204.166.524

RA 859

X 012 X 016 X



G 858

860



L mm



806.314.247.524

FG 860 010 012

806.314.247.504

FG C 860 010 012

806.314.247.514

FG F 860 010 012

806.314.247.534

FG G 860 010 012



806.204.247.524

RA 860 x 012

861



L mm



806.314.248.524.012

FG 861 012

806.314.248.504.012

FG C 861 012

806.314.248.514.012

FG F 861 012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

862



806.314.249.524

L mm



8 8 8 8

806.314.249.504

FG 862

010 012 014 016

806.314.249.514

FG C 862

010 012 014 016

806.314.249.534

FG F 862

010 012 014 016

806.314.249.534

FG G 862

010 012 014 016

806.314.249.544

FG SG 862

x 012 014 016



806.313.249.524

FG S 862

x 012 x x



806.204.249.524

RA 862

x 012 x x

806.204.249.514

RA F 862

x 012 x x

863



806.314.250.524

FG 863

012 015 018

806.314.250.504

FG C 863

012 016 x

806.314.250.514

FG F 863

012 016 018

806.314.250.534

FG G 863

012 016 018

806.314.250.544

FG SG 863


012 016 x



806.204.250.524

RA 863

x x 018



864



L mm 12

806.314.251.524.014

FG 864 014

806.314.251.534.014

FG G 864 014

868K



L mm 8 8

806.314.222.524

FG 868K 012 016

806.314.222.504

FG C 868K X 016

806.314.222.514

FG F 868K 012 016

806.314.222.534

FG G 868K 012 016

806.314.222.544

FG SG 868K 012 016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

877



	806.314.288.524
	806.314.288.504
	806.314.288.514
	806.314.288.534
	806.314.288.544

L mm

6

6

FG 877

010

012

FG C 877

010

X

FG F 877

010

012

FG G 877

010

012

FG SG 877

010

012



	806.313.288.524
---	-----------------

FG S 877

010

X

877K



	806.314.297.524
	806.314.297.544

L mm

6

6

FG 877K


014

016

FG SG 877K

014

016



878



			L mm				
				8	6	8	8
	806.314.289.524	FG 878		010	012	014	016
	806.314.289.504	FG C 878		010	X	X	X
	806.314.289.514	FG F 878		010	012	014	016
	806.314.289.534	FG G 878		010	012	014	016
	806.314.289.544	FG SG 878		010	012	014	016
							
	806.313.289.524	FG S 878		X	X	014	X

878K



			L mm					
				8	8	8	8	8
	806.314.298.524	FG 878K		012	014	016	018	021
	806.314.298.514	FG F 878K		012	014	016	018	021
	806.314.298.534	FG G 878K		012	014	016	018	021
	806.314.298.544	FG SG 878K		X	014	016	018	021



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

879



806 314 290 524

806 314 290 504

806 314 290 514

806 314 290 534

806 314 290 544

L mm

10 10 10

FG 879

012 014 016

FG C 879

012 X X

FG F 879

012 014 016

FG G 879

012 014 016

FG SG 879

012 014 016

879K



806 314 299 524

806 314 299 514

806 314 299 534

806 314 299 544

L mm

10 10 10 10

FG 879K

012 014 016 018

FG F 879K


012 014 016 018

FG G 879K

012 014 016 018

FG SG 879K

X 014 016 018



880



L mm

6

6

6

806.314.140.524

FG 880

010

012

014

806.314.140.514

FG F 880

010

012

014

806.314.140.534

FG G 880

010

012

014

806.314.140.544

FG SG 880

010

X

X

881



L mm

8

8

8

8

8

806.314.141.524

FG 881

010

012

014

016

018

806.314.141.504

FG C 881

X

X

014

X

X

806.314.141.514

FG F 881

010

012

014

016

018

806.314.141.534

FG G 881

010

012

014

016

X

806.314.141.544

FG SG 881

X

012

014

016

X



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

882



L mm



10 10 10

806.314.142.524

FG 882

010 012 014

806.314.142.514

FG F 882

010 012 014

806.314.142.534

FG G 882

010 012 014

806.314.142.544

FG SG 882

010 012 014

883



L mm



3

806.314.142.524.010

FG 883

010

806.314.142.514.010

FG F 883

010

806.314.142.534.010

FG G 883

010

884



L mm



6

806.314.129.524.012

FG 884

012

806.314.129.514.012


FG F 884

012

806.314.129.534.012

FG G 884


012



806.313.129.524.012

FG S 884

012



885



L mm 8

	806.314.130.524	FG 885	012
	806.314.130.514	FG F 885	012
	806.314.130.534	FG G 885	012
	806.314.130.544	FG SG 885	012

886



L mm 10 10 10

	806.314.131.524	FG 886	012	014	016
	806.314.131.504	FG C 886	012		X
	806.314.131.514	FG F 886	012	014	016
	806.314.131.534	FG G 886	012	014	016
	806.314.131.544	FG SG 886	012		X



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESTÁNDAR

Séries R-RD
Micro preparação
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontologia
Interdentário

888



L mm

Ø

806 314 496 524 012

FG 888

012

806 314 496 534 012

FG G 888

012

889



L mm

3.5

4

806 314 540 524

FG 889

009

010

806 314 540 504

FG C 889

009

X

806 314 540 514

FG F 889

009

010

806 314 540 534

FG G 889

009

010




806 313 540 524

FG S 889

009

X



898



L mm 10.5

806.314.213.524.016

FG 898 016

806.314.213.534.016

FG G 898 016

909



L mm 1 1.5 2.1

806.314.068.524


FG 909 033 042 050

806.314.068.534

FG G 909 033 042

806.314.068.544

FG SG 909 042



806.313.068.524

FG S 909 042



806.204.068.524

RA 909 033



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Estándar

SÉRIES R-RD

Micro preparação

Veneers

Guia de ponta

Diamantado DLC

Multicapa

Periodontología

Interdentário

SÉRIES R-RD



R837



R847



R848



RD837



RD848

R837



806.314.R111.524.

L mm

7

10

FG R837.

014

018

R847




806.314.R172.524.016

L mm

7

FG R847.

016



R848



806.314.R173.524

L mm

10

10

FG R848

019

025

RD837



806.314.RD111.524.016

L mm

10

FG RD837

016

RD848



806.314.RD173.524.016

L mm

10

FG RD848

016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Estándar

Séries R-RD

MICRO PREPARAÇÃO

Veneers

Guia de ponta

Diamantado DLC

Multicapa

Periodontologia

Interdentário

MICRO PREPARAÇÃO



830M



830RM




838M



889M



953AM



953M

830M



L mm 2.7

806.314.524

FG 830M 012

806.314.514

FG F 830M 012

830RM



L mm 2.7

806.314.524

FG 830RM 009

806.314.514

FG F 830RM 009



838M

838M



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 2,7

806.314.524

FG 838M 007

806.314.514

FG F 838M 007

889M



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 2,7

806.314.524

FG 889M 007

806.314.514

FG F 889M 007



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Estándar

Series R-RD

MICRO PREPARAÇÃO

Veneers

Guia de ponta

Diamantado DLC

Multicapa

Periodontologia

Interdentário



953M

953AM



L mm

2.5

806.314.524

FG 953AM

014

806.314.514

FG F 953AM

014

953M



L mm

2

806.314.524



FG 953M

014

806.314.514

FG F 953M

014



No nosso site encontrará todas as referências de brocas com informação minuciosa para poder escolher os produtos que se adequem às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.



Consulta nossa

WEB



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micro preparação
- VENEERS**
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontología
- Interdentário

VENEERS



834



839



GF 844

834




Ø 1,6 mm
10 mm

806.314.552.524

	015	043	053
L mm	6	6	6
FG 834	015	018	021


839




Ø 1,6 mm
10 mm


806.314.150.524

L mm	0,2	0,2	0,2
FG 839	012	014	015



Preparação para facetas

Os guias de contornos definem a quantidade máxima de tecido que retiramos, determinando assim o nível da preparação definitiva. O mais pequeno (016) cria profundidades de 0,3 mm nos incisivos centrais e nos caninos, ao passo que o tamanho mais comprido (021) de cabeça cria profundidades de 0,5 mm nos incisivos laterais. Com a 850/016 reduzimos a estrutura vestibular do dente à profundidade predeterminada.





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micro preparação
- Veneers
- GUIA DE PONTA**
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontologia
- Interdentário

Com o apoio de um guia na extremidade, esta broca assegura uma largura idêntica e controlada sobre os 360 graus do corte da coroa.

GUIA DE PONTA





878KP



806.314.524

L mm

8

8

FG 878KP

018

021

880P



806.314.524.018

L mm

6

FG 880P

018

881P



806.314.524.018

L mm

9

FG 881P

018



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micropreparación
- Veneers
- Guia de ponta
- **DIAMANTADO DLC**
- Multicapa
- Periodontología
- Interdentário

Brocas de diamantes com tratamento superficial DLC (Diamond-like Carbon) que lhes confere uma duração inigualável.

DIAMANTADO DLC



DLC801



DLC806.314.001.534

L mm

1,4

FG G DLC801 .014

DLC837




DLC806.314.111.535

L mm

3

FG G DLC837 .014



DLC856



DLC806 314 198 535

FG G DLC856 018

L mm 8

DLC880



DLC806 314 140 536

FG G DLC880 012

L mm 6

DLC881



DLC806 314 141 536

FG G DLC881 012 014

L mm 8 8



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micropreparación
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- MULTICAPA**
- Periodontología
- Interdentário

Seguindo os últimos avanços tecnológicos, a gama multicamada das brocas de diamante é composta por 2 tipos de grãos, o que permite trabalhar com elas sobre a matéria mais resistente e prolonga a vida da broca.

MULTICAPA



Z379




Ø 1.8 mm
10 mm



L mm	3.5	4.5

FG Z379	018	023
FG C Z379	023	
FG F Z379	018	



Z801L



L mm

1.2 1.8

FG Z801L 012 018

FG F Z801L 012 018

Z850



L mm

10

FG Z850 018

FG C Z850 018

FG F Z850 018

FG G Z850 018

Z862



L mm

8

FG Z862 016

FG C Z862 016

FG F Z862 016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micropreparación
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- **PERIODONTOLOGÍA**
- Interdentário


As brocas de diamante para periodontologia dispõem de um cabo mais comprido e fixação do contra-ângulo; deste modo, está assegurado o sucesso dos tratamentos efetuados com as mesmas.

PERIODONTOLOGÍA



P368L

Model	Length (mm)	Angle
RA P368L	22	014
RA F P368L	22	014
RA C P368L	22	014



P368XL



L mm 5

806 204 524

RA P368XL 014



RA F P368XL 014



RA C P368XL 014

P868L



L mm 7

806 204 524

RA P868L 014



RA F P868L 014



RA C P868L 014

P868XL



L mm 7

806 204 524

RA P868XL 014



RA F P868XL 014



RA C P868XL 014



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Estándar
- Series R-RD
- Micropreparación
- Veneers
- Guia de ponta
- Diamantado DLC
- Multicapa
- Periodontología
- INTERDENTÁRIO**

Brocas Interdentais de diamantes que necessitam um contra-ângulo EVA.

INTERDENTÁRIO



ORTHO




PROXO

ORTHO





L mm 4

	6 Åµm / Å° 0.12	XF ORTHO	
	15 Åµm / Å° 0.14	UF ORTHO	
	25 Åµm / Å° 0.16	C ORTHO	
	45 Åµm / Å° 0.26	F ORTHO	

PROXO



	25 Åµm	C PROXO	
	45 Åµm	F PROXO	
	60 Åµm	PROXO	
	90 Åµm	G PROXO	



No nosso site encontrará todas as referências de brocas com informação minuciosa para poder escolher os produtos que se adequem às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.



CONSULTA NOSSA

WEB



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

A criação de um *design* inovador para resolver todos os problemas que existem com o carboneto de tungstênio foi um dos grandes sucessos da Axis Dental.






1

ELIMINAÇÃO DE CÁRIES**Eficaz e cómoda.**


Estas brocas permitem cortar o esmalte sem ter de utilizar previamente uma broca de diamante.



2

**REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES MOLES
(amálgamas, compósitos, cimentos)****Segura e funcional.**

Estas gamas proporcionam duas opções que se adaptam à sua forma de trabalho.



3


REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES METÁLICAS**Qualidade e potência**

Uma liga especial de carboneto que consegue cortar o metal de maneira muito eficiente.

4

COROAS E PONTES

Carboneto especial com lâminas cruzadas para ter um melhor controlo e comodidade sobre a broca.



5

ODONTOSECÇÃO

Perfeita capacidade de corte com um controlo e uma segurança ótimos.



O carboneto é 10 vezes mais eficaz do que o aço.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Graças às características do carboneto de tungsténio selecionado pela Axis Dental, o efeito de corte das nossas brocas é várias vezes superior ao de uma broca de aço convencional.




A ponta ativa das brocas de carboneto de tungsténio soluciona seis problemas para o odontologista:

- Evita o choque no momento do contacto com o tecido.
- Com a nossa lâmina exclusiva, a broca entra suavemente no tecido sem oferecer resistência e/ou golpe.
- Elimina as vibrações durante o trabalho.
- É uma broca confortável e agradável para trabalhar, já que o profissional detém o controlo total da broca durante a intervenção.
- Evita a rutura da parte ativa da broca.
- Não provoca desajustes desnecessários da turbina prevenindo revisões custosas.

As brocas de carboneto de tungsténio são a melhor ferramenta para o trabalho sobre os tecidos moles, por diferentes motivos:

- São mais eficazes neste tipo de situações.
- Conseguem deixar a superfície que o profissional necessite, lisa ou retentiva, conforme o tratamento.
- Reduzem o tempo de intervenção do profissional.
- Os metais requerem uma atenção específica de forma a evitar aquecer a zona da intervenção e incomodar o paciente. As brocas de carboneto de tungsténio da Axis Dental possuem uma qualidade superior e um design especial que asseguram um sucesso total neste tratamento.
- A Axis Dental propõe-lhe sempre a melhor escolha de broca para cada tipo de atividade.




Instrumentos de carboneto de tungsténio

A parte ativa é feita de folhas cujo perfil permite um efeito de corte eficaz associado à eliminação de resíduos.

- As folhas são helicoidais.
- As folhas podem apresentar cortes transversais que formam pequenas ranhuras.
- A quantidade de folhas e o espaço entre elas pode aumentar ou diminuir em função do propósito do trabalho.
- Poucas folhas separadas entre si produzirão uma boa efetividade de corte e uma eficaz remoção de resíduos, em troca de uma maior fragilidade e vibração.
- Um grande número de folhas muito juntas entre si produzirão um lento e preciso trabalho de acabamento sem vibração, com uma menor efetividade de corte e menor produção de calor.

Modo de utilização:

- Montada numa turbina ou num contra-ângulo de alta velocidade, para brocar estruturas dentais duras.
- Montada num contra-ângulo de baixa velocidade, para um recorte da cavidade (folhas finas e numerosas), expulsão de tecidos moles, dentina cariada (folhas largas e espaçadas entre si), raspagem rotatória.



Extremidade ativa que garante o conforto e a eficácia

As brocas redondas da Axis Dental distinguem-se por uma lâmina transversal ativa na extremidade que facilita um trabalho sem golpes e com ausência de vibrações.

A eficácia de corte das brocas de carboneto de tungsténio da Axis Dental permite trabalhar de modo simples sobre superfícies tanto rugosas como lisas e sempre com a melhor qualidade.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

STANDARD

- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

STANDARD





1

L mm

FG 1

005 006 008 010 012 014 015 018 021 023

FG S 1

X X X 010 X 014 X X X X

FG XL 1

X X X 010 X 014 X 018 X 023

RA 1

005 006 008 010 012 014 016 018 X 023

HP 1

005 006 008 010 012 014 016 018 X 023



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

STANDARD

- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

STANDARD

2											
											
											
		L mm	0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7		
		500.314.010.001	FG 2.	005	008	010	012	014	016	018	
											
		500.204.010.001	RA 2.	X	008	010	012	014	016	018	
											
		500.104.010.001	HP 2.	X	X	010	012	014	X	018	



7				
				
		L mm 1.6 1.7 1.8		
				
 500.314.237.001		FG 7	008	010 012
				
 500.204.237.001		RA 7	X	010 012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

STANDARD

- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

STANDARD

21



500.314.107.006

L mm

4.2

4.2

4.4

4.4


FG 21

010

012

014

016



500.204.107.006

RA 21

010

X

X

X



500.104.107.006

HP 21

010

012

014

X

21L



500.314.110.006

L mm


5.8

5.8

FG 21L

010

012



21R



L mm



FG 21R.

009 010 012

HP 21R.

X 010 012

23



L mm



FG 23.

010 012 016

RA 23.

010 012 X

HP 23.

010 X 016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

STANDARD

- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

STANDARD

23L



L mm

6

6

500.314.171.006

FG 23L

009

012

23R



L mm

4.2

4.2

4.4

500.314.194.006

FG 23R

010

012

016



500.204.194.006

RA 23R

X

012

016




500.104.194.006

HP 23R

X

012

016



23RL



500.314.196.006

FG 23RL

L mm

5.8

5.8



010

012

25R



500.314.238.006

FG 25R

L mm


4.5

4.5



010

012



31L



500.314.110.007

L mm

5.7

5.7

FG 31L

010

012

31R



500.314.137.007

L mm

3.9

4.2

4.2

FG 31R

009

010

012



500.104.137.007

HP 31R

009

×

012



31R



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

STANDARD

- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

STANDARD

33



500.314.168.007.

L mm



4.2 4.2 4.4 4.8

FG 33. 010 012 016 021



500.316.168.007.

FG XL 33. X 012 016 X




500.204.168.007.

RA 33. 010 012 X X



500.104.168.007.

HP 33. 010 012 016 021



33L



500.314.171.007

L mm



FG 33L

009 010 012



500.104.171.007

HP 33L

X 010 012

33R



500.314.194.007

L mm



FG 33R

010 012 016



500.104.194.007

HP 33R

X X 016





Q1									
									
		L, mm							
		1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	
									
									
500.314.001.002		FG Q1.	010	012	014	016	018	021	023
500.204.001.002		RA Q1	010	012	014	016	018	021	023
500.205.001.002		RA L Q1.	010	012	014	016	018	021	023



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA



POLÍDOROS

- Standard
- Escavação
- COROAS E PONTES**
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

Brocas específicas e fabricadas com um carboneto de tungsténio especial, que lhes permite realizar o corte dos metais das coroas e pontes com grande eficácia.

COROAS E PONTES





36R



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- ACABAMENTO 12 LÂMINAS**
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

ACABAMENTO 12 LÂMINAS





41



500.314.001.072

L mm



1.4 1.8 2.3

FG 41 014 018 023



500.204.277.072

RA 41 014 018 023

44E



500.314.277.072

L mm



3.1 3.5 4.2

FG 44E 014 018 023



500.204.277.072

RA 44E X 018 023



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- ACABAMENTO 12 LÂMINAS**
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

46					
					
					
		L mm			
		3,5 3,5 3,8 4			
					
500.314.254.072		FG 46			
		014 X 018 023			
					
		RA 46			
		X 016 X X			

47L					
					
					
		L mm			
		4,4 4,4			
					
500.314.234.072		FG 47L			
		012 014			
					
		RA 47L			
		012 X			



48



500.314.246.071

L, mm



3.6 3.6 3.6

FG 48 009 010 012

48L



500.204.249.072.012

L, mm



8

RA 48L 012

50



500.314.465.041.012

L, mm



3.2

FG 50 012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- ACABAMENTO 12 LÂMINAS**
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

132



L mm 3

500.314.181.072

FG 132 009

133



L mm 5.5

500.314.217.072

FG 133 010


135



L mm 8

500.314.217.072

FG 135 014



212RL

212



Ø 1.6 mm
10 mm

500.314.197.072.012

FG 212 012



L mm 5.5

212R



Ø 1.6 mm
10 mm

500.314.197.072.010

FG 212R 010



L mm 5

212RL



Ø 1.6 mm
10 mm

500.314.198.072.016

FG 212RL 016



L mm 9



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- ACABAMENTO 12 LÂMINAS**
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- Cirurgia



ACABAMENTO 12 LÂMINAS

247



L mm	2.7	2.8	2.9
FG 247	009	010	012

500.314.499.072



No nosso SITE encontrará todas as referências de brocas com informação minuciosa para poder escolher os produtos que se adequem às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.



CONSULTA NOSSA

WEB



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- ACABAMENTO 30 LÂMINAS**
- Endodontia
- Cirurgia


ACABAMENTO 30 LÂMINAS



U41

500.314.001.101

	1.8	2.3
L mm		
FG U41.	018	023



U44E



500.314.277.101.018

FG U44E 018



L mm 3,5

U48



500.314.247.101.012

FG U48 012



L mm 5,5

U50



500.314.465.101.012

FG U50 012



L mm 3,2



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- ACABAMENTO 30 LÂMINAS**
- Endodontia
- Cirurgia

ACABAMENTO 30 LÂMINAS

U212



L mm 6

500.314.197.102.010

FG U212 010


U247



L mm 3.4

500.314.499.101.012

FG U247 012



O FORMATO MAIS ÁGIL PARA TER TUDO À MÃO.

As nossas soluções incluem uma vasta gama de referências em Brocas dentárias tanto para o trabalho em clínica como em laboratório.

Todas elas possuem os melhores materiais, o que proporciona eficácia, precisão, rapidez de corte, geometrias perfeitas e ausência de vibrações.

Podemos criar um kit personalizado para si.



KIT DE BROCAS

PERSONALIZADAS



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS



CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- ENDODONTIA**
- Cirurgia

ENDODONTIA



152

500.315.210.295.014

FG L 152

D14

L mm 9

500.316.210.295.014

FG XL 152

D14

560

500.316.196.336.008

FG XL 560

008

L mm 4





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO


CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- CIRURGIA**

CIRURGIA






ESTAMOS PERTO DE SI.

A nossa vasta rede de comerciais nacional e internacional está sempre atenta às necessidades das clínicas e laboratórios da respetiva zona.

No nosso site pode conferir no mapa quem é o técnico mais próximo da sua zona. Resolva qualquer dúvida connosco. Estamos aqui para ajudar.



CONSULTE SEU

TÉCNICO COMERCIAL

MAIS PERTO.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA


POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- CIRURGIA**

CIRURGIA

141											
		L mm	1	1.4	1.8	2.3	2.7	3.1	3.5	4	5
		RA L 141	010	014	018	023	027	031	035	040	050
		RA XL 141	010	014	018	023	027	031	035	040	050
		HP 141	010	014	018	023	027	031	035	040	050

151			
		L mm	11
		FG L 151	014
		FG XL 151	014



CIRUGÍA

161



500.315.408.295

L mm

10

10

FG L 161

012

014

162A



500.315.408.295.016

FG XL 162A

016



500.205.408.298.016

RA L 162A

016



500.104.408.298.016

HP 162A

016



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

- Standard
- Escavação
- Coroas e pontes
- Acabamento 12 lâminas
- Acabamento 30 lâminas
- Endodontia
- CIRURGIA**

CIRURGIA

162




L mm

10

500.316.408.297.018

FG XL 162

018



500.205.408.297.018

RA L 162

018



500.104.408.297.018

HP 162

018

166



L mm

11

500.205.409.297.021

RA L 166

021



500.104.409.297

HP 166

021

CIRUGIA

167



500.205.410.297

L mm 11

RA L 167 023



500.104.410.297

HP 167 023

389



316.494.020.014

L mm 10

FG XL 389 014



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

**A solução ideal para cortar os tecidos moles enquanto cicatriza a ferida.
Uma alternativa simples e eficaz ao bisturi elétrico.**





Aplicação:

- Limpar cavidades profundas.
- Laceração de tecido granular interradicular.
- Papilectomia/remover gengiva hiperplásica.
- Exposição de secções de implantes osteointegrados e dentes inclusos.

Antes de usar a CSTT, deve-se limpar o pus e sangue da zona, que deve ser seco com um algodão ou seringa de ar. A ponta da CSTT deve mover-se através do tecido com pequenos movimentos de pinceladas num ângulo de 30-45 graus, evitando forçar a ponta do recortador no tecido ou cortar demasiado profundo num só corte.

A CSTT move-se no sulco através de um movimento equilibrado à profundidade necessária. Para evitar qualquer perda de tecido, é importante preservar o epitélio da gengiva marginal.

Ao usar a CSTT de modo correto, em todas as suas aplicações, constatará que a CSTT não só é capaz de substituir os bisturis elétricos e os convencionais, mas que também pode evitar o uso do fio de retração em muitas ocasiões.

EXEMPLOS



Recortando tecidos moles



BROCAS DENTÁRIAS




BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO

CERÁMICA

POLIDORES

CERÁMICA



**Informações para o utilizador**

A CSTT é utilizada com alta rotação em turbina (300 000 – 450 000 rpm). O uso correto da energia cinética produz coagulação por calor sem queimar o tecido. Quando usamos a CSTT, há que evitar o contacto excessivo com dentes ou tecido ósseo.

Refrigeração


Utiliza-se sem água e sem spray refrigerante.

Limpeza

Água e detergente. Aviso: não usar nenhum dissolvente na limpeza.

Esterilização

Com calor seco a 180 °C de temperatura máxima ou com autoclave de vapor a 134 °C durante 18 minutos.





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS


CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Diferentes soluções de polidores com aditivos adaptados a qualquer tipo de material que se encontra na área dentária.





NOVA GERAÇÃO DE POLIDORES

Um polimento excecional acrescenta um valor extra às restaurações realizadas. O aspeto brilhante obtido com a nova geração de polidores da Axis Dental conservará a longo prazo a beleza e perfeição do trabalho realizado.

Esta nova geração de polidores enche-nos de orgulho por todo o esforço realizado por parte da empresa em Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Obter produtos de alta qualidade introduzindo materiais inovadores é sinónimo de sucesso para nós. Um sucesso recompensado pela satisfação dos clientes.

O profissional enfrenta uma infinidade de problemas quando realiza os tratamentos, alguns deles inesperados, nomeadamente as alergias a determinados materiais. Esta responsabilidade do profissional da saúde é muito importante para a Axis Dental e implica uma parte do nosso compromisso para com o Odontologista.

Substituir o silicone dos polidores tradicionais pelo poliuretano consegue resolver inúmeros problemas de alergias que afetam uma parte dos pacientes.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O polidor utiliza-se com spray de água e sem exercer pressão de modo que o odontologista apenas tenha de procurar o contacto com a matéria.



ROTAÇÃO E PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

Aconselhamos respeitar a velocidade de rotação no uso dos polidores, dessa forma garante-se a eficácia máxima dos mesmos conseguindo que o profissional trabalhe mais rápido, o polidor se desgaste menos, prolongue a sua vida útil e, portanto, se produza uma economia do material clínico.

Um excesso de velocidade de rotação abrandará o polidor, a temperatura subirá de modo imediato anulando a eficácia do polidor e, para mais, não se conseguirá o resultado estético adequado.

Os profissionais da Axis Dental integram uma equipa com capacidade de lhe resolver todas as dúvidas a respeito da rotação adequada ou qualquer questão relativa ao uso correto do material. Entre em contacto com o delegado da sua zona que terá o maior prazer em poder ajudar.

Polidores dentais de nova geração



BROCAS DENTÁRIAS




BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÁMICA

POLIDORES

TIPO E ABRASÃO



Pulidores universales para amalgama, oro, aleaciones de metales no preciosas, titanio.

Con poliuretano y carburo de silicio

Serie 10..	Desbastar	Abrasión 60 / 105 micras
Seria 20..	Prepulido	Abrasión 20 / 25 micras
Serie 30..	Efecto espejo	Abrasión 2 / 4 micras

Pulidores para composites

Con poliuretano y carburo de silicio

Serie 40..	Prepulido	Abrasión 45 / 75 micras
Serie 50..	Efecto espejo	Abrasión 2 / 4 micras

Pulidores para composites y cerámica híbrida

Con poliuretano y diamante

Serie X45..	Prepulido	Abrasión 50 / 65 micras
Seria X55..	Brillo espejo	Abrasión 4 / 8 micras

Pulidores para porcelana (cerámica), disilicato de litio, oxido de cerámico, porcelana

Con poliuretano y diamante


Serie X70..	Prepulido	Abrasión 40 / 58 micras
Serie X80..	Efecto espejo	Abrasión 10 / 20 micras

Brochas

- Profilaxis
- Nylon
- Diamante

Piedras

- Verde
- Arkansas





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESCOVAS

- Universal
- Compósito
- Cerâmica
- Pedras

BROCHAS / Profilaxis

BPH



Ø mm 6

RA BPH

BROCHAS / Profilaxis nylon


BPNC



Ø mm 6

RA BPNC

BROCHAS / Proflaxis nylon





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

ESCOVAS

- Universal
- Compósito
- Cerâmica
- Pedras

Escovas / Diamante

BP D C



Ø mm 6



RA BP D C.

BP D N



Ø mm 4



RA BP D N.


BP D P



Ø mm 4



RA BP D P.




SELEÇÃO DE FORMAS

Como escolher a forma adequada?

Aquando da escolha da forma de um polidor não só se deve ter em consideração o tipo de tratamento a realizar, também é importante ter em conta a poupança que poderá pressupor a compra do material.

Dentro da mesma família, a duração de vida do produto pode ser bastante superior. Por exemplo, a forma 4014 (forma de disco) tem uma vida útil duas vezes superior a uma forma 4006 (forma de pontas).

Esta situação melhora ainda mais quando comparamos a forma 4012 (forma de roda) que tem uma vida útil duas vezes e meia superior à 4006 (forma de pontas).





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerâmica
Pedras

UNIVERSAL / Desbastar

1005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.533

RA 1005

1006



L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.533

FO 1006



653.204.243.533

RA 1006



UNIVERSAL / Desbistar

1008



653.204.300.533

L mm 10

Ø mm 5

RA 1008.

1012



653.204.300.533

L mm 15

Ø mm 14

RA 1012.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerâmica
Pedras

UNIVERSAL / Prepulido

2005



653.204.030.513

L mm 9,5

Ø mm 6,5

RA 2005

2006



653.314.243.513

L mm 7,5


Ø mm 3

FG 2006



653.204.297.513

RA 2006



UNIVERSAL / Prepulido

2008



653.204.300.513

L mm 10

Ø mm 5

RA 2008

2012



L mm 1.5

Ø mm 14

RA 2012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerâmica
Pedras

UNIVERSAL / Efecto espejo

3005



653.204.030.503

L mm 9.5

Ø mm 6.5

RA 3005

3006



653.314.243.503

L mm 7.5


Ø mm 3

FG 3006



653.204.297.503

RA 3006



UNIVERSAL / Efecto espejo

3008



653.204.300.503

L mm 10

Ø mm 5

RA 3008

3012



653.204.301.503

L mm 15

Ø mm 14

RA 3012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerâmica
Pedras

COMPÓSITO / Prepulido

4005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.524.

RA 4005.

4006



L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.524.

FG 4006.



653.204.297.524.

RA 4006.



COMPOSITE / Prepulido

4008



653.204.300.524

L mm 10

Ø mm 5

RA 4008

4012



653.204.543.524

L mm 1.5

Ø mm 14

RA 4012

4014



653.204.307.524

L mm 2.5

Ø mm 10

RA 4014



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerâmica
Pedras

COMPÓSITO / Efecto espejo

5005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.514

RA 5005

5006



L mm 7.5

Ø mm 3




653.514.243.514

FG 5006



653.204.297.514

RA 5006



COMPOSITE / Efecto espejo

5008



653.204.300.514

L mm 10
Ø mm 5

RA 5008

5012



653.204.543.514

L mm 1.5
Ø mm 14

RA 5012

5014



653.204.304.514

L mm 2.5
Ø mm 10

RA 5014



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerâmica
Pedras

COMPÓSITO / Prepulidor / Diamante



X4504



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.523

RA X4504

X4506



L mm 7.5

Ø mm 3




803.314.243.523

FG X4506



803.204.297.523

RA X4506



COMPOSITE / Prepulidor / Diamante



X4508



803.204.300.523

L mm 10

Ø mm 5

RA X4508

X4512



803.204.543.523

L mm 15

Ø mm 14

RA X4512

X4514



803.204.304.523

L mm 25

Ø mm 10

RA X4514



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerâmica
Pedras

COMPÓSITO / Efecto espejo / Diamante 

X5504



L mm 7.5

Ø mm 6



803 204 030 503

RA X5504

X5506



L mm 7.5

Ø mm 3




803 314 243 503

FG X5506



803 204 297 503

RA X5506



COMPOSITE / Efecto espejo / Diamante



X5508



603.204.300.503

L mm 10

Ø mm 5

RA X5508

X5512



603.204.543.503

L mm 1.5

Ø mm 14

RA X5512

X5514



603.204.304.503

L mm 2.5

Ø mm 10

RA X5514



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
Compósito
CERÂMICA
Pedras

Cerâmica / Prepulidor /Diamante



X7004



L mm 7,5

Ø mm 6

803.204.030.524

RA X7004

X7008




L mm 10

Ø mm 4

803.204.243.524

RA X7008

Cerámica / Prepulidor /Diamante





BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
Compósito
CERÂMICA
Pedras

Cerâmica / Efeito Espelho / Diamante



X8004



L mm 7.5

Ø mm 5



803.204.030.513

RA X8004

X8008




L mm 10

Ø mm 4



803.204.243.513

RA X8008



Cerámica / Efecto Espejo / Diamante 

X8012




Ø 2,35 mm
22 mm
1.5 mm

803.204.543.513

RA X8012.

L mm	1.5
Ø mm	14



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
Compósito
Cerâmica
PEDRAS

PEDRAS VERDE / Fino

GR601



L mm 3



655.314.001.513

FG GR601 030



655.204.001.513

RA GR601 030

GR638




L mm 7




655.314.110.513

FG GR638 030



655.204.110.513

RA GR638 030



PIERDRAS VERDE / Fino

GR645



L mm 7



655.314.161.513.

FG GR645 030



655.204.161.513.

RA GR645 030

GR649



L mm 7



655.314.171.513.

FG GR649 027



655.204.171.513.

RA GR649 027

GR661



L mm 6.5



655.314.288.513.

FG GR661 030



655.204.288.513.

RA GR661 030



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

CERÂMICA

POLIDORES

Escovas
Universal
Compósito
Cerâmica
PEDRAS

PEDRAS ARKANSAS / Extra fino

AR601



L mm 3



635.314.001.505.

FG AR601 030



635.204.001.505.

RA AR601 030

AR638




L mm 7




635.314.110.505.

FG AR638 030



635.204.110.505.

RA AR638 030



PEDRAS ARKANSAS / Extra fino

AR645



635.314.161.505.

L mm 7

FG AR645 030



635.204.161.505.

RAAR645 030

AR649



635.314.171.505.

FG AR649 027



635.204.171.505.

RAAR649 027

AR661



635.314.288.505.

L mm 6.5

FG AR661 030



635.204.288.505.

RAAR661 030




BROCAS DENTÁRIAS




A nossa seleção de brocas para laboratório oferece uma coleção de variedades de brocas de diamante, de carboneto de tungstênio e polidores que cobrem todas as necessidades do profissional técnico dentário.





Como fazer o pedido



1

Com a referência Axis

Acrescentando o diâmetro à referência Axis indicada.

HP 863.016

2

Através da nossa e-shop

Selecionando diretamente o diâmetro desejado da ponta na e-shop. O sistema

HP F 863.012

3

Com o número ISO

Acrescentando o diâmetro do número ISO indicado

806.313.001.524.010



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES


DIVERSOS

ESTÁNDAR

Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos

ESTÁNDAR





ESTÁNDAR

801


 806.104.001.524.

HP 801.

 806.104.001.534.

HP G 801.

L mm

						
	1.2	1.6	2.3	2.9	3.5	4.2
HP 801.	012	016	023	029	035	042
HP G 801.	X	X	023	029	X	X

825


 806.104.304.524.

HP 825.

L mm

		
	0.6	1.1
HP 825.	018	040

835


 806.104.107.524.

HP 835.

L mm

			
	4	4	6
HP 835.	012	021	025



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

ESTÁNDAR

Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos

ESTÁNDAR

837



L mm 7

806.104.111.524.

HP 837. 016

840



L mm 9 7

806.104.111.524.

HP 840. 040 050

848



10

12



HP 840

016

040



HP G 848

016

850



L. men

10

10

9



HP 850.

014

025

042

859



L mm

10



HP 859

018



HP F 859

018



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

ESTÁNDAR

Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos

ESTÁNDAR

860



L mm



5 5

806.104.247.524

HP 860

012 014

806.104.247.514

HP F 860

014

862



L mm




8

806.104.249.524

HP 862

018



ESTÁNDAR

863


 806.104.250.524

HP 863.

012

016

 806.104.250.514

HP F 863.

012

X

 806.104.250.534

HP G 863.

X

016

L mm

10

10

881


 806.104.141.524

HP 881.

016

025

L mm

7

7



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

Estándar

DISCOS SUPER FLEX

Diamante DLC

Diversos

DISCOS SUPER FLEX



932




Ø 2,56 mm

44,5 mm


806.104

HP 932 450



DISCOS SUPER FLEX

SF914



L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF914 190 220



HP SF914 190 220

SF948



L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF948 190 220



HP SF948 190 220



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

- Standard
- Disques Super Flex
- DIAMANTE DLC**
- Diversos

DIAMANTE DLC

DLC801



L mm 1.6



B06.104.001

HP DLC801 016

DLC850




L mm 10



B06.104.199

HP DLC850 014



DIAMANTE DLC

DLC859



806.104.165

HP DLC859 018

L mm 10

DLC863



806.104.250

HP DLC863 016

L mm 10



BROCAS DENTÁRIAS




BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

As brocas de carboneto de tungstênio são a melhor ferramenta para o trabalho sobre as matérias moles: são eficazes, proporcionam um acabamento liso ou retentivo, conforme a necessidade do profissional, e reduzem o tempo de intervenção.



Aplicação Compósito



CX SG

Aplicações Compósito e Resina



CX G

Aplicações Ligas e Metais Preciosos



CX

Aplicações Ligas e Metais Preciosos



CX F

Aplicações Ligas e Metais Preciosos




C

Broca 4 lados



850.4

**APLICAÇÕES COMPÓSITO E RESINA/ Folhas transversais super grossos****CX SG 251**

L mm

14

500.104.274.223.

HP CX SG 251. 060

CX SG 351

L mm

14

500.104.263.223.

HP CX SG 351. 070



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

APLICAÇÕES DE GESSO E RESINA/ folhas transversais grossas

CX G 77



L mm 12

500.104.237.220

HP CX G 77 060

CX G 251



L mm 14

500.104.274.220

HP CX G 251 060


CX G 351



L mm 12

500.104.263.220

HP CX G 351 060



APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas

CX 71



500.104.001.190.

HP CX 71 050

L mm 5

CX 77



500.104.237.190.

HP CX 77 060

L mm 12

CX 78



500.104.257.190.

HP CX 78 060

L mm 12



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas

CX 79



500.104.194.190.

L mm

14

15

HP CX 79

040

060

CX 251



500.104.274.190.

L mm

11.5

14

HP CX 251

040

060

CX 257-364R




500.104.274.190.

L mm

17-13

HP CX 257-364R

023



APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas

CX 261



500.104.194.190.

HP CX 261 023

L mm 14

CX 295



500.104.292.190.

HP CX 295 023

L mm 16

CX 364R



500.104.137.190.

HP CX 364R 023

L mm 16



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / folhas transversais finas

CX F 73



L mm 3

500.104.277.140.

HP CX F 73. 014

CX F 77



L mm 5

500.104.237.140.

HP CX F 77. 023


CX F 78



L mm 12

500.104.277.140.

HP CX F 78. 040



APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / folhas transversais finas

CX F 79



500.104.190.140

HP CX F 79

L mm 16



060

CX F 139



500.104.289.140

HP CX F 139

L mm 8



023

CX F 251



500.104.274.140

HP CX F 251

L mm 14



060



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

APLICACIONES ALEACIONES Y METALES PRECIOSOS / Láminas cruzadas fina

CX F 129




500.104.141.140

HP CX F 129 023

L mm 8


CX F 138



500.104.198.140

HP CX F 138 023

L mm 8


APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / Folhas helicoidais

C 71


 500.104.001.175

L mm 2.7 3.1

HP C 71. 027 031

C 79


 500.104.194.175

L mm 12

HP C 79. 060

BROCA 4 LADOS

850.4


 500.314.467.212

L mm 2.5

FG 850.4. 012



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

ZIRCÔNIA PRÉ-SINTETIZADA/ Médio

L0538



Technical drawing showing dimensions: $\varnothing 2,35 \text{ mm}$ and $44,5 \text{ mm}$.

658.104.275.523.

HP L0538.

L mm	24
$\varnothing \text{ mm}$	10

ZIRCÔNIA PRÉ-SINTETIZADA/ Fino

L0738




Technical drawing showing dimensions: $\varnothing 2,35 \text{ mm}$ and $44,5 \text{ mm}$.

658.104.275.513.

HP L0738.

L mm	24
$\varnothing \text{ mm}$	10



RESINA/ Grosso

L1025



658.104.300.533.

L mm 20

Ø mm 10

HP L1025.

L1037



658.104.275.533.

L mm 17

Ø mm 6,5

HP L1037.

L1038



658.104.274.533.

L mm 24

Ø mm 10

HP L1038.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

RESINA/ Médio

L2025



L mm 24

Ø mm 10



658.104.300.523.

HP L2025.

L2037



L mm 17

Ø mm 6,5



658.104.275.523.

HP L2037.

L2038




L mm 24

Ø mm 10



658.104.274.523.

HP L2038.



RESINA/ Fino

L3025



658.104.300.513.

L mm 24

Ø mm 10

HP L3025.

L3037



658.104.275.513.

L mm 17

Ø mm 6.5

HP L3037.

L3038



658.104.274.513.

L mm 24

Ø mm 10

HP L3038.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

PEDRAS / Grosso / Diamante



LX7517



805.104.042.535

HP LX7517

L mm 2

Ø mm 12

LX7521



805.104.173.535

HP LX7521

L mm 10

Ø mm 4

LX7531




805.104.107.535

HP LX7531

L mm 13

Ø mm 5



PEDRAS / Médio / Diamante



LX8517



805.104.042.525

HP LX8517

L mm 2

Ø mm 12

LX8521



805.104.173.525

HP LX8521

L mm 10

Ø mm 4

LX8531



805.104.107.525

HP LX8531

L mm 13

Ø mm 5



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

CERÂMICA/ Pré-polido/ Diamante



LX8013



803.104.543.522

HP LX8013

L mm 2

Ø mm 26

LX8016



803.104.303.522

HP LX8016

L mm 2

Ø mm 26

CERÂMICA/ Pré-pulido/ Diamante



LX8017



803 104 372 522

HP LX8017

L mm 2

Ø mm 11

LX8024



803 104 243 522

HP LX8024

L mm 13

Ø mm 4



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

CERÁMICA / Efecto espejo / Diamante



LX9013



803.104.543.512

HP LX9013

L mm 2

Ø mm 25

LX9016




803.104.303.512

HP LX9016

L mm 2

Ø mm 25


CERÂMICA/ Efeito de espelho/ Diamante **LX9017** 803.104.372.512

HP LX9017



L mm 11

Ø mm 2

LX9024 803.104.243.512

HP LX9024



L mm 13

Ø mm 4



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

DISCOS REFORÇADOS

DR C220



L mm 0,3

Ø mm 22

DR C220


DR M400



L mm 0,5

Ø mm 40

DR M400



DISCOS REFORZADOS

MANDRIN HP DISQUES



L. mm 42



HP MANDRIN HP DISQUES.

MANDRIN RA DISQUES



RA MANDRIN RA DISQUES.



BROCAS DENTÁRIAS



BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

DIVERSOS

ADAPTADOR

4024



L mm 13

Ø mm 2.35



RA 4024

4025




L mm 35

Ø mm 2.35



HP 4025



ADAPTADOR

4026



L mm 26

Ø mm 2.35

RAL 4026

4032



L mm 10

RAL 4032




POSTES RADICULARES





Solução eficaz





POSTES RADICULARES

A Axis Dental concebeu uma vanguardista gama de postes radiculares de fibra de vidro que proporcionam um comportamento similar ao de um dente natural. As alturas e diâmetros são ideais, as restaurações são mais simples, mais resistentes e mais seguras.



Eficaz, cómoda, duradoura e compatível

Dentistas e especialistas do setor de todo o mundo convertem os nossos espigões radiculares numa solução pioneira do mercado graças aos seus múltiplos benefícios.

AXIS
dental
SWISS QUALITY

POSTES

Simple e eficaz
Apenas 4 referências, 2 comprimentos e 2 diâmetros, solucionando 95% das situações.

- DESIGN**
A forma cónica gera uma distribuição de forças ideal, similar a um dente natural.
- QUALIDADE**
Fibra de vidro com resina epóxi, obtendo o mesmo comportamento que a dentina.
- BIOCOMPATÍVEL**
A sua composição garante uma perfeita compatibilidade.
- RAIO OPACO**
Visível em qualquer momento, com a ajuda de uma radiografia.

O diagrama ilustra a estrutura e as dimensões de um poste dental. O poste é mostrado inserido num dente, com as seguintes dimensões indicadas: comprimento de 10 a 12 mm, diâmetro de 16 a 18 mm, e uma zona de retenção de 2 mm. A base do poste é descrita como um "anelho 'fermão'", que favorece a resistência da reconstrução. A raiz necessita de uma zona de segurança entre 4 e 5 mm, partindo da gíngiva. O dente mede entre 16 e 18 mm. Abaixo, são mostrados dois dentes: um saudável e outro reconstruído com o apoio de um poste Axis, demonstrando a excelente repartição das forças sobre a raiz.

Uma zona retentiva de 2 mm permite um conjunto estético perfeito.

Um anelho "fermão", favorece a resistência da reconstrução.

A raiz necessita uma zona de segurança entre 4 e 5 mm, partindo da gíngiva.

Comprimento de 10 a 12 mm

16 - 18 mm

O dente mede entre 16 e 18 mm

6 - 8

4 - 5

Dente saudável

Dente reconstruído com o apoio de um poste Axis

Excelente repartição das forças sobre a raiz



POSTES RADICULARES

FIBRA DE VIDRIO / SET



FIBERPOST SET

Set de postes de fibra de vidrio

- 2 fresas de preparación
- 2 fresas de precisión
- 4 x 5 postes de fibra de vidrio
- Instrucciones

FIBRA DE VIDRIO / BLISTER



FIBERPOST 0.8 - 10MM

5 postes de fibra de vidrio
Ø 0,80 - L10 mm



FIBERPOST 0.8 - 12MM

5 postes de fibra de vidrio
Ø 0,80 - L12 mm



FIBRA DE VIDRIO / BLISTER



FIBERPOST 1.0 - 10MM

5 postes de fibra de vidrio

Ø 1,00 - L10 mm



FIBERPOST 1.0 - 12MM

5 postes de fibra de vidrio

Ø 1,00 - L12 mm



POSTES RADICULARES

Brocas para postes



CA XL 183.009

Brocas de preparação para postes 1,00



CA XL 183.007

Brocas de preparação para postes 1,00



FRESAS PARA POSTES



CA XL 196.017

Brocas de preparação para postes 1,00



CA XL 196.015

Brocas de preparação para postes 0,80





PONTAS DE ULTRASOM





*Precisión
rigurosa*





PONTAS DE ULTRASOM

Eficaz, cómoda, duradoura e compatível

A precisão rigorosa do acoplamento e a forma exata da ponta permitem a estes instrumentos realizar as intervenções do profissional com uma eficácia ótima. A seleção oferecida é simples, mas adequada para se usufruir de uma dinâmica de trabalho idónea.

Formas curtas para dispor de uma potência máxima ou formas longas e curvas para poder aceder a qualquer lugar do dente, sem descurar as extremidades planas que aumentam a potência de ondas ou extremidades finas para chegar a lugares estreitos. Cada profissional encontrará a solução para os seus tratamentos.

Dispomos dos acoplamentos mais conhecidos do mercado, nomeadamente, **EMS, KAVO, NSK, SATELEC e SIRONA.**

Para poder dispor da sua total eficácia é imprescindível trabalhar com os últimos 2-3 mm da ponta.





Três variedades de produto para as necessidades do dentista

1

PROPHYLAXIS



- A aplicação e intervenção das pontas ultrassónicas no campo da profilaxia assegura um trabalho mais rápido, permitem chegar a lugares de difícil acesso de forma muito fácil, para além de que a superfície dental ficará mais lisa.
- Com o apoio da refrigeração com água evacua-se imediatamente as bactérias deixando um campo limpo e seguro.
- Como a intervenção é mais rápida, logicamente é menos stressante para o paciente e cansa menos o profissional.
- Tratamentos de qualidade ótima graças à eficácia, rapidez e comodidade destes instrumentos, preservando a saúde oral do paciente.

2

PERIODONCIA



- Uma população cada vez mais afetada por periodontite e gengivite obriga os profissionais a limpar lugares de difícil acesso e fraca visibilidade.
- A precisão e fiabilidade destas pontas permitem alcançar estes lugares sem risco e preservar a saúde oral do paciente.
- As formas específicas facilitam ao profissional aceder debaixo da gengiva e seguir o contorno do dente sem perder tecidos sãos, permitindo limpar as zonas afetadas com total segurança.

3

LIMPIEZA DE IMPLANTES



- Ajuda a limpeza dos implantes.
- Como a superfície é rugosa, as bactérias ficam aderidas ao implante, afetando o osso e causando problemas de sobrevivência do implante (peri-implantite).
- Com uma limpeza específica poderá eliminar esta situação e assegurar a longo prazo a estabilidade do implante e melhorar a saúde oral do paciente.
- Pontas ultrassónicas especiais com extremidade branda em PEEK. A zona afetada ficará limpa e segura.



PONTAS DE ULTRASOM



Porquê trabalhar com pontas ultrassónicas?

- É mais rápido do que com outras técnicas.
- O acesso a lugares profundos é mais simples.
- A refrigeração com água permite evacuar as bactérias.
- A superfície dental fica mais lisa.
- Estresa menos al paciente por ser la intervención más rápida.
- Cansa menos o profissional.

Um desgaste de 1 mm da ponta implica uma perda de 25% da eficácia do instrumento e um desgaste de 2 mm 50%.

Compatível com todas às conexões





ESTAMOS PERTO DE SI.

A nossa vasta rede de comerciais nacional e internacional está sempre atenta às necessidades das clínicas e laboratórios da respetiva zona.

No nosso site pode conferir no mapa quem é o técnico mais próximo da sua zona. Resolva qualquer dúvida connosco. Estamos aqui para ajudar.



CONSULTA SEU
**TÉCNICO
COMERCIAL**
MAS PRÓXIMO.



PONTAS DE ULTRASOM

EMS

KAVO

NSK

SATELEC

SIRONA


LLAVES

PROFILAXIS




Scaling EMS1

Utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival, que é pouco ou regularmente anexado, e a placa bacteriana.




Scaling EMS2

Ponta plana utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival que está fortemente ligado ao dente.




Scaling EMS3

Utiliza-se para eliminar o cálculo e placa bacteriana das áreas interdetais supragengivais.



Scaling EMS4


Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.



Scaling EMS5


Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.

PERIODONCIA




Perio EMS1

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio EMS3

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio EMS4

Usado para remover o cálculo subgengival.

LIMPIEZA DE IMPLANTE



EMS IC

Limpeza de implantes. Ponta PEEK para uma limpeza segura e suave de implantes.




KAVO

KAVO Soniflex 2003




Kav 5

Geral. Para a eliminação do cálculo de todas as superfícies dentárias.




Kav 6

Fino. Instrumento no para áreas mais pequenas e para as de difícil acesso.




Kav 7

Subgengival. Instrumento usado para descalcificação da parte subgengival.



Kav 8

Subgengival. Para remoção de cálculo subgengival.



Kav 60


A ponta #60 é uma ponta reta comprida com superfícies arredondadas, que é utilizada para uma limpeza suave do saco periodontal durante o tratamento periodontal. É uma limpeza eficaz em sacos até 9 mm de profundidade. É utilizado na região anterior em superfícies lisas.



PONTAS DE ULTRASOM


EMS KAVO NSK SATELEC SIRONA LLAVES

PROFILAXIS




Scaling NSK 1

Utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival, que é pouco ou regularmente anexado, e a placa bacteriana.




Scaling NSK 2

Ponta plana utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival que está fortemente ligado ao dente.




Scaling NSK 3

Utiliza-se para eliminar o cálculo e placa bacteriana das áreas interdentais supragengivais.



Scaling NSK 4


Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.



Scaling NSK 5


Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.

PERIODONCIA



Perio NSK 1

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio NSK 3

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio NSK 4

Usado para remover o cálculo subgengival.

LIMPIEZA DE IMPLANTE




NSK IC

Limpeza de implantes. Ponta PEEK para uma limpeza segura e suave de implantes.




PROFILAXIS




Scaling SAT 1

Utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival, que é pouco ou regularmente anexado, e a placa bacteriana.




Scaling SAT #1

É universal. Para uma simples descalcificação supragengival e remoção de tártaro sem danicar o esmalte.




Scaling SAT 2

Ponta plana utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival que está fortemente ligado ao dente.




Scaling SAT 1S

Fina. Descalcificação supra e subgengival. Particularmente eficaz para espaços interproximais.




Scaling SAT 3

Utiliza-se para eliminar o cálculo e placa bacteriana das áreas interdetais supragengivais.



Scaling SAT 4

Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.



Scaling SAT 5

Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.




PONTAS DE ULTRASOM

EMS KAVO NSK

SATELEC


SIRONA LLAVES

PERIODONCIA




Perio SAT 10X

Interproximais. A sua parte ativa plana torna-a adequada para espaços interproximais e para descalcificação supragengival. O seu design anatómico permite uma utilização rápida e eficiente.




Perio SAT 10P

Superficial. Instrumento redondo e no adequado para a descalcificação de sacos periodontais pouco profundos com menos de 2-3 mm de profundidade.



Perio SAT 10Z

Subgengival. Para sacos de profundidade média (4 mm). Eliminação de biolme e depósitos macios, e permite a medição da profundidade dos sacos, utilizando a escala de 3 mm.



Perio SAT H3

Periodoncia anterior. Permite o tratamento do bloco incisivo-canino. A borda da guia é orientada paralelamente ao saco periodontal. Permite trabalhar no saco periodontal sem danicar o ligamento.




Perio SAT 1

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio SAT 3

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio SAT 4

Usado para remover o cálculo subgengival.

LIMPIEZA DE IMPLANTE



SAT IC

Limpeza de implantes. Ponta PEEK para uma limpeza segura e suave de implantes.



No nosso site encontrará todas as referências de brocas com informação minuciosa para poder escolher os produtos que se adequem às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.





PONTAS DE ULTRASOM

EMS

KAVO

NSK

SATELEC

SIRONA

LLAVES

PROFILAXIS




Scaling SIR 1

Utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival, que é pouco ou regularmente anexado, e a placa bacteriana.




Scaling SIR 2

Ponta plana utiliza-se para eliminar o cálculo supragengival que está fortemente ligado ao dente.




Scaling SIR 3

Utiliza-se para eliminar o cálculo e placa bacteriana das áreas interdetais supragengivais.




Scaling SIR 4

Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.




Scaling SIR 5

Utiliza-se para eliminar todo o cálculo supragengival e a placa bacteriana.




Scaling SIR 1L

Um instrumento de ponta plana para a descalcificação inicial da língua e boca.



Scaling SIR 2L

Versátil. Um instrumento versátil utilizado para las caras linguales- bucales e interproximales.



Scaling SIR 3L

Interdental. Um instrumento universal que pode ser usado para a descalcificação subgengival em locais interdetais




Scaling SIR 4L

É universal. Um instrumento no, ideal para superfícies dentárias supragengivais e subgengivais e áreas interdetais




PERIODONCIA




Perio SIR 1

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio SIR 3

Usado para remover o cálculo subgengival.



Perio SIR 4

Usado para remover o cálculo subgengival.



PONTAS DE ULTRASOM

EMS KAVO NSK SATELEC SIRONA

LLAVES

CHAVES



Twrench EMS

Chaves dinamométrica
EMS



Twrench SAT

Chaves dinamométrica
SATELEC



Twrench KAV Q

Chaves dinamométrica
Kavo Soniflex 2003
Kavo Soniflex Quick 2008



Twrench KAV

Chaves dinamométrica
Kavo Soniflex 2003



Twrench NSK

Chaves dinamométrica NSK




Twrench SIR

Chaves dinamométrica
SIRONA



GUIA DE DESGASTE DE PONTAS DE ULTRASSOM





BRANQUEAMENTO DENTÁRIO





Solução eficaz





BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

Com os tratamentos de branqueamento dentário **PURE** da Axis Dental descobrirá um novo sorriso nos seus pacientes com o qual transmitir felicidade a quem o rodeia.





MÉTODO INOVADOR E EFICAZ

O PURE é um branqueamento dentário reconhecido pelo seu elevado prestígio, avalado pela respetiva tecnologia e desenvolvimento.

Os resultados, rapidamente visíveis, garantem um sorriso mais branco e brilhante durante muito tempo. O PURE é um tratamento de enorme eficácia, sem risco e muito simples de utilizar. Possui um pH ideal, o que proporciona uma tolerância excelente.

Com o PURE obtém-se uma diferença de cor nos dentes desde os primeiros dias.

TRATAMENTO FÁCIL E RÁPIDO

- Tratamento profissional simples e seguro.
- Resultado ótimo e garantido a longo prazo.



*Rápido e
seguro*



BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

EN CLÍNICA

A DOMICÍLIO

ACCESORIOS



PURE power

É o tratamento mais rápido para branquear os seus dentes, conseguindo um sorriso mas branco e brilhante em apenas 1 hora. O producto aplica-se directamente sobre os dentes, protegendo completamente os tecidos moles.



Tratamento sem risco que nao afecta a estrutura dos seus dentes.





KIT



JERINGAS INDIVIDUALES





BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

EN CLÍNICA

A DOMICÍLIO

ACCESÓRIOS



Tratamento flexível adaptado ao paciente

O seu dentista fará um molde dos seus dentes com a finalidade de elaborar suas moldeiras personalizadas, facultando-lhe o melhor tratamento e indicando-lhe os passos a seguir para otimizar o resultado.




Três opções de tratamento em casa

10%

PURE 10% de peróxido de carbamida


É um tratamento noturno que responde à todos os casos. É a solução ideal para os dentes sensíveis, a forma mais suave para obter dentes mais brancos. Uma aplicação de 4 horas durante 16 noites.



16%

PURE 16% de peróxido de carbamida

É a fórmula ideal para as pessoas que desejam usar menos tempo as moldeiras e que possuem uma coloração dentária mais intensa. Uma aplicação de 2 horas 16 dias.



pen 16%

PURE pen 16% de peróxido de carbamida

É um pincel que proporciona um efeito luminoso e brilhante sobre os dentes, de uma forma simples e segura, com apenas uma aplicação de 20 minutos. Permite realizar entre 15 e 20 aplicações.



PEN



PURE PEN 16%



A domicilio

AXIS
dental
SWISS QUALITY



KITS



JERINGAS INDIVIDUALES





BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO

EN CLÍNICA

A DOMICÍLIO

ACCESORIOS



X MODO DE APLICACIÓN

O seu dentista fará um molde dos seus dentes com a finalidade de elaborar suas moldeiras personalizadas, facultando-lhe o melhor tratamento e indicando-lhe os passos a seguir para otimizar o resultado.





ACCESORIOS



Continuamos a renovar-nos ininterruptamente para podermos melhorar os nossos produtos e assim facilitar a tarefa dos dentistas na aplicação destes tratamentos tão procurados. **Consulte a gama disponível de acessórios no nosso site.**





AXIS Dental Sarl

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier Swizerland
Tel: +41 21 633 0 633
Email: mail@axis-dental.ch

Axisworld Unipessoal LDA

Avda Da Republica 43
Lisboa 1050-187
Tel: 34 91 679 59 80
Email: info@axis-dental.es

www.axis-dental.com

