



- Fraises dentaires
- Pointes d'ultrasons
- Tenons radiculaires
- Blanchiment de dents

CATALOGUE

2022-23



AXIS Dental Sàrl

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier - Swizerland
Tel: +41 21 633 0 633
Email: mail@axis-dental.ch

AXIS Dental SL (filial en España)

Cuevas del Valle 32 bis
28023 Madrid
Tel: +34 916 795 980
WhatsApp: +34 627 373 351
Email: info@axis-dental.com
www.axis-dental.com

Bienvenue

Nous sommes heureux de partager avec nos clients notre catalogue **Axis Dental 2022-23**, présentant des informations complètes et détaillées de notre large gamme de produits.

Depuis la création de notre entreprise en Suisse en 1998, et sous l'impulsion de l'innovation continue, nous avons pu offrir des produits de la plus haute qualité et efficacité afin de satisfaire les dentistes, les techniciens de laboratoire, ainsi que les patients.

Nous mettons un point d'honneur, depuis ces dernières années, à digitaliser nos processus de communication que ce soit par le biais de notre site internet et des réseaux sociaux.

Nous avons également mis en place récemment notre boutique en ligne, une initiative permettant une plus grande rapidité d'action et une plus grande flexibilité à tous les niveaux.

En même temps, nous continuons à servir nos clients par l'intermédiaire de notre vaste réseau de vente directe en Suisse, en Espagne, au Portugal et en Bulgarie.

Dans ce catalogue, sont inclus nos références de plus de 1000 fraises dentaires, des pointes ultrasons, des tenons radiculaires et des traitements de blanchiment des dents ainsi que des informations précieuses pour le dentiste sur leurs utilisations, l'entretien et le stockage des instruments dentaires.

La confiance et la fidélité de nos clients sont basés sur la qualité et la durabilité de nos produits.

Jean-Paul Berclaz Dominique Rahm

Associés
Axis Dental




Notre expÈrience

Votre Garantie

CONTENU



Notre entreprise



Garantie



Réseau international



Produits

FRAISES DENTAIRES



Introduction et caractéristiques

Clinique

Diamant
Carbure de Tungstène
Céramique
Polissoirs

Laboratoire

Diamant
Carbure de Tungstène
Polissoirs

12



TENONS RADICULAIRES



Introduction et caractéristiques

Fibre de verre

192



BLANCHIMENT DE DENTS



Introduction et caractéristiques

En clinique
A domicile

216





INTRODUCTION



Axis Dental est une entreprise spécialisée dans la fabrication, le marketing et la distribution de fraises dentaires, de pointes ultrasons, de tenons radiculaires et de solutions de blanchiment des dents.

Philosophie

Notre philosophie consiste à produire des instruments précis, efficaces et durables, de grande qualité.

Service personnalisé : proximité et professionnalisme


Notre objectif est de gagner la confiance des professionnels dentaires grâce à une équipe de professionnels formés et clairement orientés client.




Nos clients apprécient particulièrement la **qualité** et la **durabilité** des produits Axis Dental

Dominique Rahm
Directeur Vente & Marketing

Mission



Axis Dental vise l'excellence dans la qualité de ses produits et services. Le professionnalisme du personnel d'Axis Dental permet de répondre de manière compétente aux besoins et aux attentes de nos clients.



Notre
entreprise



INTRODUCTION



Fondée en 1998 en Suisse, Axis Dental offre aux professionnels dentaires les meilleures solutions pour faciliter leur travail grâce à une technologie de pointe de dernière génération.

Qualité et expérience

Nos instruments dentaires sont développés et produits en Suisse, garantissant la plus haute qualité.

Les processus de production sont réalisés à l'aide d'équipements de pointe et sous un contrôle approfondi à chaque étape du travail.

Tous les produits Axis Dental répondent aux normes européennes les plus strictes.



Nous considérons qu'il est essentiel de proposer un produit de qualité constante.



Engagement

Axis Dental vise l'excellence dans la qualité de ses produits et services. La précision, la qualité et le service sont les valeurs nous permettant d'évoluer.

Depuis sa création, Axis Dental a gagné la confiance des professionnels grâce à son service personnalisé, sa disponibilité et ses produits de haute qualité.

Notre garantie est fondée sur notre mission d'amélioration continue et d'adaptation aux processus et aux réglementations en vigueur.

Gestion internationale de la qualité.

Nos dispositifs médicaux sont produits en conformité avec les normes internationales ISO 13485

Certification de la Communauté européenne

Tous nos produits médicaux sont certifiés par la CE et conformes aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement Directive 93 /42 /CEE.



Garantie





INTRODUCTION



Notre société dispose de ses propres succursales en Espagne, au Portugal et en Bulgarie. Elle est également présente par l'intermédiaire de distributeurs dans différents pays.

Distribution internationale

Axis Dental dispose d'un réseau de vente international qui est en mesure de fournir un soutien de qualité à nos clients et partenaires.

Nos produits sont accessibles à toutes les cliniques et laboratoires dans nos zones de distribution grâce à une grande équipe de commerciaux.

Le professionnalisme d'Axis Dental répond de manière compétente aux besoins et aux attentes de nos clients.

Réseau international

Proche de vous

Notre excellence dans la relation avec nos clients repose sur 4 piliers :

- ✓ Service après-vente
- ✓ fidélisation des clients
- ✓ Personnalisation de kits en fonction des besoins
- ✓ Formations sur nos produits

Kits personnalisés

Nos solutions comprennent un large éventail de références de fraises dentaires autant pour les travaux en cliniques que pour le laboratoire.

Ils se composent des meilleures fraises apportant efficacité, précision, vitesse de coupe, géométries parfaites et absence de vibrations.

Nous pouvons créer un kit personnalisé en fonction des besoins et du travail du dentiste ou du technicien dentaire, tant en clinique qu'en laboratoire.



Formation professionnelle

Dans le cadre de notre engagement à former les professionnels d'aujourd'hui et de demain, Axis Dental a développé AD Training en Espagne, un programme de formation adapté aux progrès et aux nouvelles techniques de travail dans le domaine de l'odontologie.

Nos ateliers, spécialisés dans les domaines de la dentisterie restauratrice et esthétique, sont composés d'une formation théorique et pratique permettant aux participants de renforcer les concepts enseignés par des professionnels renommés du monde entier.

Découvrez notre gamme de formations disponibles pour développer vos compétences professionnelles au plus haut niveau.





FRAISES DENTAIRES




*Un instrument
essentiel pour
l'odontologie*





FRAISES DENTAIRES



Un instrument essentiel en médecine dentaire


Les fraises dentaires occupent une place importante dans les instruments de base de la dentisterie.

Une utilisation correcte, avec un mode d'entraînement adapté déterminera leur efficacité à long terme.

L'étude des différents matériaux travaillés ainsi que les résultats de différentes études cliniques permettent de choisir les fraises les mieux adaptées.

Instructions d'utilisation

- Assurer un refroidissement suffisant à l'aide d'un spray afin d'éviter une détérioration de la dent et de son environnement.
- Le spray doit être réparti sur toute la longueur active de l'instrument. Une déviation du spray pourrait causer des lésions d'origine thermique.
- Un refroidissement complémentaire est nécessaire pour les instruments d'une longueur supérieure à 19 mm ou ayant un diamètre de la partie active supérieur à 2 mm.
- Enlever immédiatement les instruments émoussés ainsi que les instruments tordus et excentriques.
- Prière de bien observer la pression de travail prescrite de 0.3 - 2N (30 - 200p) pour les instruments FG et de 2 - 5N (200 - 500p) pour les instruments HP, travailler si possible sans pression.
- Les turbines, contre-angles et pièces à main doivent être en parfait état.
- Introduire les instruments soigneusement et sans forcer dans le mode d'entraînement. Les instruments doivent être insérés dans la pince jusqu'à l'extrémité de leur partie cylindrique.
- En travaillant, éviter de faire levier et d'incliner l'instrument et de le pivoter sur l'arête.
- Respecter absolument les vitesses de rotation conseillées indiquées sur l'emballage.
- Amener l'instrument à sa vitesse de rotation de travail en dehors de la bouche du patient (pour le prothésiste: porter la rotation à pleine vitesse avant d'appliquer l'instrument sur l'objet à travailler).
- Tout instrument usé ou endommagé doit être rebuté conformément aux réglementations d'élimination des déchets en vigueur dans le pays utilisateur.
- Tout incident grave survenu en rapport avec l'instrument doit être signalé au fabricant et/ou à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.



>>> Gamme de fraises dentaires



Au Cabinet

DIAMANT

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Fraises à finir 12 lames
- Fraises à finir 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie




CÉRAMIQUE

- Céramique pour tissus mous



POLISSOIRS

- Brossette
- Universel
- Composite
- Céramique
- Pierre



En Laboratoire

EN LABORATOIRE

- Diamant
- Carbure de tungstène
- Polissoirs
- Divers



Applications



Chirurgie
maxillofaciale



Implantologie



Orthodontie



Taille de
couronnes



Préparation
de cavités



Préparation du
canal radiculaire



Prophylaxie



Élimination de vieilles
restaurations



Séparation
couronnes



Lissage
radiculaire



Traitement des
obturations




Les principales caractéristiques des fraises sont :

- Le choix rigoureux du matériau avec lequel elles sont fabriquées.
- La précision et la rigueur de la fabrication.
- L'efficacité et le confort du produit lors du travail.
- La durée de vie moyenne de l'outil.




FRAISES DENTAIRES



Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées afin que vous puissiez choisir les produits répondant le mieux à vos besoins.


Pour visualiser le catalogue, scanner le code QR



VISITER NOTRE SITE

INTERNET

Comment faire une commande



1

Avec la référence Axis

en ajoutant le diamètre à la référence Axis indiquée.

FG F 801.014

2

À travers notre e-shop

en sélectionnant directement le diamètre désiré de la fraise dans notre e-shop. Le système propose automatiquement la référence AXIS.

FG G 801.027

3

Avec le numéro ISO

en ajoutant le diamètre au numéro ISO indiqué.

806.313.001.524.010



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

**Axis Dental a conçu une nouvelle
génération d'instruments diamantés avec
20% de recouvrement supplémentaire.**





Introduction aux fraises diamantées

Les instruments diamantés sont fabriqués à partir d'un mandrin en acier inoxydable à haute résistance à la déformation (monobloc). La fraise est parfaitement calibrée pour avoir un mouvement de rotation parfait.

Sur la partie active de la fraise, le diamant est fixé par un processus spécial de galvanisation en trois étapes:

- Une couche de préparation en nickel qui joue un rôle anti-vibration.
- Une couche d'ancrage, liant solidement les grains de diamant entre eux.
- Une couche de nickel dur fixant fermement les grains de diamant.

Compte tenu de la supériorité des particules de diamant naturel, Axis Dental ne fabrique ses produits qu'avec ce type de diamant.


Les propriétés physiques du diamant naturel sont les suivantes :

- Sa grande dureté.
- Sa haute pureté.
- Sa forme.
- Sa structure.

La partie active de la fraise est recouverte de grains calibrés de diamant naturel.

La grande capacité d'abrasion de cette surface, associée à une vitesse de rotation élevée, permet une abrasion très efficace sur les structures dures de la dent (émail et dentine).

Cependant, elle n'est pas efficace pour l'élimination de la structure molle de la dent (dentine cariée).



Mode d'emploi :

- La fraise est fixée sur une turbine ou un contre-angle à grande vitesse.
- Ces appareils sont équipés d'un système de refroidissement par eau et par air.
- La rotation de la fraise et la taille des particules de diamant varient en fonction de l'efficacité requise.
- Grâce à leur grande efficacité, les instruments diamantés gros grains ou super gros grains sont utilisés pour tous les types de soins dentaires sans augmenter la température.
- Les fraises standards sont réalisées à l'aide de grains de taille moyenne, permettant une bonne abrasion et une coupe fine.
- Les instruments de finition en diamant ont un grain fin permettant un travail plus précis tout en obtenant une surface parfaitement lisse.

Le pouvoir du diamant



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

Composition du numéro ISO

(ISO 6360, 2157, 1797)



A + B C + D + E + F = ISO-No. 806.314.111.534.012

- | | |
|---|---|
| <p>A Matériau de la partie active.
Exemple : 806 diamant / 500 carbure de tungstène, etc.</p> <p>B / C Longueur de la tige et longueur totale.
Exemple : 314 FG / 204 RA, etc.</p> <p>D Forme de la partie active.
Exemple : 111 cylindre, 001 arrondi, etc.</p> | <p>E Type de finition de la partie active.
Exemple : 534 gros grains de diamant, 007 lames hélicoïdales croisées, les lames hélicoïdales à section transversale, etc.</p> <p>F Dimension nominale, diamètre de la plus grande partie active à l'échelle 1 / 10 mm.
Exemple : 012 diamètre 0,12 mm, etc.</p> |
|---|---|




Correspondence ISO avec la référence Axis Dental

ISO-No. 806.314.111.534.012

FG G 837.012
Mandrin Grain Forme Diamètre


ISO	AXIS DENTAL
806	Diamant
314	FG
111	837
534	G
012	012



Mandrins des faises dentaires

Diamètre : 1.60 mm

Pour tout type de turbine ou contre-angle à haute vitesse (rouge)



ISO 313 FG S (Friction Grip Short)

- Dimension du mandrin L: 16 mm
- en cas de hauteur de travail limitée, un mandrin plus court permet un accès plus commode.

ISO 314 FG (Friction Grip)

- Dimension du mandrin L: 19 mm
- Mandrin le plus usité.

ISO 315 FG L (Friction Grip Long)


- Dimension du mandrin L: 21 mm

ISO 316 FG XL (Friction Grip Xtra Long)

- Dimension du mandrin L: 25 mm
- Dimension utilisée fréquemment en chirurgie dentaire.

Diamètre : 2.35 mm

Pour tout type de contre-angle à basse vitesse (Bleu ou Vert)



ISO 204 RA (Right Angle)

- Dimension du mandrin L: 22 mm


ISO 205 RA L (Right Angle Long)

- Dimension du mandrin L: 26 mm

ISO 206 RA XL (Right Angle Xtra Long)

- Dimension du mandrin L: 34 mm

Pour l'utilisation avec une pièce à main.



ISO 104 HP type (Hand Piece)

- Dimension du mandrin L: 44.5 mm



Photos mise
gracieusement à
disposition par BienAir.



FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS



Caractéristiques des fraises diamantées





1

DURETÉ

Avec une densité de 3.5, le diamant est le minéral naturel le plus dur au monde

Poids spécifique	3.514
Masse moléculaire	12.01
Dureté	10 MOHS= 8000 H.V

3

FORME

La forme des particules de diamant naturel permet d'obtenir une densité élevée de diamants et des espaces interparticulaires réguliers.

Ces deux caractéristiques sont nécessaires pour l'élimination optimale des résidus de coupe.

La concentration obtenue se situe entre 50 et 60% de la surface, alors que la concentration optimale théorique obtenue avec des sphères est de 75%.

Les particules de diamant doivent être calibrées pour garantir une concentration optimale et régulière sur l'instrument.

Leur distribution garantira une rotation concentrique parfaite de la fraise.

2

PURETÉ

Les particules de diamant naturel n'ont pratiquement aucune impureté magnétique tel que le nickel, le cobalt, le fer...


Une étude de De Beers compare la pureté du diamant naturel avec celle du diamant synthétique.

Comparaison entre diamant naturel et synthétique		
	Diamant naturel	Diamant synthétique spécialement traité pour la déposition
Impureté de fer Ppm	10-50	1000-7000
Susceptibilité magnétique X 10-6 cgs	0-4	110-170

4

STRUCTURE DE SURFACE

La surface irrégulière des particules de diamant naturel lui confère de très bons effets de rétention sur la couche de liaison du nickel et améliore le comportement abrasif grâce à ses arêtes tranchantes.



G 879



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

Les particules de diamant calibrées sont réparties en cinq tailles différentes



Super Gros (SG)
BAGUE NOIRE
Taille des grains de
diamant ~ 150-180µ

- L'instrument le plus abrasif sur le marché.
- L'efficacité est de 60 % plus élevée que celle d'une fraise standard.
- Grande capacité d'abrasion.

Gros (G)
BAGUE VERTE
Taille des grains de
diamant ~ 125-150 µ

- Un instrument avec une bonne capacité d'abrasion.
- L'efficacité est de 30 % de plus qu'une fraise standard.

Standard
PAS DE BAGUE
Taille des grains de
diamant ~ 106 µ

- Bonne résistance à l'abrasion.

Fin (F)
BAGUE ROUGE
Taille des grains de
diamant ~ 45µ

- Finition des surfaces taillées.
- Prépolissage des composites.

Extra Fine (C) -
BAGUE JAUNE
Taille des grains de
diamant ~ 15µ

- Polissage des composites.
- Application idéale sur les composites.

Durée de vie moyenne de l'abrasion des instruments diamantés en fonction des matériaux et des substances traités.

La durée de vie moyenne des outils diamantés dépend du travail effectué et de la façon dont ils sont utilisés.

Leur usure est causée par le détachement des particules de diamant.

La durée de vie moyenne des instruments peut être réduite par une utilisation incorrecte.



- L'émail use normalement l'instrument.
- La dentine saine, les ciments et les composites n'altèrent que très peu l'instrument.
- L'amalgame et l'or, au lieu d'user l'instrument, obstruent l'espace entre les particules de diamant.
- L'acier, le chrome-nickel et le chrome-cobalt altèrent rapidement l'instrument.
- La pointe d'un tenon en acier inclus dans la restauration peut endommager la surface abrasive de l'instrument.



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT



CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

STANDARD







FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

STANDARD





877



877K



878



878K



879



879K



880



881



882



883



884



885



886



888



889



898



909



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

368



L mm



806.314.257.524

FG 368 015 018 021 023

806.314.257.504

FG C 368 015 018 021 023

806.314.257.514

FG F 368 015 018 021 023

806.314.257.534

FG G 368 015 018 021 023

806.314.257.544

FG SG 368 015 018 021 023



806.313.257.524

FG S 368 015 018 021 023



806.204.257.524

RA 368 015 018 021 023

806.204.257.514

RA F 368 015 018 021 023

369



L mm



806.314.263.524.023

FG 369 023

806.314.263.504.023

FG C 369 023

806.314.263.514.023

FG F 369 023

806.314.263.534.023

FG G 369 023

806.314.263.544.023

FG SG 369 023



379



L mm

3

3.5

4.5

4.5

006.314.277.524

FG 379

014

018

021

023

006.314.277.504

FG C 379

014

018

021

023

006.314.277.514

FG F 379

014

018

021

023

006.314.277.534

FG G 379

014

018

021

023

006.314.277.544

FG SG 379

018

021

023



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



390



L mm 3.5

806.314.274.524.016

FG 390 016

806.314.274.504.318

FG C 390 016

806.314.274.514.016

FG F 390 016

392



L mm 5

806.314.465.524.016


FG 392 016

806.314.465.504.016

FG C 392 016

806.314.465.514.016

FG F 392 016



801



			0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	2.9	3.5
	806.314.001.524	FG 801	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	036
	806.314.001.504	FG C 801	X	X	X	012	014	X	X	X	023	X	029	X
	806.314.001.514	FG F 801	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	036
	806.314.001.534	FG G 801	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	036
	806.314.001.544	FG SG 801	X	X	X	012	014	016	018	021	023	X	X	X




	806.313.001.524	FG S 801	X	009	010	012	014	016	X	X	X	X	X	X
--	-----------------	----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---



	806.204.001.524	RA 801	X	X	X	012	014	016	018	X	023	X	029	X
--	-----------------	--------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---

801L



			1	1.2	1.4	1.6	1.8
	806.314.697.524	FG 801L	010	012	014	016	018
	806.314.697.514	FG F 801L	X	X	X	016	X
	806.314.697.534	FG G 801L	010	012	014	016	018
	806.314.697.544	FG SG 801L	X	012	014	016	018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

802



806.314.002.524

806.314.002.514

806.314.002.534

L mm 2.5 3 3 3 3.5

FG 802: 010 012 014 016 018

FG P 802: X 012 X X X

FG G 802: 010 012 014 016 X

805



806.314.010.524

806.314.010.534

L mm 1 1 1.2 1.5 1.5 1.5 2

FG 805: 009 010 012 014 016 018 020

FG G 805: X 010 012 014 016 018 X



806.313.010.524

FG S 805: X 010 012 X X X



806.204.010.524

RA 805: X X 012 014 X X X

806




806.314.019.524

806.314.019.534

L mm 2 3 3 3 3

FG 806: 010 012 014 016 018

FG G 806: 010 012 014 016 018



807



L mm

3.6 4 5

806.314.225.524

FG 807 012 016 018

806.314.225.534

FG G 807 012 016 018

811



L mm

4 6

806.314.038.524

FG 811 033 040

806.314.038.544

FG SG 811 033 040

813



L mm

1.5 1.6

806.314.032.524

FG 813 010 014

806.314.032.534

FG G 813 014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

818



806.314.042.524

806.314.042.534

L mm

0.5

1

1

FG 818: 018 033 042

FG G 818: X X 042

820




806.314.043.524.050

L mm

2

FG 820: 050



822



L mm 2

806.314.237.524.009

FG 822 009

829



L mm 3 3

806.314.235.524.

FG 829 010 012

806.314.235.504.

FG C 829 010 012

806.314.235.514.

FG F 829 010 012

829L



L mm 5

806.314.235.524.014

FG 829L 014

806.314.235.504.014

FG C 829L 014

806.314.235.514.014

FG F 829L 014




FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS



830

830



806 314 238 524

FG 830

009 010 012 014 016

806 314 238 504

FG C 830

X 010 012 X X

806 314 238 514

FG F 830

X 010 012 014 016

806 314 238 534

FG G 830

X 010 012 014 016

806 314 238 544

FG SO 830


X X 012 014 016



806 313 238 524

FG S 830

X 010 012 X X



830L



L mm



Ø 1,6 mm
10 mm

806.314.239.524

FG 830L

012 014 016 018

806.314.239.504

FG C 830L

012 014 X X

806.314.239.514

FG F 830L

012 014 016 018

806.314.239.534

FG G 830L

012 014 016 018

806.314.239.544

FG SG 830L

X 014 X X

833



L mm



806.314.466.524.031

FG 833

031

806.314.466.514.031

FG F 833

031



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

835



806.314.107.524

FG 835

008 009 010 012 014 016

806.314.107.504

FG C 835

008 X X X X X

806.314.107.514

FG F 835

008 X X X X Y

806.314.107.534

FG G 835

008 009 010 012 014 016

806.314.107.544

FG SG 835

X X 010 012 014 X



806.313.107.524

FG S 835

008 X 010 012 X X



806.204.107.524

RA 835

X X X 012 X X

835KR



806.314.156.524

FG 835KR

008 010 012 014 016

806.314.156.514


FG F 835KR

008 010 012 014 016

806.314.156.534

FG G 835KR

008 010 012 014 016



836



L mm



6 6 6 6

	806.314.110.524	FG 836	010	012	014	016
	806.314.110.504	FG C 836	X	012	X	X
	806.314.110.514	FG F 836	010	012	014	X
	806.314.110.534	FG G 836	010	012	014	016
	806.314.110.544	FG SG 836	X	012	014	X
	806.313.110.524	FG S 836	X	012	X	X


836KR



L mm



6 6 6 6 6

	806.314.157.524	FG 836KR	010	012	014	016	018
	806.314.157.514	FG F 836KR	X	012	X	016	X
	806.314.157.534	FG G 836KR	010	X	X	X	X
	806.314.157.544	FG SG 836KR	010	X	X	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

837



806.314.111.524

FG 837 010 012 014 015 018

806.314.111.514

FG F 837 010 012 014 X X

806.314.111.534

FG G 837 010 012 014 016 018

806.314.111.544

FG SG 837 010 012 014 X X



806.313.111.524

FG S 837 X 012 X X



806.204.111.524

RA 837 X X 014 X X

837KR



806.314.158.524

FG 837KR 012 014 016

806.314.158.514

FG F 837KR 012 014 016

806.314.158.534

FG G 837KR 012 014 016



837L

Ø 1,6 mm
10 mm

	L mm	10	10	10	10
606 314 112 524	FG 837L	012	014	016	018
606 314 112 514	FG F 837L	012	014		
606 314 112 534	FG G 837L	012	014	016	018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

838



L mm

3

4

4

806.314.137.524

FG 838 008 010 012

806.314.137.514

FG F 838 X X 012

806.314.137.534

FG G 838 X 010 012

806.314.137.544

FG SG 838 X 010 012

845



L mm

4

4

4

806.314.170.524

FG 845 012 014 016

806.314.170.514


FG F 845 012 X X

806.314.170.534

FG G 845 012 014 X

806.314.170.544

FG SG 845 012 X X



845KR



L mm



4 4 4

806.314.544.524

FG 845KR

018 021 025

806.314.544.514

FG F 845KR

018 021 025

846



L mm



6 6 7

806.314.171.524

FG 846

012 016 025

806.314.171.514

FG F 846

016 021

806.314.171.534

FG G 846

012 016 025

806.314.171.544

FG SG 846

016



806.313.171.524

FG S 846

016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

846KR



L, mm



806.314.545.524

FG 846KR 014 016 018

806.314.545.514

FG F 846KR 015 016

806.314.545.534

FG G 846KR 014 015 X

806.314.545.544

FG SG 846KR 014 015 X

847



L, mm



806.314.172.524

FG 847 012 014 016 018 021

806.314.172.514

FG F 847 012 X X 016 021

806.314.172.534


FG G 847 012 014 016 018 021

806.314.172.544

FG SG 847 012 014 016 018 021

806.313.172.524

FG S 847 X 014 X X X



847KR



L mm



8 8 8 8

806 314 545 524

FG 847KR

014 016 018 023

806 314 546 514

FG F 847KR

x x 018 023

806 314 546 534

FG G 847KR

x x 018 023

806 314 546 544

FG SG 847KR

x x 018 x

848



L mm



10 10 10 10 10

806 314 173 524

FG 848

012 014 016 018 025

806 314 173 504

FG C 848

x x 016 x x

806 314 173 514

FG F 848

012 014 016 x x

806 314 173 534

FG G 848

012 014 016 018 025

806 314 173 544

FG SG 848

012 014 016 018 x



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

849



L mm

4

4

806.314.196.524

FG 849

010

012

806.314.196.514

FG F 849

010

012

806.314.196.534

FG G 849

010

012

850



L mm

10

10

10

10

10

10

806.314.199.524

FG 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.504

FG C 850

012

014

016

X

X

X

806.314.199.514

FG F 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.534

FG G 850

012

014

016

018

021

023

806.314.199.544

FG SG 850

012

014

016

018

021

023



806.204.199.524

RA 850

X


014

X

X

X

X



850XL



L mm 10

	806.314.199XL.524.012
	806.314.199XL.514.012
	806.314.199XL.534.012
	806.314.199XL.544.012

FG 850XL	012
FG F 850XL	012
FG G 850XL	012
FG SG 850XL	012

851



L mm 8 8

	806.314.219.524
	806.314.219.534

FG 851	012	016
FG G 851	012	016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

852



806.314.164.524

806.314.164.504

806.314.164.514

806.314.164.534



806.313.164.524

L mm

4

6

6

FG 852	010	012	015
FG C 852	010	012	015
FG F 852	010	012	015
FG G 852	X	012	015

855



806.314.197.524

806.314.197.514


806.314.197.534

L mm

6

6

FG 855	012	014
FG F 855	012	X
FG G 855	012	014



856



L mm

8 8 8 8 8 8

	806.314.198.524	FG 856	012	014	015	016	021	023
	806.314.198.504	FG C 856	012	014	016	X	X	X
	806.314.198.514	FG F 856	012	X	016	018	021	023
	806.314.198.534	FG G 856	012	014	015	018	021	023
	806.314.198.544	FG SG 856	012	014	016	018	021	023
								
								
	806.313.198.524	FG S 856	X	014	015	X	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

858



806.314.166.524

FG 858

012 014 016 018

806.314.166.504

FG C 858

012 014 016 X

806.314.166.514

FG F 858

012 014 016 X

806.314.166.534

FG G 858

012 014 016 018

806.314.166.544

FG SQ 858

X 014 X X



806.313.166.524

FG S 858

X 014 X X

859



806.314.166.524

FG 859

010 012 014 016 018

806.314.166.504

FG C 859

010 012 014 016 018

806.314.166.514

FG F 859

010 012 014 016 018

806.314.166.534

FG G 859

010 012 014 016 018

806.314.166.544

FG SQ 859

X X X X 018



806.313.166.524

FG S 859


010 X X 016 X



806.204.166.524

RA 859

X 012 X 016 X



G 858

860



L mm



806.314.247.524

FG 860 010 012

806.314.247.504

FG C 860 010 012

806.314.247.514

FG F 860 010 012

806.314.247.534

FG G 860 010 012



806.204.247.524

RA 860 X 012

861



L mm



806.314.248.524 012

FG 861 012

806.314.248.504 012

FG C 861 012

806.314.248.514 012

FG F 861 012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

862



806.314.249.524

FG 862 010 012 014 016

806.314.249.504

FG C 862 010 012 014 016

806.314.249.514

FG F 862 010 012 014 016

806.314.249.534

FG G 862 010 012 014 016

806.314.249.544

FG SG 862 X 012 014 016



806.313.249.524

FG S 862 X 012 X X



806.204.249.524

RA 862 X 012 X X

806.204.249.514

RA F 862 X 012 X X

863



806.314.250.524

FG 863 012 015 018

806.314.250.504

FG C 863 012 015 X

806.314.250.514

FG F 863 012 015 018

806.314.250.534

FG G 863 012 015 018


806.314.250.544

FG SG 863 012 015 X



806.204.250.524

RA 863 X X 018



864



L mm 12

806.314.251.524 014

FG 864 014

806.314.251.534 014

FG G 864 014

868K



L mm 8 8

806.314.222.524

FG 868K 012 016

806.314.222.504

FG C 868K 016

806.314.222.514

FG F 868K 012 016

806.314.222.534

FG G 868K 012 016

806.314.222.544

FG SG 868K 012 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

877



L mm

B

6

806.314.288.524

FG 877

010

012

806.314.288.504

FG C 877

010

X

806.314.288.514

FG F 877

010

012

806.314.288.534

FG G 877

010

012

806.314.288.544

FG SG 877

010

012



806.313.288.524

FG S 877

010

X

877K



L mm

6

6

806.314.297.524

FG 877K

014


015

806.314.297.544

FG SG 877K

014

015



878



L mm



806.314.289.524	FG 878	010	012	014	016
806.314.289.504	FG C 878	010	X	X	X
806.314.289.514	FG F 878	010	012	014	016
806.314.289.534	FG G 878	010	012	014	016
806.314.289.544	FG SG 878	010	012	014	016



806.313.289.524	FG S 878	X	X	014	X
-----------------	----------	---	---	-----	---

878K



L mm



806.314.298.524	FG 878K	012	014	016	018	021
806.314.298.514	FG F 878K	012	014	016	018	021
806.314.298.534	FG G 878K	012	014	016	018	021
806.314.298.544	FG SG 878K	X	014	016	018	021



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

879



L mm

10 10 10

806.314.290.524

FG 879

012 014 016

806.314.290.504

FG C 879

012 X

806.314.290.514

FG F 879

012 014 016

806.314.290.534

FG G 879

012 014 016

806.314.290.544

FG SG 879

012 014 016

879K



L mm

10 10 10 10

806.314.299.524

FG 879K

012 014 016 018

806.314.299.514

FG F 879K

012 014 016 018

806.314.299.534


FG G 879K

012 014 016 018

806.314.299.544

FG SG 879K

014 016 018



880



L mm

6 6 6

806.314.140.524

FG 880 010 012 014

806.314.140.514

FG F 880 010 012 014

806.314.140.534

FG G 880 010 012 014

806.314.140.544

FG SG 880 010 X X

881



L mm

8 8 8 8 8

806.314.141.524

FG 881 010 012 014 015 016

806.314.141.504

FG C 881 X X 014 X X

806.314.141.514

FG F 881 010 012 014 015 016

806.314.141.534

FG G 881 010 012 014 015 X

806.314.141.544

FG SG 881 X 012 014 016 X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

882



L mm 10 10 10

806.314.142.524

FG 882 010 012 014

806.314.142.514

FG F 882 010 012 014

806.314.142.534

FG G 882 010 012 014

806.314.142.544

FG SG 882 010 012 014

883



L mm 3

806.314.142.524.010

FG 883 010

806.314.142.514.010

FG F 883 010

806.314.142.534.010

FG G 883 010

884



L mm 6

806.314.129.524.012

FG 884 012

806.314.129.514.012

FG F 884 012


806.314.129.534.012

FG G 884 012



806.313.129.524.012

FG S 884 012



885



L mm 8

	806.314.130.524	FG 885	012
	806.314.130.514	FG F 885	012
	806.314.130.534	FG G 885	012
	806.314.130.544	FG SG 885	012

886



L mm 10 10 10

	806.314.131.524	FG 886	012	014	016
	806.314.131.504	FG C 886	012	X	X
	806.314.131.514	FG F 886	012	014	016
	806.314.131.534	FG G 886	012	014	016
	806.314.131.544	FG SG 886	012	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

888



L, mm

8

806.314.496.524.012

FG 888 012

806.314.496.534.012

FG G 888 012

889



L, mm

3,5 4

806.314.540.524

FG 889 009 010

806.314.540.504

FG C 889 009 X

806.314.540.514

FG F 889 009 010


806.314.540.534

FG G 889 009 010



806.313.540.524

FG S 889 009 X



898



L mm 10.5

806.314.213.524.016

FG 898 016

806.314.213.534.016

FG G 898 016

909



L mm 1 1.5 2.1

806.314.068.524

FG 909 033 042 050

806.314.068.534

FG S 909 033 042 X


806.314.068.544

FG SG 909 X 042 X



806.313.068.524

FG S 909 X 042 X



806.204.068.524

RA 909 033 X X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- SÉRIE R-RD**
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Série R-RD



R837



R847



R848



RD837



RD848

R837



806.314 R111.524

L mm

7

10

FG R837

014

018

R847




806.314 R172.524.016

L mm

7

FG R847

016



R848



806.314 R173.524

L mm

10

10

FG R848

018

025

RD837



806.314 RD111.524 016

L mm

10

FG RD837

016

RD848



806.314 RD173.524 016

L mm

10

FG RD848

016



FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- MICROPRÉPARATION**
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

MICROPRÉPARATION



830M



806.314.524

FG 830M 012

806.314.514

FG F 830M 012

L mm 2.7

830RM



806.314.524

FG 830RM 009

806.314.514

FG F 830RM 009

L mm 2.7



838M

Ø 1.6 mm
10 mm

L mm 2.7

	806.314.524	FG 838M	007
	806.314.514	FG F 838M	007

889M

Ø 1.6 mm
10 mm

L mm 2.7

	806.314.524	FG 889M	007
	806.314.514	FG F 889M	007



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- MICROPRÉPARATION**
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



953M

953AM



006.314.524

FG 953AM 014

006.314.514

FG F 953AM 014

953M





L mm 2

006.314.524

FG 953M 014

006.314.514

FG F 953M 014



Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- VENEERS**
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

VENEERS



834

Ø 1.6 mm
10 mm

	035	045	055
L mm	6	6	6
	016	018	021


806.314.552.524

839

Ø 1.6 mm
10 mm

	035	045	055
L mm	0.2	0.2	0.2
	012	014	016


806.314.150.524



Préparation pour les facettes

Les rainures de guidage définissent la quantité maximale de tissu à enlever, déterminant ainsi la profondeur de la taille.

Le plus petit diamètre (016) crée des profondeurs de 0,3mm dans les incisives centrales et les canines, tandis que le plus grand diamètre (021) crée des profondeurs de 0,5 mm pour les incisives latérales. Avec la fraise 850.016, la structure vestibulaire de la dent est réduite à la profondeur prédéterminée.





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- POINTE GUIDE**
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Avec le soutien d'un guide à son extrémité, cette fraise assure une largeur contrôlée sur les 360 degrés du taillage de la couronne.

POINTE GUIDE





878KP



806.314.524

L mm

6

6

FG 878KP

018

021

880P



806.314.524.018

L mm

6

FG 880P

018

881P



806.314.524.018

L mm

9

FG 881P

018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- DIAMANTS DLC**
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Fraises diamantées avec un traitement de surface DLC (Diamond-like Carbon) leur conférant une durabilité inégalée.

DIAMANTS DLC



DLC801



DLC837



DLC856



DLC880



DLC881

DLC801



DLC806.314.001.534



L mm 1,4

FG G-DLC801 014

DLC837




DLC806.314.111.535



L mm 5

FG G-DLC837 014



DLC856



DLC806.314.158.535

FG G DLC856

018

DLC880



DLC806.314.140.535

FG G DLC880

012

DLC881



DLC806.314.141.536

FG G DLC881

012

014



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- MULTICOUCHES**
- Parodontologie
- Interdentaire

La gamme multicouches est composée de 2 types de grains permettant de travailler sur les matériaux les plus résistants tout en prolongeant sa durée de vie.


MULTICOUCHES



Z379



FG Z379:	018	023
FG C Z379:	023	
FG F Z379:	018	



Z801L



L mm

1.2

1.8

FG Z801L

012

018

FG F Z801L

012

018

Z850



L mm

10

FG Z850

018

FG C Z850

018

FG F Z850

018

FG G Z850

018

Z862



L mm

8

FG Z862

016

FG C Z862

016

FG F Z862

016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- PARODONTOLOGIE**
- Interdentaire


Les fraises diamantées pour la parodontologie disposent d'un mandrin plus long et d'une fixation contre-angle, assurant ainsi l'accès sous-gingival.

PARODONTOLOGIE



P368L

Modèle	Longueur (mm)	Angle
RA P368L	22	014
RA F P368L	22	014
RA C P368L	22	014



P368XL



L mm

5

606.204.524

RA P368XL

014



RA F P368XL

014



RA C P368XL

014

P868L




L mm

7

606.204.524

RA P868L

014



RA F P868L

014



RA C P868L

014

P868XL



L mm

7

606.204.524

RA P868XL

014



RA F P868XL

014



RA C P868XL

014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- INTERDENTAIRE**

Fraises diamantées interdentaires qui nécessitent un contre-angle EVA.

INTERDENTAIRE



ORTHO



PROXO

ORTHO



L mm 4

5 Åµm / Å° 0,12

XF ORTHO

15 Åµm / Å° 0,14

UF ORTHO

25 Åµm / Å° 0,16

C ORTHO

45 Åµm / Å° 0,26

F ORTHO

PROXO



25 Åµm

C PROXO

45 Åµm



F PROXO

60 Åµm

PROXO


90 Åµm

G PROXO



Sur notre SITE INTERNET vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE


CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et Couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

Le développement d'un design innovant résolvant tous les problèmes qui existaient avec le carbure de tungstène est l'un des succès d'Axis Dental.






1

TRAITEMENT DES CARIES**Efficace et confortable.**


Ces forets permettent de couper l'émail sans avoir à utiliser des fraises diamantées au préalable.



2

**RETRAIT DES RESTAURATIONS MOLLES
(amalgames, composites, ciments)****Sûre et fonctionnelle**

Ces gammes offrent 2 options pour s'adapter à votre façon de travailler.



3


RETRAIT DES RESTAURATIONS MÉTALLIQUES**Qualité et puissance**

Un alliage spécial de carbure coupant le métal très efficacement.

4

COURONNES ET BRIDGES

Carbure spécial avec lames croisées pour un meilleur contrôle et un meilleur confort d'utilisation de la turbine.



5

SÉPARATION DE RACINES

Une capacité de coupe parfaite avec un contrôle et une sécurité optimaux.



Le carbure est dix fois
plus efficace que l'acier



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

Grâce aux caractéristiques du carbure de tungstène sélectionné par Axis Dental, l'effet de coupe de nos fraises est plusieurs fois supérieur à une fraise en acier standard.




La pointe active de ces fraises en carbure de tungstène résout 5 problèmes pour le dentiste :

- Elle évite le choc au moment du contact avec le matériau.
- Grâce à notre lame exclusive, la fraise pénètre dans le matériau en douceur, sans résistance et/ou choc.
- Elle élimine les vibrations pendant le travail.
- Il s'agit d'une fraise confortable et agréable à travailler avec laquelle le professionnel garde le contrôle complet durant l'intervention.
- Elle évite la rupture de la partie active de la fraise.

Les fraises en carbure de tungstène sont les meilleurs instruments pour travailler sur des matériaux souples pour diverses raisons :

- Elles sont mieux adaptées, plus efficaces pour ces types de matériaux.
- Elles laissent la surface lisse ou rétentive, selon le traitement.
- Elles réduisent le temps d'intervention du professionnel.
- Elles évitent de chauffer les métaux sur la zone d'intervention et d'incommoder le patient.



Instruments en carbure de tungstène

La partie active est constituée de lames dont le profil permet une coupe efficace associée à l'élimination des débris.

- Les lames sont hélicoïdales.
- Les lames peuvent être surtaillées pour former de petites rainures.
- Le nombre de lames et l'espacement de celles-ci peuvent être augmentés ou diminués en fonction de l'objectif du travail.
- Un petit nombre de lames espacées les unes des autres produira une bonne efficacité de coupe et une élimination efficace des débris, au prix d'une fragilité et de vibrations accrues.
- Un grand nombre de lames rapprochées produira un travail de finition lent et précis, sans vibration avec une plus faible efficacité de la coupe et moins de production de chaleur.



Comment l'utiliser :

- Monté sur une turbine ou un contre-angle à grande vitesse, pour le fraisage de structures dentaires dures.
- Monté sur un contre-angle à faible vitesse, pour le détournage des cavités (lames fines et nombreuses), l'enlèvement des tissus mous, de la dentine cariée (lames larges et très espacées).



Extrémité active assurant le confort et l'efficacité

Les forets ronds d'Axis Dental se distinguent par une lame transversale active à l'extrémité pour un travail sans chocs et sans vibrations.

L'efficacité de coupe des fraises en carbure de tungstène d'Axis Dental permet de travailler facilement sur les surfaces rugueuses et lisses, et toujours avec le plus haut niveau d'exigence.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE


POLISSEURS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

STANDARD





1													
													
													
Ø 1.6 mm 19 mm													
		500.314.001.001	FG 1	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
													
		500.313.001.001	FG S 1	x	x	x	010	x	014	x	x	x	x
													
		500.316.001.001	FG XL 1	x	x	x	010	x	014	x	018	x	023
													
		500.204.001.001	RA 1	005	006	008	010	012	014	016	018	x	023
													
		500.104.001.001	HP 1	005	006	008	010	012	014	016	018	x	023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

2



500.314.010.001

L mm



0.5 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7

FG 2

006 008 010 012 014 016 018



500.204.010.001

RA 2

X 006 010 012 014 016 018



500.104.010.001

HP 2

X X 010 012 014 X 018

7

L mm

1.6

1.7

1.8

500.314.237.001

FG 7

006

010

012

500.204.237.001

RA 7

010

012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie


21



500.314.107.006

L mm

4.2 4.2 4.4 4.4



500.204.107.006

RA 21

010 X X X



500.104.107.006

HP 21

010 012 014 X

21L




500.314.110.006

L mm

5.8 5.8

FG 21L

010 012



21R



L mm



3.9 4.4 4.4

FG 21R

009 010 012

HP 21R

X 010 012

23



L mm



4.2 4.2 4.6

FG 23

010 012 016

RA 23

010 012 X

HP 23

010 X 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

23L



L mm

6 6

500.314.171.006

FG 23L 009 012

23R



L mm

4.2 4.2 4.4

500.314.194.006

FG 23R 010 012 016




500.204.194.006

RA 23R K 012 016



500.104.194.006

HP 23R X 012 016



23RL





500.314.196.006

L mm	5.8	5.8
FG 23RL	010	012

25R





500.314.238.006

L mm	4.5	4.5
FG 25R	010	012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

31



500.314.107.007

FG 31



L mm 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4



500.313.107.007

FG S 31

009	010	012	014	016
-----	-----	-----	-----	-----



500.316.107.007

FG XL 31

X	X	012	X	X
---	---	-----	---	---



500.204.107.007

RA 31

X	010	012	014	X
---	-----	-----	-----	---




500.104.107.007

HP 31

009	010	012	014	X
-----	-----	-----	-----	---

009	010	012	014	016
-----	-----	-----	-----	-----



31L



500.314.110.007

L mm

5.7

5.7

FG 31L

010

012

31R



500.314.137.007

L mm

3.9

4.2

4.2

FG 31R

009

010

012



500.104.137.007

HP 31R

009

X

012





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

33



500.314.168.007

L mm



4.2 4.2 4.4 4.8



500.316.168.007

FG XL 33



500.204.168.007

RA 33



500.104.168.007


HP 33

010 012 016 021

X 012 016 X

010 012 X X

010 012 016 021



33L



L mm



5.5 5.5 5.5

FG 33L

009 010 012

HP 33L

X 010 012

33R



L mm



4.2 4.2 4.4

FG 33R

010 012 016

HP 33R

X X 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE


CÉRAMIQUE

POLISSEURS

- Standard
- EXCAVATION**
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

EXCAVATION



1S									
									
		L mm	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
 500.314.001.003		FG 1S	010	012	014	016	018	021	023
									
 500.204.001.003		RA 1S	010	012	014	016	018	021	023
									
 500.205.001.003		RAL 1S	010	012	014	016	018	021	023



Q1									
									
		L mm							
		1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	
		FG Q1:	010	012	014	016	018	021	023
		RA Q1:	010	012	014	016	018	021	023
		RA L Q1:	010	012	014	016	018	021	023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- PONTS ET COURONNES**
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

Fraises spécifiques permettant la séparation des ponts et couronnes métalliques avec une grande efficacité.


PONTS ET COURONNES




17




21RX



36R





36R



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE


CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

FINITION 12 LAMES





41



500.314.001.072



500.204.277.072

L mm



1.4 1.8 2.3

FG 41

014 018 023

RA 41

014 018 023

44E



500.314.277.072



500.204.277.072

L mm



3.1 3.5 4.2

FG 44E

014 018 023

RA 44E

X 018 023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

46



500.314.254.072

L mm



3.5 3.5 3.8 4

FG 46 014 X 018 023



500.204.254.072

RA 46 X 016 X X

47L



500.314.234.072

L mm




4.4 4.4

FG 47L 012 014



500.204.234.072

RA 47L 012 X



48



500.314.246.071

L mm



3.6 3.6 3.6

FG 48

009 010 012

48L



500.204.249.072.012

L mm



8

RA 48L

012

50



500.314.455.041.012

L mm



3.2

FG 50

012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

132



L mm 3

500.314.181.072

FG 132 009

133



L mm 5.5

500.314.217.072

FG 133 010


135



L mm 8

500.314.217.072

FG 135 014



212



500.314.197.072.012

FG 212


012

L mm

5.5



212R



500.314.197.072.010

FG 212R

010

L mm

5



212RL



500.314.198.072.016

FG 212RL

016

L mm

9





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE



POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

247


500.314.499.072

L mm	2.7	2.8	2.9
FG 247	005	010	012



Sur notre SITE INTERNET vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- FINITION 30 LAMES**
- Endodontie
- Chirurgie

FINITION 30 LAMES



U 41



U 44E



U 48



U 50



U 212




U 247

U41



L mm	1.0	2.3
FG U41	018	023

500.314.001.101



U44E



500.314.277.101.018

FG U44E 018

L mm 3.5



U48



500.314.247.101.012

FG U48 012

L mm 5.5



U50



500.314.465.101.012

FG U50 012

L mm 3.2





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- FINITION 30 LAMES**
- Endodontie
- Chirurgie

U212



L mm 16

500.314.197.102.010

FG-U212 010


U247



L mm 19

500.314.499.101.012

FG-U247 012



Toutes nos références à portée de main.

Nos solutions intègrent une vaste gamme de fraises dentaires, tant pour les cabinets que pour les laboratoires.

Efficacité, précision, vitesse de coupe, géométries parfaites et absence de vibrations.

Des kits peuvent être créés selon vos désirs.



KIT DE FRAISES

PERSONNALISÉ



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- ENDODONTIE**
- Chirurgie

ENDODONTIE



152

Ø 1,6 mm
24 mm

500.315.210.295.014

FG L 152 014

Ø 1,6 mm
26 mm

500.316.210.295.014

FG XL 152 014

560

Ø 1,6 mm
25 mm

500.316.196.336.008

FG XL 560 008





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE


CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**

CHIRURGIE






NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS.

Notre vaste réseau de vente national et international est toujours à l'écoute de vos besoins.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser la visite de l'un de nos représentants.

Nous sommes là pour vous aider.





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**

CHIRURGIE


141



500.205.001.251

RA L 141:

010 014 018 023 027 031 035 040 050



500.206.001.251

RA XL 141:

010 014 018 023 027 031 035 040 050



500.104.001.251

HP 141:

010 014 018 023 027 031 035 040 050

151



500.315.199.295.014

FG L 151:

014



500.316.199.295.014


FG XL 151:

014

L mm

11





161



500.315.408.295

L mm 10 10

FG L 161 012 014

162A



500.315.408.298.016

L mm 10

FG XL 162A 016



500.205.408.298.016

RA L 162A 016



500.104.408.298.016

HP 162A 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**

162



L mm 10



500.316.408.297.018

FG XL 162 018



500.205.408.297.018

RA L 162 018



500.104.408.297.018

HP 162 018

166



L mm 11




500.205.409.297.021

RA L 166 021



500.104.409.297

HP 166 021



167



500.205.410.297

L mm 11

RA L 167 023



500.104.410.297

HP 167 023

389



316.494.020.014

L mm 10

FG XL 389 014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

**La solution idéale pour couper les tissus mous tout en cautérisant la plaie.
Une alternative simple et efficace au bistouri électrique.**



**Application :**

- Modelage du contour gingival
- Exposition des limites des cavités proximales profondes
- Dilacération des tissus de granulation inter radiculaire
- Papillectomie / élimination de gencive hyperplasique
- Exposition des têtes d'implants intra osseux et des dents retenues

Avant toute utilisation du CSTT, le site opératoire doit être séché, le sang et le pus doivent être éliminés.

La pointe du CSTT, tenue selon un angle de 30-45°, doit être utilisée avec des mouvements comparables à ceux imprimés avec un pinceau. Il est essentiel de ne pas appuyer la pointe trop fortement sur les tissus ou de tenter d'intervenir sur une épaisseur de tissu importante en un seul passage.

Le CSTT doit être déplacé doucement dans le sulcus à la profondeur souhaitée. Afin d'éviter toute perte tissulaire, il est important de préserver l'épithélium de la gencive marginale.

EXEMPLES

Travail sur tissus mous.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE **CÉRAMIQUE** POLISSOIRS


CÉRAMIQUE




CSTT



CSTT L





INFORMATIONS SUR L'UTILISATION

La CSTT est utilisée avec une rotation élevée de la turbine (300.000 - 450.000 rpm). Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'énergie cinétique produit une coagulation par la chaleur sans brûler les tissus.

Quand vous utilisez la CSTT, évitez tout contact excessif avec les dents ou le tissu osseux.

Refroidissement


Utiliser sans eau et sans spray de refroidissement.

Nettoyage

Eau et détergent. Attention : ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage.

Stérilisation

Stérilisation en autoclave à 134°C pendant 18 minutes.






FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

**Différentes solutions de polissage
avec des additifs adaptés à tout
type de matériau.**





NOUVELLE GÉNÉRATION DE POLISSOIRS

Un polissage exceptionnel ajoute une valeur supplémentaire aux restaurations.

L'aspect brillant que vous obtenez avec la nouvelle génération de polissoirs d'Axis Dental maintient la qualité de votre travail à long terme.

Cette nouvelle génération de polissoirs nous rend fiers de tous les efforts qui ont été déployés par l'entreprise en matière de R&D.

Réaliser des produits de haute qualité en introduisant des matériaux innovants est pour nous synonyme de succès.

Un succès récompensé par la satisfaction de nos clients.

Remplacer le silicone des polissoirs traditionnels par du polyuréthane résout de nombreux problèmes d'allergies qui affectent certains patients.

APPLICATION DU PRODUIT

Le polissoir est utilisé avec un jet d'eau et sans exercer de pression de sorte que le dentiste n'a qu'à rechercher le contact avec le matériau.



VITESSE DE ROTATION ET PROTOCOLE D'UTILISATION

En respectant la vitesse de rotation des polissoirs, vous assurerez une efficacité maximale de ceux-ci tout en prolongeant leur durée de vie.

Une vitesse excessive va émousser le polissoir, la chaleur va augmenter annulant ainsi l'efficacité du polissoir. Un bon résultat esthétique ne sera pas atteint.

Les professionnels d'Axis Dental ont été formés pour répondre à vos questions concernant les bonnes vitesses de rotation ou l'utilisation correcte du matériel.

Veuillez contacter le délégué dans votre région qui se fera un plaisir de vous aider.

Polissoirs de nouvelle génération



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

TPOLOGIE ET ABRASION

Polissoirs universels pour amalgame, or, alliages de métaux non précieux, titane.

Polyuréthane et carbure de silicium

Serie 10..	Dégrossissage	Abrasion 60 / 105 microns
Seria 20..	Prépolissage	Abrasion 20 / 25 microns
Serie 30..	Poli miroir	Abrasion 2 / 4 microns

Polissoirs pour composites

Polyuréthane et carbure de silicium

Serie 40..	Prépolissage	Abrasion 45 / 75 microns
Serie 50..	Poli miroir	Abrasion 2 / 4 microns

Polissoirs pour composites et céramiques hybrides

Polyuréthane et diamant

Serie X45..	Prépolissage	Abrasion 50 / 65 microns
Seria X55..	Poli miroir	Abrasion 4 / 8 microns

Polissoirs pour porcelaine (céramique), lithium de silicate oxyde de céramique.

Polyuréthane et diamant

Serie X70..	Prépolissage	Abrasion 40 / 58 microns
Serie X80..	Poli miroir	Abrasion 10 / 20 microns



Brossettes

- Prophylaxie
- Nylon
- Diamant

Pierres

- Verte
- Arkansas







FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

BROSSETTE

Universel
Composite
Céramique
Pierre

BROSSETTE / Prophylaxie

BPH



Ø mm 6

RA BPH

BROSSETTE / Prophylaxie nylon


BPNC



Ø mm 6

RA BPNC

BROSSETTE / Prophylaxie nylon





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

BROSSETTE

Universel
Composite
Céramique
Pierre

BROSSETTE / Diamant

BP D C



Ø mm 6



RA BP D C.

BP D N



Ø mm 4



RA BP D N.


BP D P



Ø mm 4



RA BP D P.




CHOIX DES FORMES

Comment choisir la bonne forme ?

Lorsque l'on choisit la forme d'un polissoir, ce n'est pas seulement selon le type de traitement à effectuer, il est également important de considérer les économies réalisables lors de l'achat de matériel.

Au sein d'une même famille, la durée de vie du produit peut être considérablement plus longue. Par exemple, la forme 4014 (forme de disque) a une durée de vie 2 fois plus longue qu'une forme 4006 (forme de pointe).

Cette situation est encore améliorée lorsque l'on compare la forme 4012 (forme de roue) qui a une durée de vie 2,5 fois plus longue que le 4006 (forme de pointe).





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre

UNIVERSEL / Dégrossissage

1005



L mm 9.5

Ø mm 5.5

553.204.030.533

RA 1005

1006




L mm 7.5

Ø mm 3


553.314.243.533

FG 1006



553.204.243.533

RA 1006



1008



L mm 10

Ø mm 5

653.204.300.533

RA 1008

1012



L mm 15

Ø mm 14

RA 1012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

Brossette
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre

UNIVERSEL / Prépolissage

2005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653 204 030 513

RA 2005

2006



L mm 7.5

Ø mm 3




653 314 243 513

FG 2006



653 204 297 513

RA 2005



2008



L mm	10
Ø mm	5

653.204.300.513

RA 2008

2012



L mm	1.5
Ø mm	14



RA 2012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTENE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

Brossette
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre

UNIVERSEL / Poli miroir

3005



L mm 19.5

Ø mm 5.5

653.204.030.503

RA 3005

3006



L mm 7.5

Ø mm 3


653.314.243.503

FG 3006



653.204.297.503

RA 3005



3008



653 204 300 503

L mm 10

Ø mm 5

RA 3008

3012



L mm 1.5

Ø mm 14

RA 3012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Prépolissage

4005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.524

RA 4005

4006



L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.524

FG 4006



653.204.297.524

RA 4006



4008



653 204 300 524

L mm 10

Ø mm 5

RA 4008

4012



653 204 543 524

L mm 1.5

Ø mm 14

RA 4012

4014



653 204 307 524

L mm 2.5

Ø mm 10

RA 4014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Poli miroir

5005



L mm 9,5

Ø mm 6,5

653.204.030.514

RA 5005

5006



L mm 7,5

Ø mm 3


653.314.243.514

FG 5006



653.204.297.514

RA 5006



5008



653.204.300.514

L mm	10
Ø mm	5

RA 5008

5012



653.204.543.514

L mm	1.5
Ø mm	14

RA 5012

5014



653.204.304.514

L mm	2.5
Ø mm	10

RA 5014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Prépolissage / Diamant



X4504



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.523

RA X4504

X4506




L mm 7.5

Ø mm 3




803.314.243.523

FG X4506



803.204.297.523

RA X4506



X4508



803.204.300.523

L mm 10

Ø mm 5

RA X4508

X4512



803.204.543.523

L mm 15

Ø mm 14

RA X4512

X4514



803.204.304.523

L mm 25

Ø mm 10

RA X4514



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Poli miroir / Diamant



X5504



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.503

RA X5504

X5506



L mm 7.5

Ø mm 3




803.314.245.503

FG X5506



803.204.297.503

RA X5506



X5508



803.204.300.503

L mm 10

Ø mm 5

RA X5508

X5512



803.204.543.503

L mm 1.5

Ø mm 14

RA X5512

X5514



803.204.304.503

L mm 2.5

Ø mm 10

RA X5514



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

BROSSETTE
Universel
Composite
CÉRAMIQUE
Pierre

Céramique / Prépolissage / Diamant



X7004



L mm 7,5

Ø mm 6

803 204 030 524

RA X7004

X7008



L mm 10

Ø mm 4

803 204 243 524

RA X7008





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
CÉRAMIQUE
Pierre

Céramique / Poli miroir / Diamant



X8004



L mm 7.5

Ø mm 6

803.204.030.513

RA X8004

X8008




L mm 10

Ø mm 4

803.204.243.513

RA X8008





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
Céramique
PIERRE

PIERRE VERTE / Fin

GR601



L mm 3



655.314.001.513

FG GR601 030



655.204.001.513

RA GR601 030

GR638



L mm 7




655.314.110.513

FG GR638 030



655.204.110.513

RA GR638 030



GR645



L mm 7



655.314.161.513

FG GR645 030



655.204.161.513

RA GR645 030

GR649



L mm 7



655.314.171.513

FG GR649 027



655.204.171.513

RA GR649 027

GR661



L mm 6.5



655.314.288.513

FG GR661 030



655.204.288.513

RA GR661 030



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
Céramique
PIERRE

PIERRE ARKANSAS / Extra Fin

AR601



L mm 3



635.314.001.505

FG AR601 030



635.204.001.505

RA AR601 030

AR638



L mm 7




635.314.110.505

FG AR638 030



635.204.110.505

RA AR638 030



AR645



L mm 7



635 314 161 505

FG AR645 030



635 204 161 505

RA AR645 030

AR649



638 314 171 505

FG AR649 027



635 204 171 505

RA AR649 027

AR661



L mm 6.5



635 314 288 505

FG AR661 030



635 204 288 505

RA AR661 030




FRAISES DENTALES




**Notre sélection de fraises de laboratoire
diamantées, en carbure de tungstène et
de polissoirs couvrent tous les besoins des
techniciens dentaires.**





Comment réaliser une commande



1

Avec la référence AXIS

En ajoutant le diamètre à la référence Axis indiquée.

HP 863.016

2

À travers notre e-shop

En sélectionnant directement le diamètre désiré de la fraise dans l'e-shop. Le système proposera directement la référence AXIS.

HP F 863.012

3

Avec le numéro ISO

En ajoutant le diamètre à la référence ISO indiquée.

806.313.001.524.010



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

STANDARD



					
1.2	1.6	2.3	2.9	3.5	4.2
012	016	023	029	035	042
X	X	023	029	X	X

0.8	1.1
-----	-----



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

837



806.104.111.524

L mm 7

HP 837 016


840



806.104.111.524

L mm 9 7

HP 840 040 050



848


 806.104.173.524

L mm

10

9

HP 848

018

040

 806.104.173.534

HP G 848

018

X

850


 806.104.199.524

L mm

10

10

9

HP 850

014

025

042

859


 806.104.166.524

HP 859

018

 806.104.166.514

HP F 859

018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

860



L mm



5 5

806.104.247.524

HP 850.

012

014

806.104.247.514

HP F 850.

X

014

862



L mm




8

806.104.249.524

HP 862

018



863



806.104.250.524

806.104.250.514

806.104.250.534

L mm

10

10

HP 863

012

016

HP F 863

012

X

HP G 863

X

016

881



806.104.141.524

L mm

7

7

HP 881

016

025



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

Standard

DISQUE SUPER FLEX

Diamants DLC

Divers

DISQUE SUPER FLEX




932



806 104

HP 932 450



SF914



L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF914 190 220

HP SF914 190 220

SF948



L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF948 190 220

HP SF948 190 220



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

- Standard
- Disques Super Flex
- DIAMANTS DLC**
- Divers

DIAMANTS DLC

DLC801



L mm 1,6



806.104.001...

HP DLC801 016

DLC850




L mm 10



806.104.199...

HP DLC850 014



DLC859



806.104.165..

HP DLC859 018

L mm 10

DLC863



806.104.250..

HP DLC863 016

L mm 10



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

Les fraises en carbure de tungstène sont les meilleurs instruments pour travailler sur des matériaux souples. Ils sont efficaces et offrent une finition lisse ou rétentive, selon les besoins du professionnel tout en réduisant le temps d'intervention.



Plâtre



CX SG

Plâtre et Résine



CX G

Alliages et Métaux Précieux



CX

Alliages et Métaux Précieux



CX F

Alliages et Métaux Précieux



C

Fraise 4 pans





PLÂTRE / Lames croissées / Super Gros

CX SG 251



500.104.274.223

HP CX SG 251

L mm 14

060

CX SG 351



500.104.263.223

HP CX SG 351

L mm 14

070



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

PLÂTRE ET RÉSINE / Lames croisées / Gros

CX G 77



L mm 12

500.104.237.220

HP CX G 77 060

CX G 251




L mm 14

500.104.274.220

HP CX G 251 060


CX G 351



L mm 12

500.104.263.220

HP CX G 351 060



ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames croisées / Standard

CX 71



500.104.001.190

HP CX 71 050

L mm -5

CX 77



500.104.237.190

HP CX 77 060

L mm 12

CX 78



500.104.257.190

HP CX 78 060

L mm 12



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CX 79



500.104.194.190.

HP CX 79



L mm

14

15

040 060

CX 251



500.104.274.190.

HP CX 251



L mm

11.5

14

040 060

CX 257-364R



500.104.274.190.


HP CX 257-364R



L mm

17-13

023



CX 261



500.104.194.190

L mm 14

HP CX 261 023

CX 295



500.104.292.190

L mm 16

HP CX 295 023

CX 364R



500.104.137.190

L mm 16

HP CX 364R 023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames croiséess / Fin

CX F 73



L mm 3

500.104.277.140

HP CX F 73 014

CX F 77



L mm 5

500.104.237.140

HP CX F 77 023


CX F 78




L mm 12

500.104.277.140

HP CX F 78 040



CX F 79



500 104 190 140

HP CX F 79



L mm 16

060

CX F 139



500 104 289 140


HP CX F 139



L mm 8

023

CX F 251



500 104 274 140

HP CX F 251



L mm 14

060



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CX F 129




L mm 8

500 104 141 140

HP CX F 129 023


CX F 138



L mm 8

500 104 198 140

HP CX F 138 023


ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames hélicoïdales

C 71




500.104.001.175

L mm 2.7 3.1

HP C 71. 027 031

C 79



500.104.194.175

L mm 12

HP C 79. 060

FRAISE 4 PANS

850.4



500.314.467.212

L mm 2.5

FG 850.4. 012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

ZIRCON PRÉFRITÉE / Moyen

L0538



658.104.275.523

L mm	24
Ø mm	10

HP L0538

ZIRCON PRÉFRITÉE / Fin


L0738



658.104.275.513

L mm	24
Ø mm	10

HP L0738


RÉSINE / Gros

L1025


 658.104.300.533

L mm 20

Ø mm 10

HP L1025

L1037


 658.104.275.533

L mm 17

Ø mm 6.5

HP L1037

L1038


 658.104.274.533

L mm 24

Ø mm 10

HP L1038



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

RÉSINE / Moyen

L2025



L mm 24

Ø mm 10



658.104.900.523

HP L2025

L2037



L mm 17

Ø mm 6,5



658.104.275.523

HP L2037

L2038




L mm 24

Ø mm 10



658.104.274.523

HP L2038



RÉSINE / Fin

L3025

658 104 300 513

L mm	24
Ø mm	10

HP L3025

L3037

658 104 275 513

L mm	17
Ø mm	6.5

HP L3037

L3038

658 104 274 513

L mm	24
Ø mm	10

HP L3038



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

PIERRE / Gros / Diamant



LX7517



805.104.042.535

HP LX7517

L mm 2

Ø mm 12

LX7521



805.104.173.535

HP LX7521

L mm 10

Ø mm 4

LX7531




805.104.107.535

HP LX7531

L mm 13

Ø mm 5



PIERRE / Moyen / Diamant

**LX8517**

805.104.042.525

HP LX8517

L mm 2

Ø mm 12

LX8521

805.104.173.525

HP LX8521

L mm 10

Ø mm 4

LX8531

805.104.107.525

HP LX8531

L mm 13

Ø mm 5



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CÉRAMIQUE/ Prépolissage / Diamant



LX8013



803.104.543.522

HP LX8013

L mm 2
Ø mm 26


LX8016



803.104.303.522

HP LX8016

L mm 2
Ø mm 26



LX8017



803.104.572.522

HP LX8017

L mm 2

Ø mm 11

LX8024



803.104.243.522

HP LX8024

L mm 13

Ø mm 4



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CÉRAMIQUE / Poli miroir / Diamant



LX9013



L mm 2

Ø mm 26



803.104.543.512

HP LX9013

LX9016




L mm 2

Ø mm 26



803.104.303.512

HP LX9016



LX9017



803.104.372.512

HP LX9017



L mm 11

Ø mm 2

LX9024



803.104.243.512

HP LX9024



L mm 13

Ø mm 4



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

DISQUE RENFORCÉ

DR C220




L mm 0,3

Ø mm 22

DR C220


DR M400



L mm 0,5

Ø mm 40

DR M400



MANDRIN POUR DISQUE RENFORCÉ

MANDRIN HP DISQUES



L mm 42



HP MANDRIN HP DISQUES. X

MANDRIN RA DISQUES



RA MANDRIN RA DISQUES



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

ADAPTATEUR

4024



L mm 13

Ø mm 2.35



RA 4024

4025




L mm 35

Ø mm 2.35



HP 4025



4026



L mm 26

Ø mm 2.35

RA L 4026

4032



L mm 10

RA 4032



TENONS RADICULAIRES





Solution efficace





TENONS RADICULAIRES

Axis Dental a conçu une gamme avant-gardiste de tenons radiculaires en fibre de verre offrant un comportement similaire à celui d'une dent naturelle.

Les hauteurs et les diamètres sont idéaux, les restaurations sont plus simples, plus solides et plus sûres.






Efficace, confortable, durable et compatible

Solution pionnière sur le marché grâce à ses nombreux avantages développés en collaboration avec des dentistes spécialisés.

4 références, 2 longueurs et 2 diamètres,
pour satisfaire 95% de vos besoins.





TENONS RADICULAIRES

TENON EN FIBRE DE VERRE / SET



FIBERPOST SET

Set de tenons en fibres de verre

- 2 forets de préparation
- 2 forets de précision
- 4 x 5 tenons en fibres de verre
- Instructions

FIBRE DE VERRE / BLISTER



FIBERPOST 0.8 - 10MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 0.80 - L10 mm



FIBERPOST 0.8 - 12MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 0.80 - L12 mm



TENON EN FIBRE DE VERRE / BLISTER



FIBERPOST 1.0 - 10MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 1.00 - L10 mm



FIBERPOST 1.0 - 12MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 1.00 - L12 mm



TENONS RADICULAIRES

FRAISES POUR TENONS



CA XL 183.009

Foret de préparation Ø 1.0



CA XL 183.007

Foret de préparation Ø 0.80



FRAISES POUR TENONS



CA XL 196.017
Foret de préparation Ø 1.0



CA XL 196.015
Foret de préparation Ø 0.80





BLANCHIMENT DE DENTS





Solution efficace





BLANCHIMENT DE DENTS

Avec les traitements de blanchiment des dents
PURE d'Axis Dental, vous rendrez le sourire à vos
patients.





MÉTHODE INNOVANTE ET EFFICACE

PURE est un blanchiment dentaire reconnu pour sa grande efficacité de par sa technologie et son développement.

Les résultats, rapidement visibles, garantissent un sourire plus blanc et plus éclatant pendant longtemps. PURE est très efficace, sans risque et très facile à utiliser.

Il contient un pH idéal, ce qui lui confère une excellente tolérance.

Avec PURE, vous pouvez obtenir une différence dans la couleur de vos dents dès les premiers jours.

UN TRAITEMENT RAPIDE ET FACILE

- Traitement professionnel simple et sûr.
- Des résultats optimaux et garantis à long terme.



Rapide
et sûr



BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE

A DOMICILE

ACCESSOIRES



PURE power

C'est le traitement le plus rapide pour blanchir vos dents, en obtenant un sourire plus blanc et brillant en 1 heure.

Le produit s'applique directement sur les dents, après avoir protégé les tissus mous.

PURE powerplus

Il s'agit de la combinaison associant un traitement au cabinet à un traitement à domicile, obtenant ainsi un résultat rapide, renforcé et plus durable.

Cette solution inclut des gouttières personnalisées pour de futurs rappels.





En clinique

AXIS
dental
SWISS QUALITY

KIT



PURE POWER 38%

Traitement pour 1 patient
38% de Peroxyde d'Hydrogène
- 1 seringue de 2.5ml
- 1 gingiva protector de 1.5g
- 1 PURE care de 3ml

SERINGUES INDIVIDUELLES



PURE POWER 38% REFILL

1 seringue de 2.5 ml
Instructions



PURE GINGIVA PROTECTOR

1 seringue de 1.5g
Instructions



PURE CARE

Reminéralisant / désensibilisant
1 seringue de 3 ml
- 30% Xylitol
- 4,2% Nitrate de Potassium
- 1450ppm Fluorure de Sodium



BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE A DOMICILE ACCESSOIRES



Traitement flexible adapté au patient

Votre dentiste réalisera une impression de vos dents afin d'élaborer des gouttières personnalisées.

Il vous renseignera sur la procédure à suivre afin d'optimiser le résultat.

PEN



PURE PEN 16%

Traitement de 15 - 20 applications
16% de Peroxyde de Carbamide
- 1 PEN de 4 ml
- Instructions



PURE 22% REFILL

Traitement d'appoint de 2 jours
22% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions

Trois options de traitement à domicile

PURE 10%

La solution idéale pour les dents sensibles. La manière la plus douce pour obtenir des dents plus blanches.

Emploi : une application de 4 heures pendant 16 nuits.

PURE 16%

La formule idéale pour les personnes souhaitant un traitement plus rapide et /ou possédant une coloration plus importante des dents.

Emploi : une application de 2 heures pendant 16 nuits.

PURE PEN 16%

Ce pinceau crée un effet lumineux et brillant sur les dents, de manière simple et sûre, avec une seule application de 20 min.

PURE Pen permet de réaliser entre 15 et 20 applications.

PURE PEN 22%

La formule idéale pour les personnes qui souhaitent porter leurs gouttières moins longtemps: un résultat optimal en seulement deux applications quotidiennes de 45 minutes durant 8 jours.



A domicile

AXIS
dental
SWISS QUALITY



KITS



PURE 16% KIT

Traitement de base de 16 nuits
16% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables



PURE PEN 16% KIT

Traitement de 15 - 20 applications
16% de peroxyde de carbamide
- 1 PEN de 4ml
- 1 Lampe LED
- 1 teintier



PURE 10% KIT

Traitement de base de 16 nuits
10% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables
- 1 coffret gouttière



PURE 22% KIT

Traitement de base de 8 Jours
22% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables
- 1 coffret gouttière

SERINGUES INDIVIDUELLES



PURE 16% REFILL

Traitement d'appoint de 4 nuits
16% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions



PURE 10% REFILL

Traitement d'appoint de 4 nuits
10% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions



PURE CARE

Reminéralisant / désensibilisant
1 seringue de 3 ml
- 30% Xylitol
- 4,2% Nitrate de Potassium
- 1450ppm Fluorure de Sodium





BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE

A DOMICILE

ACCESSOIRES



Déroulement du traitement

Votre dentiste prend l'empreinte de vos dents afin de confectionner des gouttières personnalisées. Il vous fournit le produit de blanchiment répondant le mieux à vos exigences et vous indique la marche à suivre afin d'optimiser le résultat.





ACCESSOIRES



PURE TRAY BOX

Coffret pour gouttières



PURE THERMO

10 plaques thermoformables
- Carré de 12.7 cm de côté
- Epaisseur 1 mm



PURE LIP RETRACTOR

Autoclavable



BLOCKER

Résine pour réservoirs
- 1 seringue de 1,2 g
- Instructions



AXIS Dental Sarl

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier Switzerland
Tel : +41 21 633 0 633
Email : mail@axis-dental.ch

www.axis-dental.com/fr

