



- Fraises dentaires
- Pointes d'ultrasons
- Tenons radiculaires
- Blanchiment de dents

CATALOGUE

2022-23



AXIS Dental Sàrl

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier - Swizerland
Tel: +41 21 633 0 633
Email: mail@axis-dental.ch

AXIS Dental SL (filial en España)

Cuevas del Valle 32 bis
28023 Madrid
Tel: +34 916 795 980
WhatsApp: +34 627 373 351
Email: info@axis-dental.com
www.axis-dental.com

Bienvenue

Nous sommes heureux de partager avec nos clients notre catalogue **Axis Dental 2022-23**, présentant des informations complètes et détaillées de notre large gamme de produits.

Depuis la création de notre entreprise en Suisse en 1998, et sous l'impulsion de l'innovation continue, nous avons pu offrir des produits de la plus haute qualité et efficacité afin de satisfaire les dentistes, les techniciens de laboratoire, ainsi que les patients.

Nous mettons un point d'honneur, depuis ces dernières années, à digitaliser nos processus de communication que ce soit par le biais de notre site internet et des réseaux sociaux.

Nous avons également mis en place récemment notre boutique en ligne, une initiative permettant une plus grande rapidité d'action et une plus grande flexibilité à tous les niveaux.

En même temps, nous continuons à servir nos clients par l'intermédiaire de notre vaste réseau de vente directe en Suisse, en Espagne, au Portugal et en Bulgarie.

Dans ce catalogue, sont inclus nos références de plus de 1000 fraises dentaires, des pointes ultrasons, des tenons radiculaires et des traitements de blanchiment des dents ainsi que des informations précieuses pour le dentiste sur leurs utilisations, l'entretien et le stockage des instruments dentaires.

La confiance et la fidélité de nos clients sont basés sur la qualité et la durabilité de nos produits.

Jean-Paul Berclaz Dominique Rahm


Associés
Axis Dental

A large, light blue stylized 'X' graphic is positioned on the left side of the page, extending from the top left towards the bottom left. The word 'Garantie' is faintly visible in the background in a light blue script font.

Notre expÈrience

Votre Garantie


CONTENU



Notre entreprise



Garantie



Réseau international



Produits

FRAISES DENTAIRES



Introduction et caractéristiques

Clinique

Diamant
Carbure de Tungstène
Céramique
Polissoirs

Laboratoire

Diamant
Carbure de Tungstène
Polissoirs

12



TENONS RADICULAIRES



Introduction et caractéristiques

Fibre de verre

192



POINTES D'ULTRASONS



Introduction et caractéristiques

Prophylaxie
Parodontie
Nettoyage implants

200



BLANCHIMENT DE DENTS



Introduction et caractéristiques

En clinique
A domicile

216





INTRODUCTION



Axis Dental est une entreprise spécialisée dans la fabrication, le marketing et la distribution de fraises dentaires, de pointes ultrasons, de tenons radiculaires et de solutions de blanchiment des dents.

Philosophie

Notre philosophie consiste à produire des instruments précis, efficaces et durables, de grande qualité.

Service personnalisé : proximité et professionnalisme


Notre objectif est de gagner la confiance des professionnels dentaires grâce à une équipe de professionnels formés et clairement orientés client.




Nos clients apprécient particulièrement la **qualité** et la **durabilité** des produits Axis Dental

Dominique Rahm
Directeur Vente & Marketing

Mission




Axis Dental vise l'excellence dans la qualité de ses produits et services. Le professionnalisme du personnel d'Axis Dental permet de répondre de manière compétente aux besoins et aux attentes de nos clients.



Notre
entreprise



INTRODUCTION



Fondée en 1998 en Suisse, Axis Dental offre aux professionnels dentaires les meilleures solutions pour faciliter leur travail grâce à une technologie de pointe de dernière génération.

Qualité et expérience

Nos instruments dentaires sont développés et produits en Suisse, garantissant la plus haute qualité.

Les processus de production sont réalisés à l'aide d'équipements de pointe et sous un contrôle approfondi à chaque étape du travail.

Tous les produits Axis Dental répondent aux normes européennes les plus strictes.



Nous considérons qu'il est essentiel de proposer un produit de qualité constante.



Engagement

Axis Dental vise l'excellence dans la qualité de ses produits et services. La précision, la qualité et le service sont les valeurs nous permettant d'évoluer.

Depuis sa création, Axis Dental a gagné la confiance des professionnels grâce à son service personnalisé, sa disponibilité et ses produits de haute qualité.

Notre garantie est fondée sur notre mission d'amélioration continue et d'adaptation aux processus et aux réglementations en vigueur.

Gestion internationale de la qualité.

Nos dispositifs médicaux sont produits en conformité avec les normes internationales ISO 13485

Certification de la Communauté européenne

Tous nos produits médicaux sont certifiés par la CE et conformes aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement Directive 93 /42 /CEE.




Garantie





INTRODUCTION



Notre société dispose de ses propres succursales en Espagne, au Portugal et en Bulgarie. Elle est également présente par l'intermédiaire de distributeurs dans différents pays.

Distribution internationale

Axis Dental dispose d'un réseau de vente international qui est en mesure de fournir un soutien de qualité à nos clients et partenaires.

Nos produits sont accessibles à toutes les cliniques et laboratoires dans nos zones de distribution grâce à une grande équipe de commerciaux.

Le professionnalisme d'Axis Dental répond de manière compétente aux besoins et aux attentes de nos clients.

Réseau international

Proche de vous

Notre excellence dans la relation avec nos clients repose sur 4 piliers :

- ✓ Service après-vente
- ✓ fidélisation des clients
- ✓ Personnalisation de kits en fonction des besoins
- ✓ Formations sur nos produits

Kits personnalisés

Nos solutions comprennent un large éventail de références de fraises dentaires autant pour les travaux en cliniques que pour le laboratoire.

Ils se composent des meilleures fraises apportant efficacité, précision, vitesse de coupe, géométries parfaites et absence de vibrations.

Nous pouvons créer un kit personnalisé en fonction des besoins et du travail du dentiste ou du technicien dentaire, tant en clinique qu'en laboratoire.



Formation professionnelle

Dans le cadre de notre engagement à former les professionnels d'aujourd'hui et de demain, Axis Dental a développé AD Training en Espagne, un programme de formation adapté aux progrès et aux nouvelles techniques de travail dans le domaine de l'odontologie.

Nos ateliers, spécialisés dans les domaines de la dentisterie restauratrice et esthétique, sont composés d'une formation théorique et pratique permettant aux participants de renforcer les concepts enseignés par des professionnels renommés du monde entier.

Découvrez notre gamme de formations disponibles pour développer vos compétences professionnelles au plus haut niveau.





FRAISES DENTAIRES




*Un instrument
essentiel pour
l'odontologie*





FRAISES DENTAIRES



Un instrument essentiel en médecine dentaire


Les fraises dentaires occupent une place importante dans les instruments de base de la dentisterie.

Une utilisation correcte, avec un mode d'entraînement adapté déterminera leur efficacité à long terme.

L'étude des différents matériaux travaillés ainsi que les résultats de différentes études cliniques permettent de choisir les fraises les mieux adaptées.

Instructions d'utilisation

- Assurer un refroidissement suffisant à l'aide d'un spray afin d'éviter une détérioration de la dent et de son environnement.
- Le spray doit être réparti sur toute la longueur active de l'instrument. Une déviation du spray pourrait causer des lésions d'origine thermique.
- Un refroidissement complémentaire est nécessaire pour les instruments d'une longueur supérieure à 19 mm ou ayant un diamètre de la partie active supérieur à 2 mm.
- Enlever immédiatement les instruments émoussés ainsi que les instruments tordus et excentriques.
- Prière de bien observer la pression de travail prescrite de 0.3 - 2N (30 - 200p) pour les instruments FG et de 2 - 5N (200 - 500p) pour les instruments HP, travailler si possible sans pression.
- Les turbines, contre-angles et pièces à main doivent être en parfait état.
- Introduire les instruments soigneusement et sans forcer dans le mode d'entraînement. Les instruments doivent être insérés dans la pince jusqu'à l'extrémité de leur partie cylindrique.
- En travaillant, éviter de faire levier et d'incliner l'instrument et de le pivoter sur l'arête.
- Respecter absolument les vitesses de rotation conseillées indiquées sur l'emballage.
- Amener l'instrument à sa vitesse de rotation de travail en dehors de la bouche du patient (pour le prothésiste: porter la rotation à pleine vitesse avant d'appliquer l'instrument sur l'objet à travailler).
- Tout instrument usé ou endommagé doit être rebuté conformément aux réglementations d'élimination des déchets en vigueur dans le pays utilisateur.
- Tout incident grave survenu en rapport avec l'instrument doit être signalé au fabricant et/ou à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.



>>> Gamme de fraises dentaires



Au Cabinet

DIAMANT

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Fraises à finir 12 lames
- Fraises à finir 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie



CÉRAMIQUE

- Céramique pour tissus mous



POLISSOIRS

- Brossette
- Universel
- Composite
- Céramique
- Pierre



En Laboratoire

EN LABORATOIRE

- Diamant
- Carbure de tungstène
- Polissoirs
- Divers



Applications



Chirurgie
maxillofaciale



Implantologie



Orthodontie



Taille de
couronnes



Préparation
de cavités



Préparation du
canal radiculaire



Prophylaxie



Élimination de vieilles
restaurations



Séparation
couronnes



Lissage
radiculaire



Traitement des
obturations




Les principales caractéristiques des fraises sont :

- Le choix rigoureux du matériau avec lequel elles sont fabriquées.
- La précision et la rigueur de la fabrication.
- L'efficacité et le confort du produit lors du travail.
- La durée de vie moyenne de l'outil.



FRAISES DENTAIRES




Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées afin que vous puissiez choisir les produits répondant le mieux à vos besoins.

Pour visualiser le catalogue, scanner le code QR



VISITER NOTRE SITE

INTERNET



Comment faire une commande

801

Ø 1,6 mm
19 mm

			0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	2.9	3.5
806.314.001.524.	FG 801.													
806.314.001.504.	FG C 801.	X	X	X	012	014	X	X	X	023	X	029	X	
806.314.001.514.	FG F 801.	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035	
806.314.001.534.	FG G 801.	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035	
806.314.001.544.	FG SG 801.	X	X	X	012	014	016	018	021	023	X	X	X	
806.313.001.524.	FG S 801.	X	009	010	012	014	016	X	X	X	X	X	X	
806.204.001.524.	RA 801.	X	X	X	012	014	016	018	X	023	X	029	X	

1

Avec la référence Axis

en ajoutant le diamètre à la référence Axis indiquée.

FG F 801.014

2

À travers notre e-shop

en sélectionnant directement le diamètre désiré de la fraise dans notre e-shop. Le système propose automatiquement la référence AXIS.

FG G 801.027

3

Avec le numéro ISO

en ajoutant le diamètre au numéro ISO indiqué.

806.313.001.524.010



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

**Axis Dental a conçu une nouvelle
génération d'instruments diamantés avec
20% de recouvrement supplémentaire.**





Introduction aux fraises diamantées

Les instruments diamantés sont fabriqués à partir d'un mandrin en acier inoxydable à haute résistance à la déformation (monobloc). La fraise est parfaitement calibrée pour avoir un mouvement de rotation parfait.

Sur la partie active de la fraise, le diamant est fixé par un processus spécial de galvanisation en trois étapes:

- Une couche de préparation en nickel qui joue un rôle anti-vibration.
- Une couche d'ancrage, liant solidement les grains de diamant entre eux.
- Une couche de nickel dur fixant fermement les grains de diamant.

Compte tenu de la supériorité des particules de diamant naturel, Axis Dental ne fabrique ses produits qu'avec ce type de diamant.


Les propriétés physiques du diamant naturel sont les suivantes :

- Sa grande dureté.
- Sa haute pureté.
- Sa forme.
- Sa structure.

La partie active de la fraise est recouverte de grains calibrés de diamant naturel.

La grande capacité d'abrasion de cette surface, associée à une vitesse de rotation élevée, permet une abrasion très efficace sur les structures dures de la dent (émail et dentine).

Cependant, elle n'est pas efficace pour l'élimination de la structure molle de la dent (dentine cariée).



Mode d'emploi :

- La fraise est fixée sur une turbine ou un contre-angle à grande vitesse.
- Ces appareils sont équipés d'un système de refroidissement par eau et par air.
- La rotation de la fraise et la taille des particules de diamant varient en fonction de l'efficacité requise.
- Grâce à leur grande efficacité, les instruments diamantés gros grains ou super gros grains sont utilisés pour tous les types de soins dentaires sans augmenter la température.
- Les fraises standards sont réalisées à l'aide de grains de taille moyenne, permettant une bonne abrasion et une coupe fine.
- Les instruments de finition en diamant ont un grain fin permettant un travail plus précis tout en obtenant une surface parfaitement lisse.

Le pouvoir du diamant



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

Composition du numéro ISO

(ISO 6360, 2157, 1797)



A + B C + D + E + F = ISO-No. 806.314.111.534.012

A Matériau de la partie active.
Exemple : 806 diamant / 500 carbure de tungstène, etc.

B / C Longueur de la tige et longueur totale.
Exemple : 314 FG / 204 RA, etc.

D Forme de la partie active.
Exemple : 111 cylindre, 001 arrondi, etc.

E Type de finition de la partie active.
Exemple : 534 gros grains de diamant, 007 lames hélicoïdales croisées, les lames hélicoïdales à section transversale, etc.

F Dimension nominale, diamètre de la plus grande partie active à l'échelle 1 / 10 mm.
Exemple : 012 diamètre 0,12 mm, etc.




Correspondence ISO avec la référence Axis Dental

ISO-No. 806.314.111.534.012

FG G 837.012
Mandrin Grain Forme Diamètre


ISO	AXIS DENTAL
806	Diamant
314	FG
111	837
534	G
012	012



Mandrins des faises dentaires

Diamètre : 1.60 mm

Pour tout type de turbine ou contre-angle à haute vitesse (rouge)



ISO 313 FG S (Friction Grip Short)

- Dimension du mandrin L: 16 mm
- en cas de hauteur de travail limitée, un mandrin plus court permet un accès plus commode.

ISO 314 FG (Friction Grip)

- Dimension du mandrin L: 19 mm
- Mandrin le plus usité.

ISO 315 FG L (Friction Grip Long)


- Dimension du mandrin L: 21 mm

ISO 316 FG XL (Friction Grip Xtra Long)

- Dimension du mandrin L: 25 mm
- Dimension utilisée fréquemment en chirurgie dentaire.

Diamètre : 2.35 mm

Pour tout type de contre-angle à basse vitesse (Bleu ou Vert)



ISO 204 RA (Right Angle)

- Dimension du mandrin L: 22 mm

ISO 205 RA L (Right Angle Long)

- Dimension du mandrin L: 26 mm

ISO 206 RA XL (Right Angle Xtra Long)

- Dimension du mandrin L: 34 mm

Pour l'utilisation avec une pièce à main.

ISO 104 HP type (Hand Piece)

- Dimension du mandrin L: 44.5 mm



Photos mise
gracieusement à
disposition par BienAir.



FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS



Caractéristiques des fraises diamantées





1

DURETÉ

Avec une densité de 3.5, le diamant est le minéral naturel le plus dur au monde

Poids spécifique	3.514
Masse moléculaire	12.01
Dureté	10 MOHS= 8000 H.V

3

FORME

La forme des particules de diamant naturel permet d'obtenir une densité élevée de diamants et des espaces interparticulaires réguliers.

Ces deux caractéristiques sont nécessaires pour l'élimination optimale des résidus de coupe.

La concentration obtenue se situe entre 50 et 60% de la surface, alors que la concentration optimale théorique obtenue avec des sphères est de 75%.

Les particules de diamant doivent être calibrées pour garantir une concentration optimale et régulière sur l'instrument.

Leur distribution garantira une rotation concentrique parfaite de la fraise.

2

PURETÉ

Les particules de diamant naturel n'ont pratiquement aucune impureté magnétique tel que le nickel, le cobalt, le fer...


Une étude de De Beers compare la pureté du diamant naturel avec celle du diamant synthétique.

Comparaison entre diamant naturel et synthétique		
	Diamant naturel	Diamant synthétique spécialement traité pour la déposition
Impureté de fer Ppm	10-50	1000-7000
Susceptibilité magnétique X 10-6 cgs	0-4	110-170

4

STRUCTURE DE SURFACE

La surface irrégulière des particules de diamant naturel lui confère de très bons effets de rétention sur la couche de liaison du nickel et améliore le comportement abrasif grâce à ses arêtes tranchantes.





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

Les particules de diamant calibrées sont réparties en cinq tailles différentes



Super Gros (SG)
BAGUE NOIRE
Taille des grains de
diamant ~ 150-180µ

- L'instrument le plus abrasif sur le marché.
- L'efficacité est de 60 % plus élevée que celle d'une fraise standard.
- Grande capacité d'abrasion.

Gos (G)
BAGUE VERTE
Taille des grains de
diamant ~ 125-150 µ

- Un instrument avec une bonne capacité d'abrasion.
- L'efficacité est de 30 % de plus qu'une fraise standard.

Standard
PAS DE BAGUE
Taille des grains de
diamant ~ 106 µ

- Bonne résistance à l'abrasion.

Fin (F)
BAGUE ROUGE
Taille des grains de
diamant ~ 45µ

- Finition des surfaces taillées.
- Prépolissage des composites.

Extra Fine (C) -
BAGUE JAUNE
Taille des grains de
diamant ~ 15µ

- Polissage des composites.
- Application idéale sur les composites.

Durée de vie moyenne de l'abrasion des instruments diamantés en fonction des matériaux et des substances traités.

La durée de vie moyenne des outils diamantés dépend du travail effectué et de la façon dont ils sont utilisés.

Leur usure est causée par le détachement des particules de diamant.

La durée de vie moyenne des instruments peut être réduite par une utilisation incorrecte.



- L'émail use normalement l'instrument.
- La dentine saine, les ciments et les composites n'altèrent que très peu l'instrument.
- L'amalgame et l'or, au lieu d'user l'instrument, obstruent l'espace entre les particules de diamant.
- L'acier, le chrome-nickel et le chrome-cobalt altèrent rapidement l'instrument.
- La pointe d'un tenon en acier inclus dans la restauration peut endommager la surface abrasive de l'instrument.



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

STANDARD







FRAISES DENTAIRES

















DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

STANDARD





877



877K



878



878K



879



879K



880




881



882



883



884




885



886




888



889



898



909



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

368



L mm



3.5 3.5 5 5

806.314.257.524.

FG 368.

016 018 021 023

806.314.257.504.

FG C 368.

016 018 021 023

806.314.257.514.

FG F 368.

016 018 021 023

806.314.257.534.


FG G 368.

016 018 021 023

806.314.257.544.

FG SG 368.


016 018 021 023



806.313.257.524.

FG S 368.

016 X X 023



806.204.257.524.

RA 368.


X X X 023

806.204.257.514.

RA F 368.

X X X 023

369



L mm



5.5

806.314.263.524.023

FG 369.

023

806.314.263.504.023

FG C 369.

023

806.314.263.514.023

FG F 369.

023

806.314.263.534.023

FG G 369.

023

806.314.263.544.023

FG SG 369.

023



379



806.314.277.524.

FG 379.

014 018 021 023



806.314.277.504.

FG C 379.

014 018 021 023



806.314.277.514.

FG F 379.

014 018 021 023



806.314.277.534.

FG G 379.

014 018 021 023



806.314.277.544.

FG SG 379.

X 018 021 023

L mm

3 3.5 4.5 4.5





FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



390



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 3.5

806.314.274.524.016

FG 390. 016

806.314.274.504.316

FG C 390. 016

806.314.274.514.016

FG F 390. 016

392



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 5

806.314.465.524.016


FG 392. 016

806.314.465.504.016

FG C 392. 016

806.314.465.514.016


FG F 392. 016



801




L mm



			0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	2.9	3.5
	806.314.001.524.	FG 801.	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.504.	FG C 801.	X	X	X	012	014	X	X	X	023	X	029	X
	806.314.001.514.	FG F 801.	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.534.	FG G 801.	X	009	010	012	014	016	018	021	023	027	029	035
	806.314.001.544.	FG SG 801.	X	X	X	012	014	016	018	021	023	X	X	X



	806.313.001.524.	FG S 801.	X	009	010	012	014	016	X	X	X	X	X	X
--	------------------	-----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---




	806.204.001.524.	RA 801.	X	X	X	012	014	016	018	X	023	X	029	X
--	------------------	---------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---

801L



L mm



	806.314.697.524.	FG 801L.	010	012	014	016	018
	806.314.697.514.	FG F 801L.	X	X	X	016	X
	806.314.697.534.	FG G 801L.	010	012	014	016	018
	806.314.697.544.	FG SG 801L.	X	012	014	016	018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

802



L mm



	806.314.002.524.	FG 802.	010	012	014	016	018
	806.314.002.514.	FG F 802.	X	012	X	X	X
	806.314.002.534.	FG G 802.	010	012	014	016	X


805




L mm



	806.314.010.524.	FG 805.	009	010	012	014	016	018	023
	806.314.010.534.	FG G 805.	X	010	012	014	016	018	X



	806.313.010.524.	FG S 805.	X	010	012	X	X	X	X
---	------------------	-----------	---	-----	-----	---	---	---	---



	806.204.010.524.	RA 805.	X	X	012	014	X	X	X
---	------------------	---------	---	---	-----	-----	---	---	---


806



L mm



	806.314.019.524.	FG 806.	010	012	014	016	018
	806.314.019.534.	FG G 806.	010	012	014	016	018



807



L mm

3.5 4 5

806.314.225.524.

FG 807. 012 016 018

806.314.225.534.

FG G 807. 012 016 018

811



L mm

4 6

806.314.038.524.

FG 811. 033 040

806.314.038.544.

FG SG 811. 033 040

813



L mm

1.5 1.6

806.314.032.524.

FG 813. 010 014

806.314.032.534.

FG G 813. X 014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

818



L mm

0.5

1

1

806.314.042.524.

FG 818.

018

033

042

806.314.042.534.

FG G 818.

X

X

042

820




L mm

2

806.314.043.524.050

FG 820.

050



822




L mm 2

806.314.237.524.009

FG 822. 009

829



L mm 3 3

806.314.235.524.

FG 829. 010 012


806.314.235.504.

FG C 829. 010 012

806.314.235.514.

FG F 829. 010 012

829L



L mm 5

806.314.236.524.014

FG 829L. 014

806.314.236.504.014

FG C 829L. 014

806.314.236.514.014

FG F 829L. 014




FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS



830

830



806.314.238.524.

FG 830.

009 010 012 014 016

806.314.238.504.

FG C 830.

X 010 012 X X

806.314.238.514.

FG F 830.

X 010 012 014 016

806.314.238.534.

FG G 830.

X 010 012 014 016

806.314.238.544.

FG SG 830.


X X 012 014 016



806.313.238.524.

FG S 830.

X 010 012 X X



	806.314.239.524.	FG 830L	012	014	016	018
	806.314.239.504.	FG C 830L	012	014	X	X
	806.314.239.514.	FG F 830L	012	014	016	018
	806.314.239.534.	FG G 830L	012	014	016	018
	806.314.239.544.	FG SG 830L	X	014	X	X



	806.314.466.524.031	FG 833.	031
	806.314.466.514.031	FG F 833.	031



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

835



Ø 1,6 mm
19 mm

806.314.107.524.

L mm



3 3 4 4 4 5

806.314.107.524.

FG 835.

008 009 010 012 014 016

806.314.107.504.

FG C 835.

008 X X X X X

806.314.107.514.

FG F 835.

008 X X X X X

806.314.107.534.

FG G 835.

008 009 010 012 014 016

806.314.107.544.

FG SG 835.

X X 010 012 014 X

Ø 1,6 mm
16 mm

806.313.107.524.

FG S 835.

008 X 010 012 X X

Ø 2,35 mm
22 mm

806.204.107.524.

RA 835.

X X X 012 X X

835KR



Ø 1,6 mm
19 mm

806.314.156.524.

FG 835KR.

008 010 012 014 016

806.314.156.514.


FG F 835KR.

008 010 012 014 016

806.314.156.534.

FG G 835KR.

008 010 012 014 016



836




L mm



6 6 6 6

	806.314.110.524.	FG 836.	010	012	014	018
	806.314.110.504.	FG C 836.	X	012	X	X
	806.314.110.514.	FG F 836.	010	012	014	X
	806.314.110.534.	FG G 836.	010	012	014	018
	806.314.110.544.	FG SG 836.	X	012	014	X
	806.313.110.524.	FG S 836.	X	012	X	X

836KR



L mm



6 6 6 6 6

	806.314.157.524.	FG 836KR.	010	012	014	016	018
	806.314.157.514.	FG F 836KR.	X	012	X	016	X
	806.314.157.534.	FG G 836KR.	010	X	X	X	X
	806.314.157.544.	FG SG 836KR.	010	X	X	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

837



806.314.111.524.

L mm



7 8 8 8 8

806.314.111.514.

FG 837. 010 012 014 016 018

806.314.111.534.

FG F 837. 010 012 014 X X

806.314.111.544.


FG G 837. 010 012 014 016 018

FG SG 837. 010 012 014 X X



806.313.111.524.

FG S 837. X 012 X X X



806.204.111.524.

RA 837. X X 014 X X

837KR



806.314.158.524.

L mm



8 8 8


FG 837KR. 012 014 016

806.314.158.514.

FG F 837KR. 012 014 016

806.314.158.534.

FG G 837KR. 012 014 016



837L



Ø 1,6 mm
19 mm

	806.314.112.524.	FG 837L	012	014	016	018
	806.314.112.514.	FG F 837L	012	014	X	X
	806.314.112.534.	FG G 837L	012	014	016	018

L mm





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

838



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm



3 4 4

	806.314.137.524.	FG 838.	008	010	012
	806.314.137.514.	FG F 838.	X	X	012
	806.314.137.534.	FG G 838.	X	010	012
	806.314.137.544.	FG SG 838.	X	010	012

845






Ø 1,6 mm
19 mm

L mm



4 4 4


	806.314.170.524.	FG 845.	012	014	018
	806.314.170.514.	FG F 845.	012	X	X
	806.314.170.534.	FG G 845.	012	014	X
	806.314.170.544.	FG SG 845.	012	X	X



845KR



L mm



4 4 4

 806.314.544.524.

FG 845KR.


018 021 025

 806.314.544.514.

FG F 845KR.

018 021 025

846



L mm



6 6 7

 806.314.171.524.

FG 846.

012 016 025

 806.314.171.514.

FG F 846.

X 016 025

 806.314.171.534.


FG G 846.

012 016 025

 806.314.171.544.

FG SG 846.

X 016 X



 806.313.171.524.

FG S 846.

X 016 X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

846KR




L mm



	806.314.545.524.	FG 846KR.	014	016	018
	806.314.545.514.	FG F 846KR.	X	016	018
	806.314.545.534.	FG G 846KR.	014	016	X
	806.314.545.544.	FG SG 846KR.	014	016	X


847




L mm



	806.314.172.524.	FG 847.	012	014	016	018	021
	806.314.172.514.	FG F 847.	012	X	X	018	021
	806.314.172.534.	FG G 847.	012	014	016	018	021
	806.314.172.544.	FG SG 847.	012	014	016	018	021



	806.313.172.524.	FG S 847.	X	014	X	X	X
---	------------------	-----------	---	-----	---	---	---



847KR



L mm

	806.314.546.524.	FG 847KR.	014	016	018	023
	806.314.546.514.	FG F 847KR.	X	X	018	023
	806.314.546.534.	FG G 847KR.	X	X	018	023
	806.314.546.544.	FG SG 847KR.	X	X	018	X

848



L mm

	806.314.173.524.	FG 848.	012	014	016	018	025
	806.314.173.504.	FG C 848.	X	X	016	X	X
	806.314.173.514.	FG F 848.	012	014	016	X	X
	806.314.173.534.	FG G 848.	012	014	016	018	025
	806.314.173.544.	FG SG 848.	012	014	016	018	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

849



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm



4 4

806.314.196.524.

FG 849.

010

012

806.314.196.514.

FG F 849.

010

012

806.314.196.534.

FG G 849.

010

012

850



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm



10 10 10 10 10 10

806.314.199.524.

FG 850.

012

014

016

018

021

023

806.314.199.504.

FG C 850.

012

014

016

X

X

X

806.314.199.514.

FG F 850.

012

014

016

018

021

023

806.314.199.534.

FG G 850.

012

014

016

018

021

023

806.314.199.544.

FG SG 850.

012

014

016

018

021

023

Ø 2,35 mm
22 mm

806.204.199.524.

RA 850.

X


014

X

X

X

X



850XL



L mm

10

 806.314.199XL.524.012

FG 850XL.

012

 806.314.199XL.514.012

FG F 850XL.

012

 806.314.199XL.534.012

FG G 850XL.

012

 806.314.199XL.544.012

FG SG 850XL.

012

851



L mm

8

8

 806.314.219.524.

FG 851.

012

016

 806.314.219.534.

FG G 851.

012

016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

852



L mm

4 6 6

806.314.164.524.

FG 852.

010 012 016

806.314.164.504.

FG C 852.

010 012 016

806.314.164.514.


FG F 852.

010 012 016

806.314.164.534.

FG G 852.

X 012 016



806.313.164.524.

FG S 852.

010 X X

855



L mm

6 6

806.314.197.524.

FG 855.

012 014

806.314.197.514.


FG F 855.

012 X

806.314.197.534.

FG G 855.

012 014



856



L mm



8 8 8 8 8 8

	806.314.198.524.	FG 856.	012	014	016	018	021	023
	806.314.198.504.	FG C 856.	012	014	016	X	X	X
	806.314.198.514.	FG F 856.	012	X	016	018	021	023
	806.314.198.534.	FG G 856.	012	014	016	018	021	023
	806.314.198.544.	FG SG 856.	012	014	016	018	021	023
								
	806.313.198.524.	FG S 856.	X	014	016	X	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

858



L mm



8 8 8 8

806.314.165.524.

FG 858.

012 014 016 018

806.314.165.504.

FG C 858.

012 014 016 X

806.314.165.514.

FG F 858.

012 014 016 X

806.314.165.534.

FG G 858.

012 014 016 018

806.314.165.544.

FG SG 858.

X 014 X X



806.313.165.524.


FG S 858.

X 014 X X

859



L mm



10 10 10 10 10

806.314.166.524.

FG 859.

010 012 014 016 018

806.314.166.504.

FG C 859.

010 012 014 016 018

806.314.166.514.

FG F 859.

010 012 014 016 018

806.314.166.534.


FG G 859.

010 012 014 016 018

806.314.166.544.

FG SG 859.


X X X X 018



806.313.166.524.

FG S 859.


010 X X 016 X



806.204.166.524.

RA 859.

X 012 X 016 X



860



806.314.247.524.

FG 860.

010

012

806.314.247.504.

FG C 860.

010

012

806.314.247.514.

FG F 860.

010


012

806.314.247.534.

FG G 860.

010

012



806.204.247.524.

RA 860.

X

012

861



806.314.248.524.012

FG 861.

012

806.314.248.504.012

FG C 861.

012

806.314.248.514.012

FG F 861.

012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

862



L mm



8 8 8 8

806.314.249.524.

FG 862.

010 012 014 016

806.314.249.504.

FG C 862.

010 012 014 016

806.314.249.514.

FG F 862.

010 012 014 016

806.314.249.534.


FG G 862.

010 012 014 016

806.314.249.544.

FG SG 862.


X 012 014 016



806.313.249.524.

FG S 862.

X 012 X X



806.204.249.524.

RA 862.

X 012 X X

806.204.249.514.

RA F 862.

X 012 X X

863



L mm



10 10 10

806.314.250.524.

FG 863.

012 016 018

806.314.250.504.

FG C 863.

012 016 X

806.314.250.514.

FG F 863.

012 016 018

806.314.250.534.


FG G 863.

012 016 018

806.314.250.544.

FG SG 863.


012 016 X




806.204.250.524.

RA 863.

X X 018



864



L mm 12

 806.314.251.524.014

FG 864. 014

 806.314.251.534.014

FG G 864. 014

868K



L mm 8 8

 806.314.222.524.

FG 868K. 012 016

 806.314.222.504.

FG C 868K. X 016

 806.314.222.514.

FG F 868K. 012 016

 806.314.222.534.

FG G 868K. 012 016

 806.314.222.544.

FG SG 868K. 012 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

877



L mm

6

6

806.314.288.524.

FG 877.

010

012

806.314.288.504.

FG C 877.

010

X

806.314.288.514.

FG F 877.

010

012

806.314.288.534.

FG G 877.

010


012

806.314.288.544.

FG SG 877.

010

012



806.313.288.524.

FG S 877.

010

X

877K



L mm

6

6

806.314.297.524.

FG 877K.

014


016

806.314.297.544.

FG SG 877K.

014


016



878




L mm



8 8 8 8

	806.314.289.524.	FG 878.	010	012	014	016
	806.314.289.504.	FG C 878.	010	X	X	X
	806.314.289.514.	FG F 878.	010	012	014	016
	806.314.289.534.	FG G 878.	010	012	014	016
	806.314.289.544.	FG SG 878.	010	012	014	016




	806.313.289.524.	FG S 878.	X	X	014	X
---	------------------	-----------	---	---	-----	---

878K



L mm



8 8 8 8 8

	806.314.298.524.	FG 878K.	012	014	016	018	021
	806.314.298.514.	FG F 878K.	012	014	016	018	021
	806.314.298.534.	FG G 878K.	012	014	016	018	021
	806.314.298.544.	FG SG 878K.	X	014	016	018	021



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

879




L mm




10 10 10

	806.314.290.524.	FG 879.	012	014	016
	806.314.290.504.	FG C 879.	012	X	X
	806.314.290.514.	FG F 879.	012	014	016
	806.314.290.534.	FG G 879.	012	014	016
	806.314.290.544.	FG SG 879.	012	014	016

879K




L mm



10 10 10 10

	806.314.299.524.	FG 879K.	012	014	016	018
	806.314.299.514.	FG F 879K.	012	014	016	018
	806.314.299.534.	FG G 879K.	012	014	016	018
	806.314.299.544.	FG SG 879K.	X	014	016	018



880




L mm

6 6 6

	806.314.140.524.	FG 880.	010	012	014
	806.314.140.514.	FG F 880.	010	012	014
	806.314.140.534.	FG G 880.	010	012	014
	806.314.140.544.	FG SG 880.	010	X	X

881



L mm

8 8 8 8 8

	806.314.141.524.	FG 881.	010	012	014	016	018
	806.314.141.504.	FG C 881.	X	X	014	X	X
	806.314.141.514.	FG F 881.	010	012	014	016	018
	806.314.141.534.	FG G 881.	010	012	014	016	X
	806.314.141.544.	FG SG 881.	X	012	014	016	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

882



L mm



806.314.142.524.

FG 882.

010 012 014

806.314.142.514.

FG F 882.

010 012 014

806.314.142.534.

FG G 882.

010 012 014

806.314.142.544.

FG SG 882.

010 012 014

883



L mm



806.314.142.524.010

FG 883.

010

806.314.142.514.010

FG F 883.

010

806.314.142.534.010

FG G 883.

010

884



L mm



806.314.129.524.012

FG 884.

012

806.314.129.514.012


FG F 884.

012

806.314.129.534.012

FG G 884.


012



806.313.129.524.012

FG S 884.

012



885



L mm 8

	806.314.130.524.	FG 885.	012
	806.314.130.514.	FG F 885.	012
	806.314.130.534.	FG G 885.	012
	806.314.130.544.	FG SG 885.	012

886



L mm 10 10 10

	806.314.131.524.	FG 886.	012	014	016
	806.314.131.504.	FG C 886.	012	X	X
	806.314.131.514.	FG F 886.	012	014	016
	806.314.131.534.	FG G 886.	012	014	016
	806.314.131.544.	FG SG 886.	012	X	X



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

STANDARD

Série R-RD
Micropréparation
Veneers
Pointe Guide
Diamant DLC
Multicouches
Parodontologie
Interdentaire

888



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 8

806.314.496.524.012

FG 888. 012

806.314.496.534.012

FG G 888. 012

889



Ø 1,6 mm
19 mm

L mm 3.5 4

806.314.540.524.

FG 889. 009 010

806.314.540.504.

FG C 889. 009 X

806.314.540.514.

FG F 889. 009 010


806.314.540.534.

FG G 889. 009 010

Ø 1,6 mm
16 mm

806.313.540.524.

FG S 889. 009 X




898



L mm 10.5


	806.314.213.524.016	FG 898.	016
	806.314.213.534.016	FG G 898.	016

909




L mm 1 1.5 2.1

	806.314.068.524.	FG 909.	033	042	050
	806.314.068.534.	FG G 909.	033	042	X
	806.314.068.544.	FG SG 909.	X	042	X



	806.313.068.524.	FG S 909.	X	042	X
--	------------------	-----------	---	-----	---



	806.204.068.524.	RA 909.	033	X	X
--	------------------	---------	-----	---	---



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- SÉRIE R-RD**
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Série R-RD




R837




R847



R848




RD837



RD848

R837



806.314.R111.524.

L mm

7


10

FG R837.

014

018

R847




806.314.R172.524.016

L mm

7

FG R847.

016



R848



806.314.R173.524.

L mm

10

10

FG R848.

018

025

RD837



806.314.RD111.524.016


L mm

10

FG RD837.

016

RD848



806.314.RD173.524.016

L mm

10

FG RD848.

016



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- MICROPRÉPARATION**
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

MICROPRÉPARATION




830M




830RM




838M



889M




953AM



953M

830M



L mm 2.7


806.314..524.

FG 830M. 012

806.314..514.

FG F 830M. 012

830RM




L mm 2.7

806.314..524.

FG 830RM. 009

806.314..514.

FG F 830RM. 009



838M



L mm 2.7

 806.314..524.

FG 838M. 007

 806.314..514.

FG F 838M. 007

889M



L mm 2.7

 806.314..524.

FG 889M. 007

 806.314..514.

FG F 889M. 007



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- MICROPRÉPARATION**
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire



953M

953AM



L mm 2.5

806.314..524.

FG 953AM. 014

806.314..514.

FG F 953AM. 014

953M





L mm 2

806.314..524.

FG 953M. 014

806.314..514.

FG F 953M. 014



Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- VENEERS**
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

VENEERS



834




Ø 1,6 mm
19 mm



806.314.552.524.

L mm



6 6 6

FG 834. 016 018 021

839



Ø 1,6 mm
19 mm




806.314.150.524.

L mm



0.2 0.2 0.2


FG 839. 012 014 016



Préparation pour les facettes

Les rainures de guidage définissent la quantité maximale de tissu à enlever, déterminant ainsi la profondeur de la taille.

Le plus petit diamètre (016) crée des profondeurs de 0,3mm dans les incisives centrales et les canines, tandis que le plus grand diamètre (021) crée des profondeurs de 0,5 mm pour les incisives latérales. Avec la fraise 850.016, la structure vestibulaire de la dent est réduite à la profondeur prédéterminée.



GF844



Ø 1,6 mm
19 mm

G & F on tip

L mm



10 10

FG GF844.

014 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- POINTE GUIDE**
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Avec le soutien d'un guide à son extrémité, cette fraise assure une largeur contrôlée sur les 360 degrés du taillage de la couronne.

POINTE GUIDE



856P



878KP



880P



881P

856P



Ø 1,6 mm
19 mm

806.314..524.

L mm


8

8

FG 856P.

018

021



878KP



806.314..524.

L mm

8


8

FG 878KP.

018

021

880P



806.314..524.018

L mm

6

FG 880P.

018

881P



806.314..524.018

L mm

9

FG 881P.

018



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS


- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- DIAMANTS DLC**
- Multicouches
- Parodontologie
- Interdentaire

Fraises diamantées avec un traitement de surface DLC (Diamond-like Carbon) leur conférant une durabilité inégalée.

DIAMANTS DLC



DLC801




L mm 1,4

DLC806.314.001.534.

FG G DLC801. 014


DLC837



L mm 8

DLC806.314.111.535.

FG G DLC837. 014



DLC856




DLC806.314.198.535.

L mm 8

FG G DLC856. 018

DLC880



DLC806.314.140.536.

L mm 6

FG G DLC880. 012

DLC881



DLC806.314.141.536.

L mm 8 8

FG G DLC881. 012 014



FRAISES DENTAIRES





DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- MULTICOUCHES**
- Parodontologie
- Interdentaire

La gamme multicouches est composée de 2 types de grains permettant de travailler sur les matériaux les plus résistants tout en prolongeant sa durée de vie.

MULTICOUCHES



Z379



Ø 1,6 mm
10 mm

L mm



3.5 4.5




FG Z379. 018 023



FG C Z379. X 023



FG F Z379. 018 X



Z801L



L mm

1.2

1.8

FG Z801L

012

018

FG F Z801L

012

018

Z850



L mm

10

FG Z850

018

FG C Z850

018

FG F Z850

018

FG G Z850

018

Z862



L mm

8

FG Z862

016

FG C Z862

016

FG F Z862

016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- PARODONTOLOGIE**
- Interdentaire

Les fraises diamantées pour la parodontologie disposent d'un mandrin plus long et d'une fixation contre-angle, assurant ainsi l'accès sous-gingival.

PARODONTOLOGIE



P368L



L mm 5

806.204..524.


RA P368L. 014

RA F P368L.

014

RA C P368L.

014



P368XL



L mm

5

806.204..524.

RA P368XL.

014



RA F P368XL.

014



RA C P368XL.

014

P868L



L mm

7

806.204..524.

RA P868L.

014



RA F P868L.

014



RA C P868L.

014

P868XL



L mm

7

806.204..524.

RA P868XL.

014



RA F P868XL.

014



RA C P868XL.

014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

- Standard
- Série R-RD
- Micropréparation
- Veneers
- Pointe Guide
- Diamant DLC
- Multicouches
- Parodontologie
- INTERDENTAIRE**

Fraises diamantées interdentaires qui nécessitent un contre-angle EVA.

INTERDENTAIRE



ORTHO





L mm 4

	6 Åµm / Å~ 0.12	XF ORTHO.	
	15 Åµm / Å~ 0.14	UF ORTHO.	
	25 Åµm / Å~ 0.16	C ORTHO.	
	45 Åµm / Å~ 0.26	F ORTHO.	

PROXO



	25 Åµm	C PROXO.	
	45 Åµm	F PROXO.	
	60 Åµm	PROXO.	
	90 Åµm	G PROXO.	



Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE


CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et Couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

Le développement d'un design innovant résolvant tous les problèmes qui existaient avec le carbure de tungstène est l'un des succès d'Axis Dental.






1

TRAITEMENT DES CARIES**Efficace et confortable.**


Ces forets permettent de couper l'émail sans avoir à utiliser des fraises diamantées au préalable.



2

**RETRAIT DES RESTAURATIONS MOLLES
(amalgames, composites, ciments)****Sûre et fonctionnelle**

Ces gammes offrent 2 options pour s'adapter à votre façon de travailler.



3


RETRAIT DES RESTAURATIONS MÉTALLIQUES**Qualité et puissance**

Un alliage spécial de carbure coupant le métal très efficacement.

4

COURONNES ET BRIDGES


Carbure spécial avec lames croisées pour un meilleur contrôle et un meilleur confort d'utilisation de la turbine.



5

SÉPARATION DE RACINES

Une capacité de coupe parfaite avec un contrôle et une sécurité optimaux.



Le carbure est dix fois plus efficace que l'acier



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

Grâce aux caractéristiques du carbure de tungstène sélectionné par Axis Dental, l'effet de coupe de nos fraises est plusieurs fois supérieur à une fraise en acier standard.




La pointe active de ces fraises en carbure de tungstène résout 5 problèmes pour le dentiste :

- Elle évite le choc au moment du contact avec le matériau.
- Grâce à notre lame exclusive, la fraise pénètre dans le matériau en douceur, sans résistance et/ou choc.
- Elle élimine les vibrations pendant le travail.
- Il s'agit d'une fraise confortable et agréable à travailler avec laquelle le professionnel garde le contrôle complet durant l'intervention.
- Elle évite la rupture de la partie active de la fraise.

Les fraises en carbure de tungstène sont les meilleurs instruments pour travailler sur des matériaux souples pour diverses raisons :

- Elles sont mieux adaptées, plus efficaces pour ces types de matériaux.
- Elles laissent la surface lisse ou rétentive, selon le traitement.
- Elles réduisent le temps d'intervention du professionnel.
- Elles évitent de chauffer les métaux sur la zone d'intervention et d'incommoder le patient.



Instruments en carbure de tungstène


La partie active est constituée de lames dont le profil permet une coupe efficace associée à l'élimination des débris.

- Les lames sont hélicoïdales.
- Les lames peuvent être surtaillées pour former de petites rainures.
- Le nombre de lames et l'espacement de celles-ci peuvent être augmentés ou diminués en fonction de l'objectif du travail.
- Un petit nombre de lames espacées les unes des autres produira une bonne efficacité de coupe et une élimination efficace des débris, au prix d'une fragilité et de vibrations accrues.
- Un grand nombre de lames rapprochées produira un travail de finition lent et précis, sans vibration avec une plus faible efficacité de la coupe et moins de production de chaleur.



Comment l'utiliser :

- Monté sur une turbine ou un contre-angle à grande vitesse, pour le fraisage de structures dentaires dures.
- Monté sur un contre-angle à faible vitesse, pour le détournage des cavités (lames fines et nombreuses), l'enlèvement des tissus mous, de la dentine cariée (lames larges et très espacées).



Extrémité active assurant le confort et l'efficacité

Les forets ronds d'Axis Dental se distinguent par une lame transversale active à l'extrémité pour un travail sans chocs et sans vibrations.

L'efficacité de coupe des fraises en carbure de tungstène d'Axis Dental permet de travailler facilement sur les surfaces rugueuses et lisses, et toujours avec le plus haut niveau d'exigence.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE














CÉRAMIQUE


POLISSOIRS






STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

STANDARD





1													
													
													
		L mm	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	
	500.314.001.001.	FG 1.	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	
													
	500.313.001.001.	FG S 1.	X	X	X	010	X	014	X	X	X	X	
													
	500.316.001.001.	FG XL 1.	X	X	X	010	X	014	X	018	X	023	
													
	500.204.001.001.	RA 1.	005	006	008	010	012	014	016	018	X	023	
													
	500.104.001.001.	HP 1.	005	006	008	010	012	014	016	018	X	023	



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

2




500.314.010.001.

L mm

0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7

FG 2.

006	008	010	012	014	016	018
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



500.204.010.001.

RA 2.

X	008	010	012	014	016	018
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



500.104.010.001.

HP 2.

X	X	010	012	014	X	018
---	---	-----	-----	-----	---	-----



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE


CERAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

21



L mm



4.2 4.2 4.4 4.4

500.314.107.006.

FG 21. 010 012 014 016



500.204.107.006.

RA 21. 010 X X X



500.104.107.006.

HP 21. 010 012 014 X

21L




L mm



5.8 5.8

500.314.110.006.

FG 21L. 010 012



21R



L mm



3.9 4.4 4.4


FG 21R.

009 010 012

HP 21R.

X 010 012

23



L mm



4.2 4.2 4.6

FG 23.

010 012 016

RA 23.

010 012 X

HP 23.

010 X 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

23L



L mm



6 6

500.314.171.006.

FG 23L. 009 012

23R




L mm



4.2 4.2 4.4

500.314.194.006.

FG 23R. 010 012 016




500.204.194.006.

RA 23R. X 012 016



500.104.194.006.

HP 23R. X 012 016



23RL



500.314.196.006.

FG 23RL.

L mm

5.8

5.8

010

012

25R



500.314.238.006.

FG 25R.

L mm

4.5

4.5

010

012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

31




500.314.107.007.

L mm


4.2	4.2	4.2	4.4	4.4

FG 31. 009 010 012 014 016




500.313.107.007.

FG S 31. X X 012 X X



500.316.107.007.

FG XL 31. X 010 012 014 X




500.204.107.007.

RA 31. 009 010 012 014 X




500.104.107.007.

HP 31. 009 010 012 014 016



31L



500.314.110.007.

L mm

5.7

5.7

FG 31L.

010

012

31R



500.314.137.007.

L mm

3.9

4.2

4.2

FG 31R.

009

010

012



500.104.137.007.

HP 31R.

009

X

012





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

STANDARD

- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

33




500.314.168.007.

L mm




4.2 4.2 4.4 4.8



500.316.168.007.

FG XL 33.

X 012 016 X



500.204.168.007.

RA 33.


010 012 X X



500.104.168.007.

HP 33.

010 012 016 021



33L



L mm



5.5 5.5 5.5

FG 33L.

009 010 012

HP 33L.

X 010 012

33R



L mm



4.2 4.2 4.4

FG 33R.

010 012 016

HP 33R.

X X 016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT



CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE


POLISSOIRS

- Standard
- EXCAVATION**
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

EXCAVATION




1S



500.314.001.003.

FG 1S.


L mm	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3



500.204.001.003.

RA 1S.

	010	012	014	016	018	021	023



500.205.001.003.

RA L 1S.

	010	012	014	016	018	021	023




Q1




500.314.001.002.

FG Q1.



500.204.001.002.

RA Q1.



500.205.001.002.

RA L Q1.

L mm

	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
Ø 1,6 mm							
Ø 2,35 mm							
Ø 2,35 mm							
010	012	014	016	018	021	023	
010	012	014	016	018	021	023	
010	012	014	016	018	021	023	



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE




CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- PONTS ET COURONNES**
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

Fraises spécifiques permettant la séparation des ponts et couronnes métalliques avec une grande efficacité.

PONTS ET COURONNES



17

Ø 1,6 mm
19 mm

500.314.107.006.

FG 17.

L mm	2
	010


21RX

Ø 1,6 mm
19 mm

500.314.137.019.

FG 21RX.

L mm	4.2	4.2
	010	012




36R



500.314.137.008.

L mm 4.2

FG 36R. 012



36R



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT














CARBURE DE TUNGSTÈNE


CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

FINITION 12 LAMES





41



500.314.001.072.


L mm



1.4 1.8 2.3

FG 41.

014 018 023



500.204.277.072.

RA 41.

014 018 023

44E




500.314.277.072.

FG 44E.

L mm



3.1 3.5 4.2



500.204.277.072.

RA 44E.

X 018 023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

46




500.314.254.072.

L mm



3.5 3.5 3.8 4



500.204.254.072.

FG 46.

014 X 018 023



RA 46.

X 016 X X

47L




500.314.234.072.

L mm



4.4 4.4




500.204.234.072.

FG 47L.


012 014

RA 47L.

012 X



48



500.314.246.071.

L mm



3.6 3.6 3.6

FG 48.

009 010 012

48L



500.204.249.072.012

L mm




8

RA 48L.

012

50



500.314.465.041.012

L mm



3.2

FG 50.

012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CERAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

132



L mm 3

500.314.181.072.

FG 132. 009

133



L mm 5.5

500.314.217.072.

FG 133. 010


135



L mm 8


500.314.217.072.

FG 135. 014



212RL

212



500.314.197.072.012

FG 212.

012

L mm 5.5



212R



500.314.197.072.010

FG 212R.

010

L mm 6



212RL



500.314.198.072.016

FG 212RL.

016

L mm 9





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- FINITION 12 LAMES**
- Finition 30 lames
- Endodontie
- Chirurgie

247





500.314.499.072.

L mm



2.7 2.8 2.9

FG 247. 009 010 012



Sur notre **SITE INTERNET** vous trouverez toutes nos références de fraises avec des informations détaillées pour choisir les produits répondant au mieux à vos besoins.

VISITEZ NOTRE E-SHOP DIRECTEMENT EN SCANNANT LE CODE QR.



CONSULTEZ NOTRE SITE

INTERNET



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT






CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- FINITION 30 LAMES**
- Endodontie
- Chirurgie

FINITION 30 LAMES



U41



500.314.001.101.

L mm


1.8

2.3


FG U41.

018

023



U44E



500.314.277.101.018

L mm 3.5



FG U44E. 018

U48



500.314.247.101.012

L mm 5.5



FG U48. 012

U50



500.314.465.101.012

L mm 3.2



FG U50. 012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- FINITION 30 LAMES**
- Endodontie
- Chirurgie

U212



L mm

6

500.314.197.102.010

FG U212. 010

U247




L mm

3.4

500.314.499.101.012

FG U247. 012



Toutes nos références à portée de main.

Nos solutions intègrent une vaste gamme de fraises dentaires, tant pour les cabinets que pour les laboratoires.

Efficacité, précision, vitesse de coupe, géométries parfaites et absence de vibrations.

Des kits peuvent être créés selon vos désirs.



KIT DE FRAISES

PERSONNALISÉ



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT




CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- ENDODONTIE**
- Chirurgie

ENDODONTIE



152



500.315.210.295.014

FG L 152. 014



500.316.210.295.014


FG XL 152. 014

560



500.316.196.336.008

FG XL 560. 008





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE


POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**


CHIRURGIE




141




151



161



162A



162




166



167



389




NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS.

Notre vaste réseau de vente national et international est toujours à l'écoute de vos besoins.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser la visite de l'un de nos représentants.

Nous sommes là pour vous aider.





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS


- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**

CHIRURGIE

141



L mm



500.205.001.251.

RA L 141.

010 014 018 023 027 031 035 040 050



500.206.001.251.

RA XL 141.

010 014 018 023 027 031 035 040 050



500.104.001.251.

HP 141.

010 014 018 023 027 031 035 040 050

151




L mm



500.315.199.295.014

FG L 151.


014



500.316.199.295.014

FG XL 151.

014



161



500.315.408.295.

L mm

10

10

FG L 161.

012

014


162A



500.316.408.298.016

FG XL 162A.

016



500.205.408.298.016

RA L 162A.

016



500.104.408.298.016

HP 162A.

016



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

- Standard
- Excavation
- Ponts et couronnes
- Finition 12 lames
- Finition 30 lames
- Endodontie
- CHIRURGIE**

162




L mm 10



500.316.408.297.018

FG XL 162. 018



500.205.408.297.018

RA L 162. 018



500.104.408.297.018

HP 162. 018

166



L mm 11




500.205.409.297.021

RA L 166. 021



500.104.409.297.

HP 166. 021



167



L mm

11

500.205.410.297.

RA L 167.

023



500.104.410.297.

HP 167.

023

389



L mm

10

.316.494.020.014

FG XL 389.

014



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

CÉRAMIQUE

POLISSOIRS

**La solution idéale pour couper les tissus mous tout en cautérisant la plaie.
Une alternative simple et efficace au bistouri électrique.**





**Application :**

- Modelage du contour gingival
- Exposition des limites des cavités proximales profondes
- Dilacération des tissus de granulation inter radiculaire
- Papillectomie / élimination de gencive hyperplasique
- Exposition des têtes d'implants intra osseux et des dents retenues

Avant toute utilisation du CSTT, le site opératoire doit être séché, le sang et le pus doivent être éliminés.

La pointe du CSTT, tenue selon un angle de 30-45°, doit être utilisée avec des mouvements comparables à ceux imprimés avec un pinceau. Il est essentiel de ne pas appuyer la pointe trop fortement sur les tissus ou de tenter d'intervenir sur une épaisseur de tissu importante en un seul passage.

Le CSTT doit être déplacé doucement dans le sulcus à la profondeur souhaitée. Afin d'éviter toute perte tissulaire, il est important de préserver l'épithélium de la gencive marginale.

EXEMPLES

Travail sur tissus mous.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE **CÉRAMIQUE** POLISSOIRS

CÉRAMIQUE



CSTT



Ø 1,6 mm
19 mm



700.314.287.484.

L mm 5

Ø mm 1.5

FG CSTT.

CSTTL




Ø 1,6 mm
19 mm



L mm 8.5

Ø mm 1.5

FG CSTTL.



INFORMATIONS SUR L'UTILISATION

La CSTT est utilisée avec une rotation élevée de la turbine (300.000 - 450.000 rpm). Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'énergie cinétique produit une coagulation par la chaleur sans brûler les tissus.

Quand vous utilisez la CSTT, évitez tout contact excessif avec les dents ou le tissu osseux.

Refroidissement


Utiliser sans eau et sans spray de refroidissement.

Nettoyage

Eau et détergent. Attention : ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage.

Stérilisation

Stérilisation en autoclave à 134°C pendant 18 minutes.






FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

**Différentes solutions de polissage
avec des additifs adaptés à tout
type de matériau.**





NOUVELLE GÉNÉRATION DE POLISSOIRS

Un polissage exceptionnel ajoute une valeur supplémentaire aux restaurations.

L'aspect brillant que vous obtenez avec la nouvelle génération de polissoirs d'Axis Dental maintient la qualité de votre travail à long terme.

Cette nouvelle génération de polissoirs nous rend fiers de tous les efforts qui ont été déployés par l'entreprise en matière de R&D.

Réaliser des produits de haute qualité en introduisant des matériaux innovants est pour nous synonyme de succès.

Un succès récompensé par la satisfaction de nos clients.

Remplacer le silicone des polissoirs traditionnels par du polyuréthane résout de nombreux problèmes d'allergies qui affectent certains patients.

APPLICATION DU PRODUIT

Le polissoir est utilisé avec un jet d'eau et sans exercer de pression de sorte que le dentiste n'a qu'à rechercher le contact avec le matériau.



VITESSE DE ROTATION ET PROTOCOLE D'UTILISATION

En respectant la vitesse de rotation des polissoirs, vous assurerez une efficacité maximale de ceux-ci tout en prolongeant leur durée de vie.

Une vitesse excessive va émousser le polissoir, la chaleur va augmenter annulant ainsi l'efficacité du polissoir. Un bon résultat esthétique ne sera pas atteint.

Les professionnels d'Axis Dental ont été formés pour répondre à vos questions concernant les bonnes vitesses de rotation ou l'utilisation correcte du matériel.

Veuillez contacter le délégué dans votre région qui se fera un plaisir de vous aider.

Polissoirs de nouvelle génération



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

TPOLOGIE ET ABRASION

Polissoirs universels pour amalgame, or, alliages de métaux non précieux, titane.

Polyuréthane et carbure de silicium

Serie 10..	Dégrossissage	Abrasion 60 / 105 microns
Serie 20..	Prépolissage	Abrasion 20 / 25 microns
Serie 30..	Poli miroir	Abrasion 2 / 4 microns

Polissoirs pour composites

Polyuréthane et carbure de silicium

Serie 40..	Prépolissage	Abrasion 45 / 75 microns
Serie 50..	Poli miroir	Abrasion 2 / 4 microns

Polissoirs pour composites et céramiques hybrides

Polyuréthane et diamant

Serie X45..	Prépolissage	Abrasion 50 / 65 microns
Serie X55..	Poli miroir	Abrasion 4 / 8 microns

Polissoirs pour porcelaine (céramique), lithium de silicate oxyde de céramique.

Polyuréthane et diamant


Serie X70..	Prépolissage	Abrasion 40 / 58 microns
Serie X80..	Poli miroir	Abrasion 10 / 20 microns


Brossettes

- Prophylaxie
- Nylon
- Diamant

Pierres

- Verte
- Arkansas







FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE

Universel
Composite
Céramique
Pierre

BROSSETTE / Prophylaxie

BPH



Ø mm 6



RA BPH.

BROSSETTE / Prophylaxie nylon

BPNC



Ø mm 6



RA BPNC.

BROSSETTE / Prophylaxie nylon

BPNN



Ø mm 4

RA BPNN.

BPNP



Ø mm 4

RA BPNP.



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

BROSSETTE


Universel
Composite
Céramique
Pierre

BROSSETTE / Diamant

BP D C




Ø mm 6




RA BP D C.

BP D N




Ø mm 4



RA BP D N.


BP D P



Ø mm 4



RA BP D P.




CHOIX DES FORMES

Comment choisir la bonne forme ?

Lorsque l'on choisit la forme d'un polissoir, ce n'est pas seulement selon le type de traitement à effectuer, il est également important de considérer les économies réalisables lors de l'achat de matériel.

Au sein d'une même famille, la durée de vie du produit peut être considérablement plus longue. Par exemple, la forme 4014 (forme de disque) a une durée de vie 2 fois plus longue qu'une forme 4006 (forme de pointe).

Cette situation est encore améliorée lorsque l'on compare la forme 4012 (forme de roue) qui a une durée de vie 2,5 fois plus longue que le 4006 (forme de pointe).





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre


UNIVERSEL / Dégrossissage

1005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.533.


RA 1005.

1006




L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.533.

FG 1006.



653.204.243.533.

RA 1006.



1008



653.204.300.533.

L mm 10

Ø mm 5

RA 1008.

1012



L mm 1.5

Ø mm 14

RA 1012.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

Brossette
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre

UNIVERSEL / Prépolissage

2005



L mm 9.5

Ø mm 6.5

653.204.030.513.

RA 2005.

2006




L mm 7.5

Ø mm 3


653.314.243.513.

FG 2006.




653.204.297.513.

RA 2006.



2008




653.204.300.513.

L mm 10

Ø mm 5

RA 2008.

2012



L mm 1.5

Ø mm 14

RA 2012.



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

Brossette
UNIVERSEL
Composite
Céramique
Pierre

UNIVERSEL / Poli miroir

3005




L mm 9.5

Ø mm 6.5

653.204.030.503.

RA 3005.

3006




L mm 7.5

Ø mm 3


653.314.243.503.

FG 3006.



653.204.297.503.

RA 3006.



3008





653.204.300.503.

L mm	10
Ø mm	5

RA 3008.

3012



L mm	1.5
Ø mm	14

RA 3012.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Prépolissage

4005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.524.

RA 4005.

4006




L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.524.

FG 4006.



653.204.297.524.

RA 4006.



4008



653.204.300.524.

L mm 10

Ø mm 5

RA 4008.

4012



653.204.543.524.

L mm 1.5

Ø mm 14

RA 4012.

4014



653.204.307.524.

L mm 2.5

Ø mm 10

RA 4014.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Poli miroir

5005



L mm 9.5

Ø mm 6.5



653.204.030.514.


RA 5005.

5006




L mm 7.5

Ø mm 3




653.314.243.514.

FG 5006.



653.204.297.514.

RA 5006.



5008



653.204.300.514.

L mm 10

Ø mm 5

RA 5008.

5012



653.204.543.514.

L mm 1.5

Ø mm 14

RA 5012.

5014



653.204.304.514.

L mm 2.5

Ø mm 10

RA 5014.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Prépolissage / Diamant




X4504



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.523

RA X4504.

X4506




L mm 7.5

Ø mm 3




803.314.243.523

FG X4506.



803.204.297.523

RA X4506.



X4508



803.204.300.523

RA X4508.

L mm 10

Ø mm 5

X4512




803.204.543.523

RA X4512.

L mm 1.5

Ø mm 14

X4514



803.204.304.523

RA X4514.

L mm 2.5

Ø mm 10



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
COMPOSITE
Céramique
Pierre

COMPOSITE / Poli miroir / Diamant



X5504



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.503


RA X5504.

X5506




L mm 7.5

Ø mm 3




803.314.243.503

FG X5506.



803.204.297.503

RA X5506.



X5508




803.204.300.503

L mm 10

Ø mm 5

RA X5508.

X5512




803.204.543.503

L mm 1.5

Ø mm 14

RA X5512.

X5514



803.204.304.503

L mm 2.5

Ø mm 10

RA X5514.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE POLISSOIRS

BROSSETTE
Universel
Composite
CÉRAMIQUE
Pierre

Céramique / Prépolissage / Diamant



X7004




L mm 7,5

Ø mm 6

803.204.030.524

RA X7004.

X7008



L mm 10

Ø mm 4

803.204.243.524

RA X7008.



X7012



803.204.543.524

L mm	1.5
Ø mm	14

RA X7012.





FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
CÉRAMIQUE
Pierre

Céramique / Poli miroir / Diamant



X8004



L mm 7.5

Ø mm 6



803.204.030.513

RA X8004.

X8008




L mm 10

Ø mm 4



803.204.243.513

RA X8008.



X8012



L mm	1.5
Ø mm	14

803.204.543.513

RA X8012.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTENE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
Céramique
PIERRE

PIERRE VERTE / Fin

GR601




L mm 3



655.314.001.513.

FG GR601. 030



655.204.001.513.

RA GR601. 030

GR638




L mm 7




655.314.110.513.

FG GR638. 030



655.204.110.513.

RA GR638. 030



GR645




L mm 7



655.314.161.513.

FG GR645. 030



655.204.161.513.

RA GR645. 030

GR649




L mm 7



655.314.171.513.

FG GR649. 027



655.204.171.513.

RA GR649. 027

GR661




L mm 6.5



655.314.288.513.

FG GR661. 030



655.204.288.513.

RA GR661. 030



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT CARBURE DE TUNGSTÈNE CÉRAMIQUE **POLISSOIRS**

BROSSETTE
Universel
Composite
Céramique
PIERRE

PIERRE ARKANSAS / Extra Fin


AR601



L mm 3

635.314.001.505.

FG AR601. 030



635.204.001.505.

RAAR601. 030


AR638



L mm 7


635.314.110.505.

FG AR638. 030



635.204.110.505.

RAAR638. 030




AR645



L mm 7

635.314.161.505.


FG AR645. 030



635.204.161.505.


RA AR645. 030

AR649



635.314.171.505.

FG AR649. 027



635.204.171.505.

RA AR649. 027


AR661



L mm 6.5

635.314.288.505.

FG AR661. 030



635.204.288.505.

RA AR661. 030




FRAISES DENTALES



**Notre sélection de fraises de laboratoire
diamantées, en carbure de tungstène et
de polissoirs couvrent tous les besoins des
techniciens dentaires.**





Comment réaliser une commande

863



Ø 2,35 mm
44,5 mm

	HP 863.	012	016
HP F 863	012	X	
HP G 863.	X		016

1 2 3

1

Avec la référence AXIS

En ajoutant le diamètre à la référence Axis indiquée.

HP 863.016

2

À travers notre e-shop

En sélectionnant directement le diamètre désiré de la fraise dans l'e-shop. Le système proposera directement la référence AXIS.

HP F 863.012

3

Avec le numéro ISO

En ajoutant le diamètre à la référence ISO indiquée.

806.313.001.524.010



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE










POLISSOIRS


DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

STANDARD





801



L mm

1.2	1.6	2.3	2.9	3.5	4.2

806.104.001.524.

HP 801.

012	016	023	029	035	042
-----	-----	-----	-----	-----	-----

806.104.001.534.

HP G 801.

X	X	023	029	X	X
---	---	-----	-----	---	---

825



L mm

0.8	1.1

806.104.304.524.

HP 825.

018	040
-----	-----

835



L mm

4	4	6

806.104.107.524.

HP 835.

012	021	025
-----	-----	-----



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

837



L mm 7

806.104.111.524.

HP 837. 016


840



L mm 9 7

806.104.111.524.

HP 840. 040 050



848



L mm

10

9

806.104.173.524.

HP 848.

018

040

806.104.173.534.

HP G 848.

018

X

850



L mm

10

10

9

806.104.199.524.

HP 850.

014

025

042

859



L mm

10

806.104.166.524.

HP 859.

018

806.104.166.514.

HP F 859.

018



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

STANDARD

Disque Super Flex
Diamants DLC
Divers

860



L mm



5

806.104.247.524.

HP 860.

012

014

806.104.247.514.

HP F 860.

X

014

862



L mm




8

806.104.249.524.

HP 862.

018



863



L mm



10 10

806.104.250.524.

HP 863. 012 016

806.104.250.514.

HP F 863. 012 X

806.104.250.534.

HP G 863. X 016

881



L mm



7 7

806.104.141.524.

HP 881. 016 025



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

Standard

DISQUE SUPER FLEX


Diamants DLC

Divers

DISQUE SUPER FLEX



932




Ø 2,35 mm

44,5 mm





806.104...

HP 932. 450



SF914




L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF914.	190	220
-----------	-----	-----

HP SF914.	190	220
-----------	-----	-----

SF948



L mm	0.15	0.15
Ø mm	19	22

RA SF948.	190	220
-----------	-----	-----

HP SF948.	190	220
-----------	-----	-----



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

- Standard
- Disques Super Flex
- DIAMANTS DLC**
- Divers

DIAMANTS DLC

DLC801



L mm 1.6



Ø 2,35 mm

44.5 mm

806.104.001..

HP DLC801. 016

DLC850



L mm 10




Ø 2,35 mm

44.5 mm

806.104.199..

HP DLC850. 014



DLC859



L mm 10

 806.104.166..

HP DLC859. 018

DLC863



L mm 10

 806.104.250..

HP DLC863. 016



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

Les fraises en carbure de tungstène sont les meilleurs instruments pour travailler sur des matériaux souples. Ils sont efficaces et offrent une finition lisse ou rétentive, selon les besoins du professionnel tout en réduisant le temps d'intervention.



Plâtre



CX SG

Plâtre et Résine



CX G

Alliages et Métaux Précieux



CX

Alliages et Métaux Précieux




CX F

Alliages et Métaux Précieux




C

Fraise 4 pans



850.4


PLÂTRE / Lames croissées / Super Gros

CX SG 251


 500.104.274.223.

HP CX SG 251.

L mm

14

060

CX SG 351


 500.104.263.223.

HP CX SG 351.

L mm

14

070



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

PLÂTRE ET RÉSINE / Lames croissées / Gros

CX G 77




L mm 12

500.104.237.220.

HP CX G 77. 060

CX G 251




L mm 14

500.104.274.220.

HP CX G 251. 060


CX G 351




L mm 12

500.104.263.220.

HP CX G 351. 060


ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames croisées / Standard


CX 71


 500.104.001.190.

 L mm 5

HP CX 71. 050


CX 77


 500.104.237.190.

 L mm 12

HP CX 77. 060

CX 78


 500.104.257.190.

 L mm 12

HP CX 78. 060



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS


CX 79



500.104.194.190.

L mm	14	15
HP CX 79.	040	060


CX 251



500.104.274.190.


L mm	11,5	14
HP CX 251.	040	060

CX 257-364R



500.104.274.190.

L mm	17-13
HP CX 257-364R.	023




CX 261


 500.104.194.190.

L mm 14

HP CX 261. 023


CX 295


 500.104.292.190.

L mm 16

HP CX 295. 023

CX 364R


 500.104.137.190.

L mm 16

HP CX 364R. 023



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames croiséess / Fin

CX F 73




L mm

3

500.104.277.140.

HP CX F 73. 014

CX F 77




L mm

5

500.104.237.140.

HP CX F 77. 023

CX F 78




L mm


12

500.104.277.140.

HP CX F 78. 040



CX F 79




500.104.190.140.

HP CX F 79. 060

L mm 16

CX F 139




500.104.289.140.

HP CX F 139. 023

L mm 8

CX F 251



500.104.274.140.

HP CX F 251. 060

L mm 14



FRAISES DENTAIRES




DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CX F 129




500.104.141.140.

HP CX F 129. 023

L mm 8



CX F 138




500.104.198.140.


HP CX F 138. 023

L mm 8




ALLIAGES ET MÉTAUX PRÉCIEUX / Lames hélicoïdales


C 71


 500.104.001.175

L mm 2.7 3.1

HP C 71. 027 031

C 79


 500.104.194.175

L mm 12

HP C 79. 060

FRAISE 4 PANS

850.4


 500.314.467.212.

L mm 2.5

FG 850.4. 012



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT


CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

ZIRCON PRÉFRITÉE / Moyen

L0538



L mm 24

Ø mm 10




658.104.275.523.

HP L0538.

ZIRCON PRÉFRITÉE / Fin

L0738




L mm 24

Ø mm 10




658.104.275.513.

HP L0738.


RÉSINE / Gros

L1025



L mm 20

Ø mm 10

658.104.300.533.

HP L1025.

L1037




L mm 17

Ø mm 6.5

658.104.275.533.

HP L1037.

L1038



L mm 24

Ø mm 10

658.104.274.533.

HP L1038.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

RÉSINE / Moyen

L2025



L mm 24

Ø mm 10



658.104.300.523.

HP L2025.

L2037



L mm 17


Ø mm 6.5



658.104.275.523.

HP L2037.

L2038




L mm 24

Ø mm 10





658.104.274.523.

HP L2038.



RÉSINE / Fin

L3025
 658.104.300.513.

HP L3025.

L mm 24


Ø mm 10

L3037
 658.104.275.513.

HP L3037.

L mm 17

Ø mm 6.5

L3038
 658.104.274.513.

HP L3038.

L mm 24

Ø mm 10



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE


POLISSOIRS

DIVERS

PIERRE / Gros / Diamant



LX7517




805.104.042.535.

HP LX7517.

L mm 2
Ø mm 12

LX7521



805.104.173.535.

HP LX7521.

L mm 10
Ø mm 4


LX7531




805.104.107.535.

HP LX7531.

L mm 13
Ø mm 5



PIERRE / Moyen / Diamant

**LX8517**


L mm 2

Ø mm 12



805.104.042.525

HP LX8517.

LX8521


L mm 10

Ø mm 4



805.104.173.525

HP LX8521.

LX8531

L mm 13

Ø mm 5



805.104.107.525

HP LX8531.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CÉRAMIQUE/ Prépolissage / Diamant



LX8013



803.104.543.522

HP LX8013.

L mm 2
Ø mm 26


LX8016




803.104.303.522

HP LX8016.

L mm 2
Ø mm 26



LX8017



803.104.372.522

HP LX8017.



L mm 2

Ø mm 11

LX8024



803.104.243.522.

HP LX8024.



L mm 13

Ø mm 4



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

CÉRAMIQUE / Poli miroir / Diamant



LX9013



803.104.543.512

HP LX9013.

L mm 2

Ø mm 26

LX9016




803.104.303.512

HP LX9016.

L mm 2

Ø mm 26



LX9017




L mm 11

Ø mm 2

 803.104.372.512

HP LX9017.

LX9024



L mm 13

Ø mm 4

 803.104.243.512

HP LX9024.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS

DIVERS

DISQUE RENFORCÉ

DR C220




L mm 0.3

Ø mm 22



DR C220.

DR M400




L mm 0.5

Ø mm 40



DR M400.



MANDRIN POUR DISQUE RENFORCÉ

MANDRIN HP DISQUES



L mm 42



HP MANDRIN HP DISQUES. X

MANDRIN RA DISQUES



RA MANDRIN RA DISQUES.



FRAISES DENTAIRES



DIAMANT

CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLISSOIRS


DIVERS

ADAPTATEUR

4024



L mm	13
Ø mm	2.35



RA 4024.


4025



L mm	35
Ø mm	2.35



HP 4025.

**4026**

L mm 26

Ø mm 2.35

RA L 4026.

4032

L mm 10

RA 4032.



TENONS RADICULAIRES





Solution efficace





TENONS RADICULAIRES

Axis Dental a conçu une gamme avant-gardiste de tenons radiculaires en fibre de verre offrant un comportement similaire à celui d'une dent naturelle.

Les hauteurs et les diamètres sont idéaux, les restaurations sont plus simples, plus solides et plus sûres.






Efficace, confortable, durable et compatible

Solution pionnière sur le marché grâce à ses nombreux avantages développés en collaboration avec des dentistes spécialisés.

4 références, 2 longueurs et 2 diamètres,
pour satisfaire 95% de vos besoins.



**Excellente répartition
des forces sur la racine**



TENONS RADICULAIRES

TENON EN FIBRE DE VERRE / SET



FIBERPOST SET

Set de tenons en fibres de verre

- 2 forets de préparation
- 2 forets de précision
- 4 x 5 tenons en fibres de verre
- Instructions

FIBRE DE VERRE / BLISTER



FIBERPOST 0.8 - 10MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 0.80 - L10 mm



FIBERPOST 0.8 - 12MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 0.80 - L12 mm



TENON EN FIBRE DE VERRE / BLISTER



FIBERPOST 1.0 - 10MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 1.00 - L10 mm




FIBERPOST 1.0 - 12MM

5 tenons en fibres de verre
Ø 1.00 - L12 mm




TENONS RADICULAIRES

FRAISES POUR TENONS




CA XL 183.009
Foret de préparation Ø 1.0




CA XL 183.007
Foret de préparation Ø 0.80



FRAISES POUR TENONS



CA XL 196.017
Foret de préparation Ø 1.0



CA XL 196.015
Foret de préparation Ø 0.80





POINTES À ULTRASONS





*Précision
rigoureuse*





POINTES À ULTRASONS

Efficace, confortable, durable et compatible

Efficacité optimale grâce à la grande précision de la connexion et la forme exacte de l'embout. La sélection est limitée mais adéquate pour une dynamique de travail idéale.

Formes courtes pour une puissance maximale ou formes longues et incurvées pour un accès aisé à toutes les parties de la dent.

Chaque professionnel trouvera la solution pour ses traitements.

Nous avons à votre disposition les connexions les plus populaires du marché :

EMS, KAVO, NSK, SATELEC et SIRONA.

Pour être pleinement efficace, il est essentiel de travailler avec les 2-3 derniers mm de la pointe.





Trois variétés de produits pour les besoins du dentiste

1

PROPHYLAXIE



- L'application et l'intervention des pointes à ultrasons dans le domaine de la prophylaxie permettent de travailler plus rapidement.
- Elles permettent d'atteindre les endroits difficiles d'accès de manière très simple et la surface de la dent sera plus lisse.
- Grâce au refroidissement à l'eau, les bactéries sont immédiatement évacuées, laissant un champ propre et sûr.
- La procédure étant plus rapide, elle est donc moins stressante pour le patient et moins fatigante pour le praticien.
- Une qualité de traitement optimale grâce à l'efficacité, la rapidité et le confort de ces instruments, préserve la santé bucco-dentaire du patient.

2


PARODONTIE



- Un nombre de patients de plus en plus atteints par les parodontites et les gingivites contraint les professionnels à nettoyer les endroits difficiles d'accès où la visibilité est nulle.
- Grâce à la précision et à la fiabilité de ces embouts, ils pourront atteindre ces endroits en toute sécurité et préserver la santé bucco-dentaire du patient.
- Les formes spécifiques permettent au professionnel d'atteindre plus facilement le dessous de la gencive et suivre le contour de la dent sans perdre les tissus sains, ce qui leur permet de nettoyer en toute sécurité les zones touchées.

3

NETTOYAGE D'IMPLANTS



- Aide à nettoyer les implants.
- Comme la surface est rugueuse, les bactéries restent sur l'implant, affectant l'os et causant des problèmes de survie de l'implant (péri-implantite).
- Avec un nettoyage spécifique, vous pouvez éliminer cette situation et assurer la stabilité à long terme de l'implant et améliorer la santé bucco-dentaire du patient.
- Les embouts ultrasoniques spéciaux avec pointe souple en PEEK laissent la zone affectée propre et sûre.



POINTES À ULTRASONS



Pourquoi travailler avec des pointes à ultrasons ?

- C'est plus rapide que les autres techniques.
- L'accès aux lieux profonds est facilité.
- Le refroidissement à l'eau permet d'évacuer les bactéries.
- La surface de la dent devient plus lisse.
- C'est plus agréable et rapide pour un professionnel.

Une usure de 1 mm de la pointe entraîne une perte de 25% de l'efficacité de l'instrument et une usure de 2 mm entraîne une perte de 50%.

Compatible avec toutes les connexions






NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS.

Notre vaste réseau de vente national et international est toujours à l'écoute de vos besoins.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser la visite de l'un de nos représentants.

Nous sommes là pour vous aider.





POINTES À ULTRASONS

EMS

KAVO


NSK

SATELEC

SIRONA


CLÉS

Prophylaxie




Scaling EMS1

Elimination des calculs supragingivaux légers et modérés et de la plaque bactérienne..




Scaling EMS2

Elimination, grâce au bord plat, des calculs supragingivaux importants.




Scaling EMS3

Elimination des calculs et de la plaque bactérienne des espaces interdentaires supragingivaux.



Scaling EMS4


Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.



Scaling EMS5


Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.

PARODONTIE




Perio EMS1

Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio EMS3


Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio EMS4

Elimination des calculs sous-gingivaux

NETTOYAGE D'IMPLANTS




EMS IC

Nettoyage d'implants. Pointe PEEK pour un nettoyage délicat en toute sécurité d'implants et de restaurations.




KAVO

KAVO Soniflex 2003




Kav 5

Générale.
Extraction de calculs
de toutes les surfaces
dentaires.




Kav 6

Fine.
Détartrage de petites
surfaces difficiles d'accès.




Kav 7

Sous-gingival.
Détartrage sous-gingival



Kav 8

Sous-gingival.
Elimination de calculs
sous-gingivaux



Kav 60

Nettoyage en douceur de poche jusqu'à
9mm de profondeur lors de traitement
parodontal.
Région antérieure et surfaces lisses.



POINTES À ULTRASONS

EMS

KAVO


NSK

SATELEC

SIRONA


CLÉS

Prophylaxie




Scaling NSK 1

Elimination des calculs supragingivaux légers et modérés et de la plaque bactérienne.




Scaling NSK 2

Elimination, grâce au bord plat, des calculs supragingivaux importants.




Scaling NSK 3

Elimination des calculs et de la plaque bactérienne des espaces interdentaires supragingivaux.



Scaling NSK 4


Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.



Scaling NSK 5


Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.

PARODONTIE




Perio NSK 1

Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio NSK 3


Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio NSK 4

Elimination des calculs sous-gingivaux

NETTOYAGE D'IMPLANTS




NSK IC

Nettoyage d'implants. Pointe PEEK pour un nettoyage délicat en toute sécurité d'implants et de restaurations.




Prophylaxie




Scaling SAT 1

Elimination des calculs supragingivaux légers et modérés et de la plaque bactérienne.




Scaling SAT #1

Universelle. Détartrage supragingival simple sans endommager l'émail.




Scaling SAT 2

Elimination, grâce au bord plat, des calculs supragingivaux importants.




Scaling SAT 1S

Fine. Détartrage supra et sous-gingival, espaces interproximaux.




Scaling SAT 3

Elimination des calculs et de la plaque bactérienne des espaces interdentaires supragingivaux.



Scaling SAT 4

Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.



Scaling SAT 5

Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.



POINTES À ULTRASONS

EMS

KAVO


NSK

SATELEC

SIRONA


CLÉS

PARODONTIE




Perio SAT 10X

Interproximale.
Bout plat adapté aux espaces interproximaux et au détartrage supragingival.
Conception anatomique pour une utilisation rapide et efficace.




Perio SAT 10P

Superficielle.
Rond et fin pour un détartrage des poches de moins de 2-3 mm.




Perio SAT 10Z

Sous-gingival.
Poches moyennes (~ 4 mm).
Elimination du biofilm et de dépôts mous.




Perio SAT H3

Parodontie antérieure.
Traitement du bloc incisive-canine.
Permet de travailler dans la poche périodontale sans endommager le ligament.




Perio SAT 1

Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio SAT 3


Elimination des calculs sous-gingivaux



Perio SAT 4

Elimination des calculs sous-gingivaux.

NETTOYAGE D'IMPLANTS




SAT IC

Nettoyage d'implants.
Pointe PEEK pour un nettoyage délicat en toute sécurité d'implants et de restaurations.



Sur notre e-shop, vous trouverez toutes nos références avec des informations détaillées pour effectuer une commande.

Visitez notre e-shop directement en scannant le code QR.



VISITEZ NOTRE

E-SHOP



POINTES À ULTRASONS

EMS

KAVO

NSK

SATELEC

SIRONA


CLÉS

Prophylaxie




Scaling SIR 1

Elimination des calculs supragingivaux légers et modérés et de la plaque bactérienne.




Scaling SIR 2

Elimination, grâce au bord plat, des calculs supragingivaux importants.




Scaling SIR 3

Elimination des calculs et de la plaque bactérienne des espaces interdentaires supragingivaux.




Scaling SIR 4

Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.




Scaling SIR 5

Elimination de tous les calculs supragingivaux et de la plaque bactérienne.




Scaling SIR 1L

Générale
Bout plat pour détartrage lingual et buccal.




Scaling SIR 2L

Versatile.
Détartrage lingual, buccal, et interdentaire.



Scaling SIR 3L

Universelle
Détartrage supragingival et interdentaire.




Scaling SIR 4L

Pour les surfaces sous-gingivales, supra-gingivale et interdentaires.




PARODONTIE




Perio SIR 1

Elimination des calculs
sous-gingivaux



Perio SIR 3

Elimination des calculs
sous-gingivaux



Perio SIR 4

Elimination des calculs
sous-gingivaux



POINTES À ULTRASONS

EMS

KAVO

NSK

SATELEC

SIRONA

CLÉS

CLÉS



Twrench EMS

Clé dynamométrique EMS



Twrench SAT

Clé dynamométrique
SATELEC



Twrench KAV Q

Clé dynamométrique
Kavo Soniflex 2003
Kavo Soniflex Quick 2008



Twrench KAV

Clé dynamométrique
Kavo Soniflex 2003



Twrench NSK

Clé dynamométrique NSK




Twrench SIR

Clé dynamométrique
SIRONA



INDICATEUR D'USURE DES POINTES UTLTRASON





BLANCHIMENT DE DENTS





Solution efficace





BLANCHIMENT DE DENTS

Avec les traitements de blanchiment des dents
PURE d'Axis Dental, vous rendrez le sourire à vos
patients.





MÉTHODE INNOVANTE ET EFFICACE

PURE est un blanchiment dentaire reconnu pour sa grande efficacité de par sa technologie et son développement.

Les résultats, rapidement visibles, garantissent un sourire plus blanc et plus éclatant pendant longtemps. PURE est très efficace, sans risque et très facile à utiliser.

Il contient un pH idéal, ce qui lui confère une excellente tolérance.

Avec PURE, vous pouvez obtenir une différence dans la couleur de vos dents dès les premiers jours.

UN TRAITEMENT RAPIDE ET FACILE

- Traitement professionnel simple et sûr.
- Des résultats optimaux et garantis à long terme.



Rapide
et sûr



BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE

A DOMICILE

ACCESSOIRES



PURE power

C'est le traitement le plus rapide pour blanchir vos dents, en obtenant un sourire plus blanc et brillant en 1 heure.

Le produit s'applique directement sur les dents, après avoir protégé les tissus mous.

PURE powerplus

Il s'agit de la combinaison associant un traitement au cabinet à un traitement à domicile, obtenant ainsi un résultat rapide, renforcé et plus durable.

Cette solution inclut des gouttières personnalisées pour de futurs rappels.





En clinique

AXIS
dental
SWISS QUALITY

KIT



PURE POWER 38%

Traitement pour 1 patient
38% de Peroxyde d'Hydrogène
- 1 seringue de 2.5ml
- 1 gingiva protector de 1.5g
- 1 PURE care de 3ml

SERINGUES INDIVIDUELLES



PURE POWER 38% REFILL

1 seringue de 2.5 ml
Instructions



PURE GINGIVA PROTECTOR

1 seringue de 1.5g
Instructions



PURE CARE

Reminéralisant / désensibilisant
1 seringue de 3 ml
- 30% Xylitol
- 4,2% Nitrate de Potassium
- 1450ppm Fluorure de Sodium



BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE A DOMICILE ACCESSOIRES



Traitement flexible adapté au patient

Votre dentiste réalisera une impression de vos dents afin d'élaborer des gouttières personnalisées.

Il vous renseignera sur la procédure à suivre afin d'optimiser le résultat.

PEN



PURE PEN 16%

Traitement de 15 - 20 applications
16% de Peroxyde de Carbamide
- 1 PEN de 4 ml
- Instructions



PURE 22% REFILL

Traitement d'appoint de 2 jours
22% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions

Trois options de traitement à domicile

PURE 10%

La solution idéale pour les dents sensibles. La manière la plus douce pour obtenir des dents plus blanches.

Emploi : une application de 4 heures pendant 16 nuits.

PURE 16%

La formule idéale pour les personnes souhaitant un traitement plus rapide et /ou possédant une coloration plus importante des dents.

Emploi : une application de 2 heures pendant 16 nuits.

PURE PEN 16%

Ce pinceau crée un effet lumineux et brillant sur les dents, de manière simple et sûre, avec une seule application de 20 min.

PURE Pen permet de réaliser entre 15 et 20 applications.

PURE PEN 22%

La formule idéale pour les personnes qui souhaitent porter leurs gouttières moins longtemps: un résultat optimal en seulement deux applications quotidiennes de 45 minutes durant 8 jours.



A domicile

AXIS
dental
SWISS QUALITY



KITS



PURE 16% KIT

Traitement de base de 16 nuits
16% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables



PURE PEN 16% KIT

Traitement de 15 - 20 applications
16% de peroxyde de carbamide
- 1 PEN de 4ml
- 1 Lampe LED
- 1 teintier



PURE 10% KIT

Traitement de base de 16 nuits
10% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables
- 1 coffret gouttière



PURE 22% KIT

Traitement de base de 8 jours
22% de peroxyde de carbamide
- 4 seringues de 3ml
- 1 PURE care de 3ml
- 2 plaques thermoformables
- 1 coffret gouttière

SERINGUES INDIVIDUELLES



PURE 16% REFILL

Traitement d'appoint de 4 nuits
16% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions



PURE 10% REFILL

Traitement d'appoint de 4 nuits
10% de Peroxyde de Carbamide
- 1 seringue de 3 ml
- Instructions



PURE CARE

Reminéralisant / désensibilisant
1 seringue de 3 ml
- 30% Xylitol
- 4,2% Nitrate de Potassium
- 1450ppm Fluorure de Sodium






BLANCHIMENT DE DENTS

EN CLINIQUE

A DOMICILE

ACCESSOIRES



Déroulement du traitement

Votre dentiste prend l'empreinte de vos dents afin de confectionner des gouttières personnalisées. Il vous fournit le produit de blanchiment répondant le mieux à vos exigences et vous indique la marche à suivre afin d'optimiser le résultat.





ACCESSOIRES




PURE TRAY BOX

Coffret pour gouttières



PURE THERMO

10 plaques thermoformables
- Carré de 12.7 cm de côté
- Epaisseur 1 mm



PURE LIP RETRACTOR

Autoclavable



BLOCKER

Résine pour réservoirs
- 1 seringue de 1,2 g
- Instructions



AXIS Dental Sarl

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier Switzerland
Tel : +41 21 633 0 633
Email : mail@axis-dental.ch

www.axis-dental.com/fr

